

Externe Tastatur für Spermienzählung

Keypad G84-4700



- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Numerischer Ziffernblock mit 4 zusätzlichen, individuell beschriftbaren Funktionstasten
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Programmierung alternativer Tastencodes z.B. [.] , [.] , [00] , [000]
- Geeignet für Links- und Rechtshänder
- Zusätzliche Programmierung von Software-Makros mittels leistungsfähiger Konfigurationssoftware "Cherry Tools"
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems


Kabellänge: ca. 1,75 m **Abmessungen Produkt:** ca. 90 x 132 x 36 mm **Arbeitstemperatur:** 0°C bis 50°C

Optionale Tastatur Schutzfolie für Keypad



- WetEx® enthält keine polybromierten Diphenylether
- Beständig gegen Spülmittel
- Beständig gegen Isopropylalkohol
- WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücker unter Normalbedingungen.
- Beständig gegen destilliertes Wasser
- Beständig gegen Diesel
- WetEx® ist frei von Halogenen und Latex.
- Bedingt beständig gegen 40% Schwefelsäure (Batteriesäure)

Neues Modul in MediTEX IVF: Zähler für Motilität, Morphologie und Konzentration



Es kann sofort mit dem Zählen per Keypad begonnen werden. Ein akustisches Signal symbolisiert das Erreichen der 200er Eingabe. Anschließend wird der Motilitätszähler geschlossen und die Ergebnisse der Zählung automatisch in den Spermienrechner übertragen.

Bestellung

Fax an 0941/5 69 97 740

CRITEX GmbH
Stobäusplatz 4
93047 Regensburg
Tel. 0941/5 69 98 770
E-Mail: support@critex.de

<u>Menge</u>	<u>Artikel</u>		<u>Einzelpreis</u>
_____	Keypad G84-4700	schwarz	40,- €
_____	Keypad G84-4700	grau	40,- €

Optionales Zubehör

_____	Keypad Schutzfolie		18,- €
-------	--------------------	--	--------

Kunde

Datum

Unterschrift