

## Lieferumfang

1 Netzteil  
1 ARTbox



## Sicherheitshinweise

- Die ARTbox darf nur innerhalb von Gebäuden betrieben werden.
- Stellen Sie die ARTbox so auf, dass ihre Lüftungsschlitze (Unterseite des Geräts) frei sind.
- Stellen Sie die ARTbox nicht an einem warmen Ort (z.B. Heizkörper, etc) auf.
- Schließen Sie die ARTbox an eine Steckdose mit Überspannungsschutz an oder trennen Sie sie bei Gewitter vom Strom.

## Aufstellung und Anschluss

1. Schließen sie das Kabel des Netzteils an die ARTbox an.

Hinweis:  
Auf dem Foto sehen sie links den Aufkleber mit der ARTbox ID. Wird dieser entfernt oder beschädigt, erlischt die Garantie auf das Gerät.



2. Verbinden Sie die ARTbox mit Ihrem Netzwerk, indem Sie ein Netzwerkkabel an die ARTbox anschließen. Das Kabel rastet mit einem „Klick“ ein.



3. Stecken Sie das Netzteil in eine gut erreichbare Steckdose.
4. Die ARTbox startet und konfiguriert sich automatisch.  
Die gelbe LED zeigt an, dass eine Netzwerkverbindung besteht, die grüne LED blinkt bei Aktivität.



5. Nach ca. 15 Minuten starten Sie einen Internetbrowser (z.B. Google Chrome, Firefox, etc.) und geben folgendes in das Adressfeld ein: <https://artbox.local/>
6. Bitte vergeben Sie ein Master-Passwort für Ihre ARTbox und notieren Sie dieses sorgfältig.  
Das Passwort kann später **nicht** mehr geändert werden. Es ist daher dringend notwendig, dass Sie das Passwort an einem sicheren Ort aufbewahren.

**Einrichtung**

Bitte geben Sie ein Master-Passwort zur Entschlüsselung der ARTbox-Datenbank an.

Master-Passwort: ..... Master-Passwort wiederholen: .....

✓ JA, ich weiß, dass der Verlust des Passworts zum Verlust aller auf der ARTbox gespeicherten Daten führt.  
Niemand außer Ihnen kennt das Passwort.  
Verlieren Sie es, können die Daten auf der ARTbox nicht mehr entschlüsselt werden.

✓ JA, das Master-Passwort wurde sicher notiert.

Der Verschlüsselungsvorgang dauert einige Minuten.  
Danach werden Sie auf die Anmelde-Seite geleitet.

**PASSWORT SETZEN ▶**

7. Fertig.

Sie können sich jetzt als Admin-Benutzer anmelden und weitere Einstellungen vornehmen.

Benutzername: admin  
Passwort: admin

**Anmeldung**

Benutzername  
admin

Passwort  
.....

**LOGIN ▶**

Antworten auf Ihre Fragen finden sie entweder in der eingebauten FAQ, die sie nach der Anmeldung erreichen oder unter <https://alquanto.net/artbox/faq.html>  
Den IT-Support bei Problemen erreichen Sie unter +49 (0)211 877 495 41.