

# ARTbox ToDo-Liste

- Die ARTbox ist im Netzwerk und an eine Stromquelle angeschlossen.
- Sie haben auf dem Server Bonjour (32- oder 64-bit) installiert und die ARTbox ist über [ARTbox.local](http://ARTbox.local) im Browser aufrufbar.
- Das Masterpasswort der ARTbox wurde bereits von Ihnen vergeben und notiert.
- Führen Sie einen DIR Vollexport durch.

Entscheiden Sie sich für eine der folgenden 3 Möglichkeiten:

- Sie teilen uns ihr Masterpasswort mit
- Während des Updates / Installation ist jemand verfügbar, der das Masterpasswort eingeben kann.
- Sie teilen uns ihr Masterpasswort nicht mit, und wollen/können es während der Installation nicht eingeben. In diesem Fall müssen Sie das Masterpasswort jedes Mal manuell eingeben wenn die Datenbank der ARTbox gesperrt wird.