



Import Spezifikationen: Gewebetransplantation

Version:	1.0
Autor:	Peter Wegener
Software:	FertiPROTEKT
Tabellenimport:	Gewebe
Erstellungsdatum:	26.08.2014
Aktualisiert:	26.08.2014

Änderungen:

Feld	Beschreibung

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

Übersicht der Feld-Definitionen und Spezifikationen zur Übergabe und Einpflegen in die Gewebe Tabelle.

Der Fragebogen wird automatisch dem Benutzer anhand des UserTokens zugeordnet.

Zugriff:

- URL: `http://.../gewebeXMLImport?USERTOKEN"`
- USERTOKEN: Wird vom Admin in den erstellt.
- Übergabemethode: POST
- Encrypten-type: `multipart/form-data`
- Dateityp: `.xml/.XML`
- Root-Knoten: `gewebeImport`

Zusätzliche Feldinformationen:

- Alle Werte müssen dem ASCII-Zeichencode entsprechen.
- Datumsfelder müssen sich in folgendem Format übergeben werden:
`dd.MM.yyyy`
- 0/1 Werte müssen als integer Wert übergeben werden.
- Vermeidung von Umlauten wie ä, ö, ü, ß in Freitext Feldern.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSGEWEBEISLOCKED*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Ist der Fragebogen abgeschlossen? D.h. Ist eine weitere Bearbeitung möglich, ja oder nein.

CDSGEWEBEPATINITIALS*

Wert: Freitext (Max. 20 Zeichen)

Beschreibung:

Initialen des Patienten.

CDSGEWEBEDOCDATE*

Wert: Freitext, vordefiniertes Format: dd.MM.yyyy

Beschreibung:

Datum des Behandlungs/Ausfüllungstages.

CDSGEWEBEPATDOB*

Wert: Freitext, vordefiniertes Format: dd.MM.yyyy

Beschreibung:

Geburtsdatum des Patienten.

CDSGEWEBEPATAGE*

Wert: integer

Beschreibung:

Alter des Patienten.

CDSGEWEBEPATKIDCOUNT*

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl der Kinder des Patienten.

CDSGEWEBERADIATIO*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Raditatio infradiaphragmal.

CDSGEWEBECHEMO*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Chemotherapie.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSGEWEBETRANSPORTOVAR*

Wert: Freitext (Vordefiniertes Feld)

- 0: Ovar
- 1: Peritoneum Becken
- Sonst: Freitext (Max. 20 Zeichen)

Beschreibung:

Transplantationsort des Gewebe.

CDSGEWEBEAKTIVZEICHEN*

Wert: integer

- 0: Nein
- 1: Januar
- 2: Februar
- 3: Maerz
- 4: April
- 5: Mai
- 6: Juni
- 7: Juli
- 8: August
- 9: September
- 10: Oktober
- 11: November
- 12: Dezember

Beschreibung:

Aktivzeichen (E2, FSH). 1-12 bedeuten Ja mit einer Muss-Angabe des Montags (ab wann).

CDSGEWEBEFOLLIKELPUNKTION*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurde eine Follikelpunktion angewandt?

CDSGEWEBEASPOOZYTEN*

WERT: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Aspirierte Oozyten.

- **CDSGEWEBEASPOOZYTENNOTXT****

Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)

Beschreibung:

Zugehörig zu CDSGEWEBEASPOOZYTENNOTXT, sollte das Ausgangsfeld 1 bzw. Ja sein, so muss CDSGEWEBEASPOOZYTENNOTXT gefüllt werden.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSGEWEBEFERTIOOZYTEN*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurden Oozyten Fertilisiert?

- **CDSGEWEBEFERTIOOZYTENNOTXT****

Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)

Beschreibung:

Zugehörig zu CDSGEWEBEFERTIOOZYTEN, sollte das Ausgangsfeld 0 bzw. Nein sein, so muss CDSGEWEBEFERTIOOZYTENNOTXT gefüllt werden.

CDSGEWEBETRANSFER*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurde Gewebe transferiert?

- **CDSGEWEBETRANSFERNOTXT****

Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)

Beschreibung:

Zugehörig zu CDSGEWEBETRANSFER, sollte das Ausgangsfeld 0 bzw. Nein sein, so muss CDSGEWEBETRANSFERNOTXT gefüllt werden.

CDSGEWEBETRANSSCHWANGER*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Schwangerschaft während der Transplantation?

CDSGEWEBETRANSGEBURT*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Kam es zu einer Geburt während der Transplantation? (Beachte: CDSGEWEBETRANSGEBURT darf nur dann gefüllt sein wenn CDSGEWEBETRANSSCHWANGER 1 also Ja ist.

CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUT*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurde Gewebe aufgetaut?

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

- **CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUTNOTXT****
Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)
Beschreibung:
Zugehörig zu *CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUT*, sollte das Ausgangsfeld 0 bzw. Nein sein, so muss *CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUTNOTXT* gefüllt werden.

CDSGEWEBEKRYOOZFERTI*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurden Oozyten fertilisiert?

- **CDSGEWEBEKRYOOZFERTINOTXT****
Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)
Beschreibung:
Zugehörig zu *CDSGEWEBEKRYOOZFERTI*, sollte das Ausgangsfeld 0 bzw. Nein sein, so muss *CDSGEWEBEKRYOOZFERTINOTXT* gefüllt werden.

CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUT*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurden PNs aufgetaut?

- **CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUTNOTXT****
Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)
Beschreibung:
Zugehörig zu *CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUT*, sollte das Ausgangsfeld 0 bzw. Nein sein, so muss *CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUTNOTXT* gefüllt werden.

CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFER*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Wurden Embryonen transferiert?

- **CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFERNOTXT****
Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)
Beschreibung:
Zugehörig zu *CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFER*, sollte das Ausgangsfeld 0 bzw. Nein sein, so muss *CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFERNOTXT* gefüllt werden.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSGEWEBEKRYOSCHWANGER*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Schwangerschaft während des Kryotransfer?

CDSGEWEBEKRYOGEBURT*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Kam es zu einer Geburt während des Kryotransfers? (Beachte: CDSGEWEBEKRYOSCHWANGER darf nur dann gefüllt sein wenn CDSGEWEBEKRYOGEBURT 1 also Ja ist.

CDSGEWEBEGNRHSCHWANGER*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Entstand eine Schwangerschaft nach GnRH-Analoga Therapie?

CDSGEWEBETRANSgebURT*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Kam es zu einer Geburt nach der Schwangerschaft? (Beachte: CDSGEWEBEGNRHGEBURT darf nur dann gefüllt sein wenn CDSGEWEBEGNRHSCHWANGER 1 also Ja ist.

CDSTRANSPSCHWANGER

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Entstand eine Schwangerschaft nach Transposition eines oder beider Ovarien?

CDSGEWEBETRANSPGEBURT

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Kam es zu einer Geburt nach der Schwangerschaft? (Beachte: CDSTRANSPSCHWANGER darf nur dann gefüllt sein wenn CDSGEWEBETRANSPGEBURT 1 also Ja ist.

CDSGEWEBEANMERKUNGEN

Wert: Freitext (Max. 2000 Zeichen)

Beschreibung:

Anmerkungen zum Fragebogen.

ENTRYYEAR*

Wert: integer

Beschreibung:

Jahr der Ausfüllung (z.B. 2014) des Fragebogen.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSGEWEBEERKRANKUNGEN*

Wert: integer

- 0: Keine Angabe
- 1: Mammakarzinom
- 2: M. Hodgkin
- 3: Non-Hodgkin-Lymphom
- 4: Leukämie
- 5: Maligne Erkrankung
- 6: Benigne Erkrankung

Beschreibung:

Diagnose des Patienten, bei Werten 4/5/6 muss das Feld CDSGEWEBEPATDIAGNOSIS zusätzlich gefüllt werden.

○ **CDSGEWEBEPATDIAGNOSIS****

Wert: Freitext (Vordefinierte eingaben für Wert 4/5/6)

- CDSGEWEBEERKRANKUNGEN Wert 4:
 - 0: Keine Angabe
 - 1: AML
 - 2: ALL
 - 3: CML
 - 4: CLL
- CDSGEWEBEERKRANKUNGEN Wert 5/6:
 - Freitext Pflichteingabe

Beschreibung:

Diagnose Feld zugehörig zur Erkrankung, muss bei den Werten 5/6/7 des Erkrankungsfeldes gefüllt sein, sonst nicht.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

XML-Struktur:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<gewebeImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<gewebe>
  <CDSGEWEBEISLOCKED></CDSGEWEBEISLOCKED>
  <CDSGEWEBEPATINITIALS></CDSGEWEBEPATINITIALS>
  <CDSGEWEBEPATDOB></CDSGEWEBEPATDOB>
  <CDSGEWEBEPATAGE></CDSGEWEBEPATAGE>
  <CDSGEWEBEDOCDATE></CDSGEWEBEDOCDATE>
  <CDSGEWEBEPATDIAGNOSIS></CDSGEWEBEPATDIAGNOSIS>
  <CDSGEWEBEPATKIDCOUNT></CDSGEWEBEPATKIDCOUNT>
  <CDSGEWEBERADIATIO></CDSGEWEBERADIATIO>
  <CDSGEWEBECHEMO></CDSGEWEBECHEMO>
  <CDSGEWEBETRANPORTOVAR></CDSGEWEBETRANPORTOVAR>
  <CDSGEWEBEAKTIVZEICHEN></CDSGEWEBEAKTIVZEICHEN>
  <CDSGEWEBEFOLLIKELPUNKTION></CDSGEWEBEFOLLIKELPUNKTION>
  <CDSGEWEBEASPOOZYTEN></CDSGEWEBEASPOOZYTEN>
  <CDSGEWEBEASPOOZYTENNOTXT></CDSGEWEBEASPOOZYTENNOTXT>
  <CDSGEWEBEFERTIOOZYTEN></CDSGEWEBEFERTIOOZYTEN>
  <CDSGEWEBEFERTIOOZYTENNOTXT></CDSGEWEBEFERTIOOZYTENNOTXT>
  <CDSGEWEBETRANSFER></CDSGEWEBETRANSFER>
  <CDSGEWEBETRANSFERNOTXT></CDSGEWEBETRANSFERNOTXT>
  <CDSGEWEBETRANSSCHWANGER></CDSGEWEBETRANSSCHWANGER>
  <CDSGEWEBETRANSGEBURT></CDSGEWEBETRANSGEBURT>
  <CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUT></CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUT>
  <CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUTNOTXT></CDSGEWEBEKRYOOZAUFGETAUTNOTXT>
  <CDSGEWEBEKRYOOZFERTI></CDSGEWEBEKRYOOZFERTI>
  <CDSGEWEBEKRYOOZFERTINOTXT></CDSGEWEBEKRYOOZFERTINOTXT>
  <CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUT></CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUT>
  <CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUTNOTXT></CDSGEWEBEKRYOPNAUFGETAUTNOTXT>
  <CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFER></CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFER>
  <CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFERNOTXT></CDSGEWEBEKRYOEMBTRANSFERNOTXT>
  <CDSGEWEBEKRYOSCHWANGER></CDSGEWEBEKRYOSCHWANGER>
  <CDSGEWEBEKRYOGEBURT></CDSGEWEBEKRYOGEBURT>
  <CDSGEWEBEGNRHSCHWANGER></CDSGEWEBEGNRHSCHWANGER>
  <CDSGEWEBEGNRHGEBURT></CDSGEWEBEGNRHGEBURT>
  <CDSTRANSPSCHWANGER></CDSTRANSPSCHWANGER>
  <CDSGEWEBETRANSPGEBURT></CDSGEWEBETRANSPGEBURT>
  <CDSGEWEBEANMERKUNGEN></CDSGEWEBEANMERKUNGEN>
  <CDSGEWEBEERKRANKUNGEN></CDSGEWEBEERKRANKUNGEN>
  <ENTRYYEAR></ENTRYYEAR>
</gewebe>
</gewebeImport>
```

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.