

Sommario

SEZIONE A – ANAGRAFICA CENTRO E PAZIENTI	2
SEZIONE E – MONITORAGGIO GRAVIDANZE.....	3
AREA E1 – MONITORAGGIO.....	3
AREA E2 – NATI	7

Versione	1.0
Data	01/05/2026
Creata da	Ilaria Bevilacqua

MANUALE DI COMPILAZIONE DEI CAMPI IN MEDITEX PER L'ESPORTAZIONE CORRETTA DEL TRACCIATO DATI MONITORAGGIO ISS CICLI SINGOLI

SEZIONE A – ANAGRAFICA CENTRO E PAZIENTI

- Codice struttura autorizzata:** il codice fornito dall'Istituto superiore di Sanità al momento dell'iscrizione al registro deve essere inserito in MedITEX nel campo Id ISS

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window in the MedITEX IVF v2.6.3.0 application. The window has a menu bar with 'File', 'Sistema', 'Importa', 'Esporta', 'Reports', 'Lettere', 'Ricerca per Pazienti', 'Strumenti', 'Finestre', and 'Aiuto'. Below the menu bar is a 'Home' button and the title 'Impostazioni'. There are several tabs: 'Clinica' (selected), 'Sistema', 'Farmaci', 'Materiale', 'Lab', and 'Crioconservazione'. The main area is titled 'Dati Centro' and contains various input fields for center information. The 'Id ISS' field is highlighted with a red box and contains the value '1'. Other fields include 'ID Clinica' (6019), 'N.Med' (0), 'Nome' (Itamedical), 'Sigla', 'Nome 1' (Dottor Me), 'Nome 2' (2), 'Nome 3' (3), 'Via' (via prova 1), 'CAP' (36000), 'Città' (Vicenza), 'Provincia' (Vicenza), 'Regione' (Veneto), 'Telefono' (0444 555555), 'Cellulare' (340 2223334), 'Email' (xxx@itamedical.it), and 'Agiunta'. There is also a 'Posizioni' section with up/down arrows and a '1 di 2' indicator.

Figura 1: Sistema-> Configurazione/Amministrazione->Impostazioni

- Codice trattamento:** è il codice numerico che identifica univocamente un trattamento. In MedITEX è l'ID terapia.

	DEMO, Jane ID: 2032139 Nato il: 12/09/1979 (37) Fatturazione: Pagante/ass. pr		DEMO, John ID: 2032140 Nato il: 05/08/1975 (41) Fatturazione: Sconto	ID terapia: 354 ID Studio : Codice coppia: DLDL0001 Fatturazione: Pagante/ass. p	Posizione: BB, AA Medico: BB, AA
--	---	--	--	---	-------------------------------------

SEZIONE E – MONITORAGGIO GRAVIDANZE

1. **Gravidanza persa al Follow-up:** dopo l'accertamento della gravidanza, questa è considerata persa se si verifica una delle seguenti condizioni
 - Cav. EU=0 e Cav. EU=0
 - Cav. IU>0 e il campo **“Progresso gravidanza fino alla 24 settimana”** è vuoto oppure c'è l'opzione **Sconosciuto** o **Non specificato** per tutti gli embrioni.
 - Se c'è l'opzione Continuo su almeno un embrione nel campo **“Progresso gravidanza fino alla 24 settimana”** ma sulla tab Nascita non è indicata nessuna data di nascita o data di morte perinatale

The screenshot shows the 'Gravidanza' section of the software. The 'Risultato ciclo' is 'Grav. clinica'. Under 'Progresso', the 'Embrione 1' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Sconosciuto'. Other fields include 'Gravidanza clinica determinata il' (07/02/2017), 'Data presunta parto (DPP)' (24/09/2017), and 'N° settimane e giorni di gravidanza fino ad oggi' ([14+2]).

Figura 2: Ciclo -> Gravidanza

AREA E1 – MONITORAGGIO

1. Esito negativo gravidanza

The screenshot shows the 'Gravidanza' section of the software. The 'Risultato ciclo' is 'Grav. clinica'. Under 'Progresso', the 'Embrione 1' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Continuo'. Below this, there is a small illustration of a fetus. At the bottom, there are sections for 'Complicazioni fino alla 20a settimana (max. 4)' and 'Complicazioni dopo 20° settimana (per rilevanza)'. The first section includes checkboxes for 'Nessuno', 'Sanguinamento', 'Passaggio di liquido amniotico', 'Infezione vaginale', 'Sindrome da infezione amniotica', 'Febbre', and 'Altro'. The second section has four dropdown menus for 'Complicazione 1' through 'Complicazione 4'.

Figura 3: Ciclo -> Gravidanza

Opzioni ISS:	Opzioni MediTEX:
0 = No	Nel campo " Progresso gravidanza fino alla 24 settimana " c'è l'opzione Continuo almeno per un embrione
1 = Aborto terapeutico	Nel campo " Progresso gravidanza fino alla 24 settimana " c'è l'opzione Aborto indotto almeno per un embrione e negli altri non è selezionata l'opzione Continuo
2 = Aborto spontaneo	Nel campo " Progresso gravidanza fino alla 24 settimana " c'è l'opzione Aborto spontaneo almeno per un embrione e negli altri non è selezionata l'opzione Continuo o Aborto indotto
3 = Gravidanza ectopica	Il campo N° Cavità extrauterine <=> 0 e il campo N° cavità intrauterine = 0
4 = IVG	<ul style="list-style-type: none"> Nel campo "Progresso gravidanza fino alla 24 settimana" c'è l'opzione Aborto indotto per tutti gli embrioni Nel campo Indicazioni per l'aborto c'è l'opzione Indicazione madre

2. **Riduzione embrionale:** la riduzione embrionale avviene in presenza di un aborto indotto di almeno un embrione.

3. Tipo di parto:

Figura 4: Ciclo -> nascita

Opzioni ISS:	Opzioni MediTEX:
1 = Parto spontaneo	<ul style="list-style-type: none"> - Con vuoto - Forcipe - Parto indotto - Vaginale chirurgico - Vaginale spontaneo - Vaginale podalico
2 = Taglio cesareo	<ul style="list-style-type: none"> - Taglio cesareo

Settimana gestazionale: il campo viene calcolato automaticamente dai dati inseriti in Meditex secondo la seguente formula:

- Per cicli di II/III livello $((\text{data di nascita}) - (\text{data PU})) / 7 + 2$ sett .
- Nel caso in cui il ciclo sia da scongelamento ovociti la formula è: $((\text{data di nascita}) - (\text{data scong ovociti})) / 7 + 2$ sett.
- Nel caso in cui il ciclo sia da scongelamento embrioni la formula è: $((\text{data di nascita}) - (\text{data trasferimento embrione} + \text{età embrione})) / 7 + 2$ sett.
- Nel caso in cui il ciclo sia IUI la formula è: $((\text{data di nascita}) - (\text{data inseminazione})) / 7 + 2$ sett

4. **Numero nati vivi:** per l'estrazione di questo dato viene contato il numero di figli con data di nascita e nel campo **Condizione** le opzioni **Normale, Terapia intensiva o Altro.**

Figlio 1		Figlio 2	
Data di nascita	12/09/2017 <small>DPP 24/09/2017</small>	Data di nascita	12/09/2017 <small>DPP 24/09/2017</small>
Settimana	37	Settimana	37
Sesso		Sesso	
Tipo di parto		Tipo di parto	
Peso [g]	Lung. [cm]	Peso [g]	Lung. [cm]
Circonf. testa [cm]		Circonf. testa [cm]	
APGAR 1	APGAR 5	APGAR 1	APGAR 5
Condizione	Normale	Condizione	Decesso periparto
Alimentazione infantile		Alimentazione infantile	
Decesso post parto il		Decesso post parto il	
Decesso perinatale il		Decesso perinatale il	
Numero ID		Numero ID	

Figura 5: Ciclo -> Nascita

5. **Numero nati morti:** per l'estrazione di questo dato viene contato il numero di figli con data di nascita e nel campo **Condizione** le opzioni **Morte fetale intrauterina, Decesso periparto o Decesso.**

AREA E2 – NATI

1. Sesso
2. Peso
3. Circonferenza cranica
4. Apgar I minuto
5. Apgar V minuto
6. **Malformazione:** se la malformazione è presente cliccare sull'opzione **Malformazione congenita**
7. **Specificare malformazione:** per questa specifica il dato estratto sarà il codice ICD 10 della prima malformazione del bambino

Nascita Follow-up

Figlio 1

Data di nascita: 12/09/2017 (DPP 24/09/2017)

Settimana: 37

Sesso: []

Tipo di parto: []

Peso [g]: [] Lung. [cm]: []

Circonf. testa [cm]: []

APGAR 1: [] APGAR 5: []

Condizione: []

Alimentazione infantile: []

Decesso post parto il: []

Decesso perinatale il: []

Numero ID: []

Nome: []

Cognome: []

Nata/o a: []

Paese di nascita: []

Note: []

IC10

Anomalia cromosomica

[] [] [] [] []

Malformazione congenita

Maggiore Minore

[] [] [] [] []

Figura 6: Ciclo -> Nascita

8. Mortalità: indicare se il neonato è nato morto o morto entro il 28° giorno di vita

Nascita e Follow-up

Nascita

Follow-up

Figlio 1

Data di nascita
12/09/2017
DPP 24/09/2017

Settimana

Sesso

Tipo di parto

Peso [g] Lung. [cm]

Circonf. testa [cm]

APGAR 1 APGAR 5

Condizione

Alimentazione infantile

Decesso post parto il

Decesso perinatale il

Numero ID

Nome

Cognome

Nata/o a

Paese di nascita

Note

ICI 10

Anomalia cromosomica

Malformazione congenita

Maggiore Minore

Figura 7: Ciclo -> Nascita

Opzioni ISS:	Opzioni MediTEX:
0 = No (Vivo)	Data di nascita presente e nel campo Condizione selezionate le opzioni Normale , Terapia intensiva o Altro
1 = Nato morto	Data di nascita presente e nel campo Condizione selezionate le opzioni Morte fetale intrauterina , Decesso periparto o Decesso
2 = Morte perinatale	Data presente nel campo Decesso perinatale il