



## Versione 3.0.1



### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

I documenti creati da MedITEX sottoposti all'attenzione di un utente possono essere collegati all'inbox. In Impostazioni → Configurazione/Amministrazione → Sistema → Tabelle di sistema → Inbox: gruppi di posta

→ si possono aggiungere nuove tab, inoltre è possibile definire quali tipi di documento possono essere visualizzati nella tab corrispettiva





## MedITEX IVF Note Rilascio

### b) Crio contratti e accounting

I Bookmaks per gli indirizzi mail della paziente e del partner sono stati aggiunti al crio contratto.

Person Title: [redacted]  
Person Gender: [redacted]  
Person Date of Birth: [redacted]  
Person Patient ID: [redacted]

Person Email: [redacted]  
Person Email: [redacted]

Partner Title: [redacted]  
Partner Patient ID: [redacted]  
Partner Email: [redacted]

Material: [redacted]  
Material: [redacted]

### c) Consensi

Sono stati aggiunti dei nuovi bookmarks per Paziente:Regione e Partner:Regione

Consensi MedITEX

**Modifica consenso**

Nome: Conseso

Valido da: 06/07/2023 Firma partner ☐ Attivo ☒  
Valido fino a: Obbligatorio ☐  
Valido per: Entrambi i sessi Cancellabile ☒

Gruppo: Non specificato  
Un consenso può essere associato a più gruppi. I gruppi sono definibili/modificabili nelle impostazioni di sistema (tabelle di sist.)

Template: Conseso.doc  
Trascinare un nuovo template qui...

Bookmark	Uso	Esiste nel template
Paziente: Saluto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: Saluto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: Responsabile Clinico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: Responsabile Clinico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: Stato di famiglia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: Stato di famiglia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma (selezione)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma (utente corrente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: Regione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: Regione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Controlla bookmarks nel template


Crea bookmarks mancanti



## MedITEX IVF Note Rilascio


### d) Diagnostica strumentale

Più immagini ecografiche che non sono collegate ad alcun ciclo possono essere stampate ora in una singola pagina



### e) Cicli

Quando si modifica la data del transfer ora si viene avvisati che tutte le voci nella rappresentazione grafica della coltura andranno perse.





## MedITEX IVF Note Rilascio

Possono essere documentati più di 15 follicoli per ogni dimensione.

eco Follicoli di Demo, Donna (DD68)

Data: 13/06/2019  
Eseguito da: [dropdown]

Ovaio Dx

22	0
22	0
21	0
20	0
19	0
18	0
17	2
16	0
15	0
14	2
13	0
12	0
11	0
10	0
9	0
8	0
7	0
6	0
5	0
4	0
3	0
2	0
1	0

30 30 0

EMT [mm] [input]

Ovaio Sx

22	0
22	0
21	0
20	0
19	0
18	0
17	0
16	0
15	0
14	0
13	0
12	0
11	0
10	0
9	0
8	0
7	0
6	0
5	0
4	0
3	0
2	0
1	0

Files Note

Aggiungi file Imp. come anteprima Esporta immagine

Annulla OK

Nei dettagli del ciclo di terapia, oltre alle misure aggiuntive pianificate, possono essere documentate anche le misure aggiuntive che sono state eseguite. Queste vengono mostrate anche nell'overview del ciclo.

Ciclo di Demo, Donna (DD68) e Demo, Uomo (DU19)

**Demo, Donna**  
01/01/1989 (34)

**Demo, Uomo**  
01/01/1988 (35)

Generale **Misure aggiuntive** Documenti Accounting

Planned additional measures [dropdown]

**Performed additional measures** **Assisted hatching, PGT-M** [dropdown]

PID (Glob. Polare) Indicazione [dropdown]

PID (EMB/Blast.) Indicazione [dropdown]

Predisposizioni Genetiche [dropdown]





## MedITEX IVF Note Rilascio

### f) Crio-banca

La colonna "Cycle: survey ID" è stata aggiunta nella crio-banca. Questo campo può essere visualizzato utilizzando la funzione per mostrare o nascondere le colonne.

### 2) MedITEX Scheduler

L'ID Anonimo ora viene visualizzato in Scheduler.



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Sono state fatte delle correzioni alla ricerca del paziente.

Quando viene aggiunto il blocco di testo il contenuto viene mostrato di nuovo correttamente.

Il tasto "Oggi" è di nuovo disponibile in tutti campi delle date.

La data nella colonna Start nei campi QM è stata rimossa.

#### b) Cicli

E' stato migliorato il tempo di generazione del foglio trattamento.

I file PNG delle immagini degli embrioni nella coltura sono processati in modo corretto.

#### c) Spermiogramma

Nel campo del periodo di astinenza è possibile inserire "0".

Sono stati fatti dei miglioramenti sulla visualizzazione dell'overview dello spermiogramma.

#### d) Anagrafica

La documentazione delle ASL di appartenenza è stata sistemata.

#### e) Report Editor

Sono state sistemate delle inconsistenze nelle opzioni di filtro.

#### f) Consensi

E' stato rivisto il comportamento di cancellazione dei consensi.

#### g) Crio contratti e accounting

Sono stati sistemati degli errori che comparivano nella creazione dei crio contratti.

#### h) Impostazioni di sistema

Sono state sistemate delle discrepanze nelle tabelle di sistema.

### 2) DocLink

La colonna "staff" nell'anagrafica viene ora compilata anche quando il documento viene importato tramite DocLink.

### 3) MedITEX Scheduler

I template di appuntamento interno possono essere utilizzati di nuovo.




## Versione 3.0.0

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

E' possibile da ora scannerizzare documenti multi-pagina direttamente nella cartella paziente tramite l'interfaccia scanner TWAIN.



Le email ora supportano il metodo di criptazione STARTTLS.

##### b) Anagrafica

Per un inserimento più facile, si aprirà una nuova finestra quando si inserisce l'assicurazione o l'Asl di appartenenza. Per cercare e selezionare la corretta assicurazione o asl, basterà cliccare sull'icona "Apri lista delle ASL" e iniziare a digitare l'inizio del nome dell'asl che si sta ricercando.



# MedITEX IVF Note Rilascio

Anagr. Paziente di Test, Donna (1)

Dettagli pers. | Dettagli Contatto/Occupaz. | **Assicurazione / fatturazione** | Medico di riferimento | Questionario paziente | Webportal

Fatturazione

Destinatario principale fatt. Paziente

Contributo 0,00 %

Assicurazione 1 Assicurazione 2

ASL AULSS 5 Polesana

AULSS 5 Polesana

Compagnie di ass. e finanziatori

Assicurazione Ente di previdenza

Trascinare un' intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

ASL	N. Tessera San	Telefono	Fax	E-mail	Indirizzo	Paese	Note
AULSS 5 Polesana						Italia	
AULSS 5 Polesana							

2

Scad. Tessera Sanitaria

Chiudi

## c) Terapie pianificate

I template nelle terapie programmate possono essere modificate, raggruppate e cancellate da utenti che hanno diritti di amministratore.

Salva nuovo template?

ICSI\_1 >

IUI >

Template

Nuovo

diag

Usa template

Aggiorna template

Modifica template nome/gruppo

Cancella template

## 2) MedITEX Accounting

E' stata aggiunta una nuova regola di generazione del numero delle fatture.

Impostazioni v3.0.0.0

Stampa | Esporta | Importa lista prezzi | Apri cartella

Voci | Panor. prezzi | **Gestione fattura** | Template doc.

Impostazioni fattura | Liv. sollecito | Tabella sistema modificabile

Impostazioni fattura

Regole numerazione fatture

rente [AAMM] + n° progressivo per quella lettera, il quale riparte da 1 ogni 1 Aprile (8 cifre con zeri iniziali)

Anno corrente [AAAA] + '-' + n. continuo che riparte da 1 ogni 1 gennaio (4 cifre con zero iniziali)

Data attuale in formato AAMMGG + numero progressivo (4 cifre) con zero iniziali

Numero progressivo (6-cifre) con zero iniziali

Numero progressivo (8-cifre) con zero iniziali

Prima lettera categoria fatt. paziente+anno e mese corrente [AAMM] + n. continuo di quella lettera, il quale riparte da 1 ogni 1 Aprile (4 cifre c

Prima lettera tipo fattura + anno e mese corrente [AAMM] + n° progressivo per quella lettera, il quale riparte da 1 ogni 1 Aprile (4 cifre con ze

Prima lettera tipo fattura + anno e mese corrente [AAMM] + n° progressivo per quella lettera, il quale riparte da 1 ogni 1 Aprile (8 cifre con ze

Impostazioni voci di conto

Usa MedITEX Accounting solo pe le voci di conto

IVA standard 10.00 %



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Sono stati apportati degli aggiustamenti nell'Inbox.

L'auto-compilazione nei campi di testo libero funziona nuovamente.

#### b) Cicli

Vengono nuovamente visualizzate correttamente le misure aggiuntive in dettaglio terapia.

Risolto l'errore che usciva quando si cancellava un ciclo.

Sono stati fatti degli aggiustamenti alle lettere terapia standard.

#### c) Anamnesi

I fattori di sterilità sono ora visualizzati correttamente.

#### d) Crio

Risolto errore che usciva quando si scongelavano più paillette insieme.

### 2) MedITEX Administration

La finestra "Modifica persona" è ora centrata sullo schermo quando viene aperta.

### 3) MedITEX Accounting

Le ricevute di pagamento sono ora visualizzate correttamente.



## Versione 2.9.0

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

Il numero di caratteri nel campo valore dei QM è stato aumentato a 1000.

Lo strumento DIMDI/BfArm è stato completamente rivisto. Ora è possibile ad es. ricevere unavalutazione di tutti i pazienti da segnalare.

##### b) Anamnesi

Sono state aggiunte **2** nuove opzione del campo **Fattori di Sterilità** in Anamnesi Femminile:

- "ISS-FATTORE UTERINO"
- "ISS-DISORDINE SESSUALE FEMMINILE (vaginismo)"

Sono state aggiunte **5** nuove opzioni al campo **Fattori di Sterilità** in Anamnesi Maschile:

- "ISS-MISTO OSTRUTTIVO SECRETORIO"
- "ISS- FATTORE MULTIPLO MASCHILE"
- "ISS-SECRETORIO (danno testicolare)"
- "ISS-SECRETORIO DA TRATTAMENTI GONADOTOSSICI (Iatrogena)"
- "ISS-OSTRUTTIVO"



# MedITEX IVF Note Rilascio

E' stata aggiunta l'opzione **"Sigaretta elettronica"** nel campo **Fumo attuale/pregresso** in Anamnesi Femminile e Maschile

In Anamnesi Femminile e Maschile è stato aggiunto il campo **Anni** in relazioni agli anni in cui il paziente ha fumato.

## c) Cicli/Terapie programmate

In **Misure Aggiuntive** di Dettagli terapia nella sezione del ciclo/terapie programmate sono state aggiunte le opzioni relative alle analisi genetiche: **"PGT-A"**, **"PGT-M"** e **"PGT-SR"**



# MedITEX IVF Note Rilascio

Nella coltura del ciclo è stata modificata la finestra relativa alle indagini genetiche inserendo la nuova nomenclatura: “PGT-A”, “PGT-M” e “PGT-SR”

The screenshot shows the 'Coltura' (Cultivation) window in the MedITEX IVF software. The window is divided into several sections. At the top, there is a header with patient information for a couple (B. Donna and B. Uomo). Below this, there is a table with columns for 'n° Ooc.', 'SP', and 'Giorno' (Day). The table shows data for days 0 through 6. A red box highlights the 'Test gen. pre-imp per le trasloc. (PGT-SR)' option under the 'Tipo screening' section. Other options include 'Test gen. pre-imp per malattie mon. (PGT-M)' and 'Test gen. Pre-imp-aneup PGT-A (ex PGS)'. The 'Risultato analisi' section shows 'Diagnosi PID 1' as 'Normale'.

## Bugs

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Le attività del task manager possono essere riaperte come al solito.

L'invio delle mail funziona correttamente.

Risolti errori nella chiamata del Riassunto ciclo.

La lista dei pazienti aperti in precedenza, ora può essere aperta anche quando l'opzione “visualizza ID paziente nella barra di ricerca” è attivata.

#### b) Cicli programmati

I farmaci programmati sono nuovamente trasferiti correttamente nei cicli iniziati.

#### c) Spermioigrammi

Aggiunte tutte le unità di misura.

Possibile selezionare più di un metodo di preparazione del liquido seminale.

#### d) Anamnesi

Le gravidanze precedenti ora vengono nuovamente visualizzate correttamente nell'anamnesi flessibile.





## **MedITEX IVF Note Rilascio**

### **e) Report editor**

I campi con valore SI/NO ora sono visualizzati correttamente

### **f) Consensi**

E' ora possibile rinominare i segnalibri nei consensi.

L'errore nella validità dei consensi è stato risolto.

## **2) MedITEX Administration**

Le discrepanze durante la creazione di nuovi utenti con lo stesso nome utente sono state corrette.

## **3) MedITEX Scheduler**

L'import delle festività tramite file csv è stato sistemato.

## **4) MedITEX Accounting**

I listini prezzi possono essere facilmente importati nuovamente.

La visualizzazione generale è stata ottimizzata.



## Version 2.8.9

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

Il campo "Indicazione" dello spermogramma è ora visibile in inbox.

Data	ID camp	Paziente	ID	Se	Cellulari	Sede	Catego	Pannello	St	Medico	St	Attenzione	Ap	Ap
13/07/2022		prova 2890, uomo	2	♂		IVF Clinic 1	Inseminazione, Crioconservazione, Controllo	test, test						

##### b) Spermogramma

Se nelle impostazioni viene modificata la visualizzazione della motilità da WHO AB a WHO A e WHO B separati, i dati precedentemente inseriti nel campo WHO AB saranno comunque visualizzati nel relativo spermogramma e nella overview in Diag, Laboratorio

##### c) Cicli

Se in dettagli ciclo viene selezionato come trattamento "Scong/transfer da scong", la checkbox "Congela tutto" sarà attivata.

Ciclo di Test, Donna (TD15) e Test, Uomo (TU1)

**Test, Donna** 01/01/1988 (34) **Test, Uomo** 01/01/1988 (34)

**Trattamento**

☒ Scong/transfer da scong.

☒ Congela tutto

☐ Preservazione fertilità ☐ Scong. ovociti ☐ IVM

☐ Cong.ovo/cong. socia ☐ Scong. embrioni ☐ IMSI

☐ PICS

**ID anonimo terapia**

☐ Donazione (Ovo/Emb) ☐ Ric. (OVO/EMB) ☐ ET a madre in surroga ☐ surroga

**Anamnesi**

Anamnesi donna del



# MedITEX IVF Note Rilascio

## d) Crioconservazione

La colonna "SEC" ora sarà visibile anche nella sezione Scongellamento in coltura.

Può essere reso visibile utilizzando il menù a tendina "aggiungi/togli colonne".

## Crio ET

Campioni scongelati

Data scong.	Ovo. vitale no	PN vitale non	Emb. vitale non	Età emb. [g]	Tecnica scong.	Scongellato da	Data PU	Data congel.	Da stocc.	SEC	
<input type="checkbox"/> ID ciclo (Crio)	<input checked="" type="checkbox"/> Data scongelamento	<input checked="" type="checkbox"/> Ovo. vitale non vitale	<input checked="" type="checkbox"/> PN vitale non vitale	<input checked="" type="checkbox"/> Emb. vitale non vitale	<input checked="" type="checkbox"/> Età emb. [g]	<input checked="" type="checkbox"/> Tecnica scongelamento	<input checked="" type="checkbox"/> Scongellato da	<input checked="" type="checkbox"/> Data PU	<input checked="" type="checkbox"/> Data congel.	<input checked="" type="checkbox"/> Da stocc.	<input checked="" type="checkbox"/> SEC
<input checked="" type="checkbox"/> Clinica d'origine	<input checked="" type="checkbox"/> QM	<input checked="" type="checkbox"/> SEC (Single European Code)									

Canc. scong. Chiudi

## Bugs

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Sistemato bug nel Data Exporter.

Traduzioni corrette.

#### b) Cicli

Sistemato il Foglio Trattamento di default.

E' possibile documentare uno scongelamento solo se paillettes presenti in crio.

L'opzione "PICS1" è ora selezionabile in dettagli terapia.

#### c) Terapie programmate

Ora è possibile salvare modelli di terapie programmate con più di un evento (testo libero).

#### d) Anagrafica

Le informazioni mancanti quando si sposta il mouse sul paziente vengono ora visualizzate nuovamente.

#### e) Anamnesi

Risolto errore nell'anamnesi flessibile.

#### f) Report editor

Colonne SI/NO sono ora visualizzate in maniera corretta nei filtri di Report editor.

E' possibile salvare delle lettere da repor editor anche da PC senza MS WORD. Sarà però possibile creare lettere solamente in PC dove MS Word è instalato.

### 2) MedITEX Scheduler

Le barre di scorrimento sono di nuovo fisse ai lati del calendario-

Sono state risolte diverse incongruenze.



## Versione 2.8.8

### Caratteristiche


#### 2) MedITEX IVF

##### a) Generale

I tipi di materiali visualizzati in "Criocons. Seme: tipo di materiali" ora possono essere personalizzati. Questa funzionalità può essere arrivata da:

Sistema → Configurazione/Amministrazione → Sistema → Tabella sistema

Le voci desiderate possono essere attivate o disattivate.




##### b) Dati paziente

Lo stato civile "Separato" è ora disponibile.



### c) Laboratorio

Il segnalibro di validità dell'esame è stato aggiunto al modello dell'ordine di laboratorio.




### 1) MedITEX KPI

Nel cryo KPI, ora è anche possibile raggruppare in base allo staff "crioconservazione: embriologo".



# MedITEX IVF Note Rilascio



## 2) MedITEX Scheduler

La "lista generale degli appuntamenti" è stata ampliata per includere la colonna "numero di previdenza sociale".

Questa opzione può essere visualizzata utilizzando la funzione Mostra/Nascondi colonne.

Tutti gli appunt. Posizione paziente Info giorno Orario di lavoro

**Lista generale appunt. / stampa appunt.**

Stampa calendario

Appuntamenti proposti

Richieste appuntamento da web portal

Da [hh:mm] Note

Person in info area>

venerdì 8 aprile 2022

Dott. Verdi

Ricerca generale:

022

so	Data di nascita	Telefono	Cellulare	Fatturazione	Assicurazione	Oggetto	Trattamento	Note	Status paziente / appunt.	Risorse collegate	Tempo attesa [min]	Ora trattamento [min]	App. creato il	Creato da	ID Coppia	Numero previdenza
	01/01/1990					Test	Consulazione						08/04/2022 11:12	PNN 1, PVN 1		123456789



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Sono stati effettuati miglioramenti alle prestazioni.

L'elenco dei centri di PMA può ora essere modificato nuovamente senza problemi.

Il layout e il design sono stati modificati.

Sono state aggiunte traduzioni mancanti.

Sono state apportate correzioni di alcuni bug presenti quando l'applicativo viene aperto attraverso RemoteApp.

Risolte le incongruenze nel cambio utente.

#### b) Dati paziente

Il numero di previdenza sociale è ora univoco, quindi lo stesso numero non potrà essere associato a due pazienti diversi.

#### c) Ciclo

Le problematiche riscontrate con la visualizzazione numerica e/o grafica dei follicoli nella overview della terapia sono state risolte.

I messaggi di errore che si verificavano durante il richiamo della terapia sono stati corretti.

Risolto bug nel refresh del riepilogo della cultura in Terapia.

La documentazione dei farmaci al di fuori del periodo di terapia può ora essere documentata correttamente.

#### d) Crio

Sono state apportate modifiche alla generazione dell'ID Criocarrier.

#### e) Dichiarazione di consenso

Il messaggio di errore che si verificava con il segnalibro della data (formato lungo) è stato corretto.

#### f) Anamnesi

Aggiunto fattore di sterilità mancante.

#### g) Diagnostica Strumentale

Il comportamento errato nella data della biopsia è stato corretto.

### 2) MedITEX Scheduler

Il problema di aggiornamento della visualizzazione degli appuntamenti è stato risolto.

### 3) MedITEX Accounting

Le informazioni relative alle diverse assicurazioni del paziente non verranno più visualizzate se la polizza in questione ha raggiunto la data di scadenza.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## Version 2.8.7

### Caratteristiche



#### 3) MedITEX IVF

##### a) Generale

Oltre al nome è possibile vedere anche l'ID paziente nella barra Ricerca Paziente.

Questa funzionalità può essere arrivata da Sistema → Configurazione/Amministrazione → Sistema → Funzioni → Generale → Ricerca paziente.

L'ID paziente può anche essere facilmente copiato dalla barra di ricerca.



##### b) Anamnesi





## MedITEX IVF Note Rilascio

Le opzioni dei campi “Fattori di sterilità” in anamnesi femminile e in anamnesi maschile possono anche essere nascoste in caso non siano utilizzate togliendo il check nella colonna “Attivo” delle relative tabelle di sistema.

Nome tabella
Anamnesi maschile: Fattori di sterilità
Anamnesi: Assunzione di alcol
Anamnesi: Fumatore
Anamnesi: tipo di elemento
Anamnesi: Vaccinazioni
Categoria di Fatturazione
Catetere per transfer
Centri di FIVET: Tipo
Ciclo: condizioni genetiche
Ciclo: classificazione OHSS intensità
Ciclo: classificazione OHSS misure
Ciclo: Trattamenti
Cultura: analisi PID (Embrione / Blastocisti) - diagnosi 1
Cultura: analisi PID (Embrione / Blastocisti) - diagnosi 2
Contratti e fatturazione crio: motivi annullamento fattura
Contratti e fatturazione crio: motivi interruzione contratto
Crioconservazione: Motivo della ricerca
Crioconservazione: stato
Diag. Strumentale: tipo di elemento
Diagnosi GP FISH
Farmaci: area di applicazione
Farmaci: gruppi
Fattori sterilità donna
Gestione: tipi di documento

Argomenti	Attivo
nessuna	<input checked="" type="checkbox"/>
anormalità urogenitale	<input checked="" type="checkbox"/>
spermiogramma parziale	<input checked="" type="checkbox"/>
spermiogramma marginalmente parziale	<input checked="" type="checkbox"/>
Precedente fert-in vitro scarsa o assente	<input checked="" type="checkbox"/>
eiaculazione retrograda	<input checked="" type="checkbox"/>
aneiaculazione	<input checked="" type="checkbox"/>
azoospermia eccetto sterilizzazione	<input type="checkbox"/>
Test di funzionalità	<input type="checkbox"/>
situaz. post grave infezione genitale	<input checked="" type="checkbox"/>
situaz. post malignoma genitale	<input checked="" type="checkbox"/>
stato post sterilizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
occlusione bilaterale congenita	<input checked="" type="checkbox"/>
disordine neurogenico	<input checked="" type="checkbox"/>
disordine psicogenico	<input type="checkbox"/>
altro	<input type="checkbox"/>
paraplegia	<input checked="" type="checkbox"/>
varicocele	<input checked="" type="checkbox"/>
situaz. dopo testicolo trattenuto	<input checked="" type="checkbox"/>

### c) Diagnostica strumentale femminile

In Indagine → tab Biopsia, il campo “Altro” è stato esteso a 200 caratteri.

Esami di WW, Donna (0015/10/2021)

Pap Test

Data: [dropdown] [icon] ☐ Normale

Note: [text area]

1. Biopsia

Data: [dropdown] [icon]

Giorno ciclo: [dropdown]

☐ Normale ☐ Poliforme ☐ Secretivo ☐ Iperplastico

Altro: [text area]

2. Biopsia

Data: [dropdown] [icon]

Giorno ciclo: [dropdown]

☐ Normale ☐ Poliforme ☐ Secretivo ☐ Iperplastico

Altro: [text area]

3. Biopsia

Data: [dropdown] [icon]

Giorno ciclo: [dropdown]

☐ Normal ☐ Poliforme ☐ Secretivo ☐ Iperplastico

Altro: [text area]

### d) Blocchi di testo

I blocchi di testo possono essere salvati anche con un certo formato (questi formati vengono visualizzati solo in campi note che supportano questi formati, altrimenti saranno visualizzati normalmente.)



## MedITEX IVF Note Rilascio

**Diario clinico**

Data: 11/10/2021 Ora: 00:00 Da: L., L.

Fine: 00:00 Stato: ☐ Normale ☒ Anormale ☐ Attenzione ☐ Confidenziale

ICD10:

Note: Arial 9 B I U S

**PROVA!!**

**PROVA**

**Testo**

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Nome	Testo	Testo generale
prova blocco testo	QUESTA è UNA PROVA PER DIMOSTRARE LA FUNZIONALITÀ DEI BLOCCHI DI TESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
Prova	Paziente ok	<input type="checkbox"/>
Prova	<b>PROVA!!</b> <b>PROVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Possono essere aggiunti anche dei segnalibri ai blocchi di testo. Questi saranno automaticamente riempiti con dati da MedITEX quando saranno creati per un paziente.

**Diario clinico**

Data: 11/10/2021 Ora: 00:00 Da: L., L.

Fine: 00:00 Stato: ☐ Normale ☒ Anormale ☐ Attenzione ☐ Confidenziale

ICD10:

Note: Arial 9 B I U S

WWDonna

28/10/2021Test Test

**Testo**

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Nome	Testo	Testo generale
Prova Segnalibri	<NACHNAME><VORNAME> <DATUM><ARZT>	<input type="checkbox"/>

Nome: Prova Segnalibri ☐ Testo generale per tutte le sezioni

Testo: Arial 9 B I U S

<NACHNAME><VORNAME>  
<DATUM><ARZT>

Status approvazione: ☐ Approvato ☒ Attenzione

Attenzione per:



# MedITEX IVF Note Rilascio

## e) Report editor

In Report editor, sono stati aggiunti e quindi sarà possibile estrarre i farmaci somministrati nella terapia programmata.


## 4) MedITEX Accounting

Se la polizza assicurativa di un paziente è scaduta (MedITEX IVF -> Anagrafica -> Modifica Persona -> Assicurazione/Fatturazione -> Data Scad polizza), nella creazione della fattura sulla voce Destinatario fattura non sarà possibile selezionare la voce Assicurazione.



# MedITEX IVF Note Rilascio

Sono stati aggiunti i campi “Sesso” e “Identità sessuale” per la creazione dei Documenti.





---

## Bugs

---

### 3) MedITEX IVF

#### a) Anamnesi

Sono stati fatti degli aggiustamenti sulla visualizzazione delle gravidanze precedenti.

#### b) Prescrizione farmaci

I farmaci sono ora visualizzate correttamente nel menù.

#### c) Diagnostica strum.

Le date delle biopsie nella diagnostica strum. Femminile sono ora visualizzate correttamente.

#### d) Diagnostica Lab

Le incongruenze nel collegamento dei valori lab con gli ordini lab sono state risolte.

#### e) Crio

Il pulsante per scongelare più paillette insieme è di nuovo disponibile.

#### f) Donazione

Il campo "Persona necessita di donazione sperma" è di nuovo disponibile come prima.

#### g) Piano assegnazione incubatori

Le incongruenze con la lingua del piano di assegnazione dell'incubatore sono state risolte.

Il piano è ora disponibile in tedesco, inglese e italiano a seconda della lingua del sistema.

### 4) MedITEX Scheduler

I trattamenti e gli status appuntamenti nella sezione Lista appuntamenti sono ora visualizzati correttamente.

### 5) MedITEX Accounting

E' stata sistemata la funzione "Pagamenti con credito" per i pagamenti immediati.

### 6) MedITEX DocLink

E' stato risolto l'errore che compariva quando si importava il protocollo incubatori tramite MedITEX DocLink.

### 7) MedITEX KPI

I messaggi di errore e informative sono stati definiti con maggiori dettagli.

I filtri di data ora funzionano correttamente.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## Version 2.8.6


### Caratteristiche

#### 5) MedITEX IVF

##### a) Generale


Come per la generazione di lettere in Word, ora è possibile aggiungere segnalibri all'interno di un file excel, che potrà essere richiamato dal menù esporta.

Il documento generato sarà poi salvato in Anagrafica → Gestion documenti



Sono stati aggiunti nuovi criteri di ricerca per i pazienti.


Per rendere questi criteri di ricerca uno standard per la propria clinica è possibile selezionarli in Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Funzioni → Generale → Ricerca paziente




Altrimenti di volta in volta ogni utente potrà selezionare i propri criteri di ricerca attraverso il pulsante presente alla sinistra della barra di ricerca.




## MedITEX IVF Note Rilascio



Una nuova colonna denominata “Tipo centro” è stata aggiunta alla sezione dei Centri PMA. Per renderla visibile è sufficiente selezionarla dal menù che appare cliccando l'icona alla sinistra della colonna “Attivo”.




Le opzioni per questo campo possono essere aggiunte nelle tabelle di sistema.



Passando il mouse sopra la sezione delle info del paziente nella Home, è ora possibile far comparire ulteriori informazioni presenti in anagrafica (Es: Email, Codice Fiscale etc.).

L'elenco delle informazioni disponibili le trovate nelle impostazioni → sezione tabelle di sistema.





## MedITEX IVF Note Rilascio

### b) Consensi

Sono stati aggiunti ai consensi i segnalibri “Paziente: Saluto” e “Partner: Saluto”, che si completeranno automaticamente con “Signora” e “Signor” in base al sesso del paziente e partner.

Bookmark	Uso	Esiste nel template
Paziente: cognome, nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: cognome, nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: data di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: cognome, nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: data di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome del medico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data creazione consenso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paziente: Saluto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: Saluto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### a) Anamnesi

Aggiunta l'opzione “**Stimolanti e sostanze dopanti**” ai campi “Droghe pregresso” e “Droghe attuale” sia nell'anamnesi femminile che in quella maschile.

Stato civile  
Tipo di convivenza  
Sposata dal [anno]  
# matrimoni

Vaccinazioni  
Vaccinazioni

Mestruazione  
Ultima mestruazione  
Menarca (età)  
Regolarità iniziale  
Regolarità attuale  
Durata flusso [giorni]  
Durata ciclo [giorni]  
Intensità  
Dolore  
Analgesico

Fumo / Alcol / Droghe  
Fumo attuale  
Fumo pregresso  
Vino/birra  
Superalcolici

Droghe pregresso  
Droghe attuale

Note

Le informazioni di Gravidia/Para inserite nei cicli verranno ora automaticamente inserite nell'anamnesi della paziente.





# MedITEX IVF Note Rilascio

## b) Report editor

Ora sono disponibili in Report Editor I segnalibri per i prefissi telefonici/fax

Anagr. Paziente di Test, TestID (3000004101)

Dettagli pers. | **Dettagli Contatto/Occupaz.** | Assicurazione / fatturazione | Medico di riferimento | Questionario paziente | Webportal | Interfacce

**Dettagli contatto**

Tel.  Parente stretto

Cellulare

Fax

Email

**Dettagli Occupazione**

Impiegato / occupato ☐ No ☐ Si

Professione

Profess. altro

**Report editor: Queries**

Crea e modifica query

Esegui Nuovo Apri Salva Risultati: Tutti

**Nuova query (cambiare nome)**

Paziente

- ☐ Cognome
- ☐ Cognome da ragazza
- ☐ Cognome, nome
- ☐ Contatto: cellulare (abitazione)
- ☐ Contatto: cellulare (ufficio)
- ☐ Contatto: indirizzo email
- ☐ Contatto: numero fax (domicilio)
- ☐ Contatto: numero fax (ufficio)
- ☐ Contatto: parente stretto
- ☐ Contatto: prefisso cellulare (abitazione)
- ☐ Contatto: prefisso cellulare (ufficio)
- ☐ Contatto: prefisso numero fax (abitazione)
- ☐ Contatto: prefisso numero fax (ufficio)
- ☐ Contatto: prefisso telefono (abitazione)
- ☐ Contatto: prefisso telefono (ufficio)
- ☐ Contatto: telefono (abitazione)
- ☐ Contatto: telefono (ufficio)
- ☐ Conto bancario

Caratteristiche ed info donatore

Annulla OK

## c) Cicli

Per migliorare la visibilità delle note del ciclo, ora possono essere formattate (carattere/colore/sfondo etc).

MedITEX IVF v2.8.6.0

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Test, TestID

ID: 3000004101

Nato il: 01.01.2001 (20)

Fatturazione: 794

D terapia: ID Studio: Codice copia: Fatturazione: Medico:

Overview

Inizio: 14.07.2021

Tratt: ICSI

Pick up Coltura Transfer Fase luteale Gravidanza Nascita

Tratt: ICSI

Info trattam

Indicazioni g

Protocollo: Med. a lungo

Planif. raccol

Planif. misur

Indicazione

Indicaz. PGD

Note

Ind. ovocita

Eventi

[H] Emasto

[H] Altro

PAZIENTE PRO

[H] Ormoni

E2 [pg/ml]

FSH [mIU/ml]

HCG [mIU/ml]

LIH [mIU/ml]

Progesteron

[H] Esografia

Esame

[H] eco Follis

Spessore e

Totale

Follicolo prim

Follicolo pri

D-S sopra 22

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

14.07.2021

Trattamento

ICSI

Preservazione fertilità

Conc. ovocit

Conc. embrioni

Conc. tutto

IMV

IMSI

PICSI

Data UM

14.07.2021

Terapia da amenorrea

Endometriosi

Protocollo

Stimolazione prog.

Stimolazione esterna

Medic. lungo termine

N. di embrioni da trasferire

Raccolta pianificata seme

Medico

ID Indagine

Gruppo randomizzazione

Trasferita dal Centro

Trasferita il

Anamnesi

Anamnesi donna del

Anamnesi uomo del

Note del ciclo

Anal

NOTA CICLO

nota ciclo

Annulla OK



## MedITEX IVF Note Rilascio

### 6) MedITEX Accounting

E' ora possibile connettere a MedITEX Accounting un lettore di carte di credito per attivare direttamente il pagamento di una Fattura.

Se avete domande riguardanti questa nuova feature e la sua implementazione/configurazione, contattare il vostro consulente di riferimento.

Inoltre, in MedITEX Administration sarà possibile limitare l'accesso in MedITEX Accounting per specifici utenti.

Infine sono stati inseriti nuovi eventi nelle voci autogenerate, esempio: Creazione di un ciclo programmato e misure aggiuntive nel ciclo programmato.

Tutti gli eventi	Tipo evento	Evento scatenante
Calendario terapia programmata	Farmaci terapia programmata	
Farmaci terapia programmata	Misure aggiuntive terapia programmata	
Misure aggiuntive ciclo	Misure aggiuntive terapia programmata	
Misure aggiuntive terapia programmata	Misure aggiuntive terapia programmata	
Terapia programmata - misure add.: Nessuna	Misure aggiuntive terapia programmata	
Terapia programmata - misure add.: PGD	Misure aggiuntive terapia programmata	
Terapia programmata - misure add.: PGD/PGS	Misure aggiuntive terapia programmata	
Terapia programmata - misure add.: PGS	Misure aggiuntive terapia programmata	

### 7) MedITEX Scheduler

Gli appuntamenti creati in MedITEX Scheduler potranno essere esportati in altri calendari (software, apps) che supportano ICAL-Feed-Subscriptions.

Se avete domande riguardanti questa nuova feature e la sua implementazione/configurazione, contattare il vostro consulente di riferimento.

Sono state aggiunte le colonne "ID Paziente, ID Coppia, Trattamento, attesa dall'inizio dell'appuntamento" e "Tempo in sala d'attesa".

Sarà possibile inserire lo stesso paziente in sala d'attesa per più di un appuntamento contemporaneamente, nello stesso giorno.



---

## Bugs

---

### 8) MedITEX IVF

#### a) Generale

Gli errori che apparivano nella inbox e durante la creazione degli ordini di laboratorio sono stati risolti.

Sono state apportate modifiche al salvataggio delle lettere.

#### b) Ciclo

Il calcolo degli embrioni nel riepilogo della coltura è stato sistemato.

Il cambio di paziente dalla sezione gravidanza ora aggiorna correttamente la sezione.

Il valore predefinito per la diagnosi OHSS è stato modificato in "Non specificato".

#### c) Cicli pianificati

Quando un ciclo pianificato viene creato da un ciclo iniziato, l'anamnesi collegata è quella corretta.

#### d) Report editor

Sistemato il problema alle colonne e all'arrotondamento dei dosaggi dei farmaci nei risultati dell'editor del report.

#### e) Consensi

La funzionalità dei consensi è stata migliorata. Inoltre, l'azione "Elimina consenso" verrà ora aggiunta alla registrazione delle attività.

#### f) Crioconservazione

Risolti alcuni bug.

### 9) MedITEX Scheduler

Miglioramento delle performance.

Modifiche a permessi e diritti degli utenti.

### 10) MedITEX Accounting

Sistemato il calcolo dell'importo totale delle fatture.

### 11) MedITEX KPI

Il calcolo delle blastocisti e lo stadio embrionale (LAB KPI) sono stati rielaborati.



## Caratteristiche

### a) Generale

**Inbox overview**

Patient search  Order nr. (Sample ID)  Date from  until  Sender  Approval status  ☐ Show semen analyses

**Laboratory** | **Communication** | **Phone** | **Test**

**Lab results** | **Lab orders** | **Lab result list**

Drag a column header here to group by that column

Inte	Entry date	Blood sam	Sample ID (or)	Patient	Patient ID	Gender	Pat. mobile no.	Billing cat	Finding statu	Clinician	Approval sta	Attention for	Approve	Approve	Approve
1	25/09/2020	25/09/2020		Test, MaleTesting	TM1	M			OK						
2	25/09/2020	25/09/2020		Test, MaleTesting	TM1	M									
3	22/09/2020	22/09/2020													
6	15/01/2021	25/09/2020													
7	22/01/2021	22/01/2021													
4	28/09/2020	28/09/2020													

Open patients lab diagnostics  
 Open patient in MedITeX Scheduler  
 Finding status: normal  
 Finding status: abnormal  
 Approval status: approved  
 Approval status: attention  
 Approval status: attention - Attention for  
 Layout  
 Export data to Excel  
 Print table

**Inbox Overview**

Ricerca paziente  N° Ordine (ID Camp.) Data da 14  fino  Attenzione per  Stato Approvazione  Status/ Attenzione

**Laboratorio** **Comunicazioni (5)** **Prescrizioni**

Risultati Lab **Ordini lab** Lista risultati

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna



## MedITEX IVF Note Rilascio

Infine, il paziente selezionato può essere aperto inScheduler da tutte le sezioni dell' Inbox.

Tipo	Data	ID Paziente	Nome	Stato r	Stato	Attenzione
Prescrizione Farmac	27.10.2020	AOMN00300000859	Demo, Jane			
Prescrizione	27.10.2020	AOMN003000	Demo, Jane			

sig.ra Demo, Jane  
ID: AOMN00300000859  
Data di nascita: 01.01.1990  
Tipo fatturazione: Rimb. SSN

Apri paziente Apri Scheduler Stampa

### b) Consensi

I segnalibri "Paziente: ID Anonimo" and "Paziente: ID Anonimo" sono stati aggiunti a consensi.

Nome: TEST consenso

Valido da: 01.10.2020

Valido fino a:

Valido per: Entrambi i sessi

Gruppo: Non specificato

Template: TEST consenso.doc

Bookmark	Uso	Esiste nel template
Partner: cognome	<input type="checkbox"/>	
Partner: cognome	<input type="checkbox"/>	
Partner: codice fiscale	<input type="checkbox"/>	
Partner: città (nascita)	<input type="checkbox"/>	
Partner: città (indirizzo)	<input type="checkbox"/>	
Partner: carta identità paese di emissione	<input type="checkbox"/>	
Partner: Titolo	<input type="checkbox"/>	
Partner: Telefono	<input type="checkbox"/>	
Partner: ID Anonimo	<input type="checkbox"/>	
Paziente: ID Anonimo	<input type="checkbox"/>	

Controlla bookmarks nel template

Crea bookmarks mancanti

Annulla OK





## MedITEX IVF Note Rilascio

### d) Indagine Femminile

Nella sezione Ecografia, campo “Cavità uterina”, è stata aggiunta l’opzione “Irregolare”.

Esami di Demo, Jane (AOMN003000000859)

isterosalpingografia | Laparoscopia | Biopsia | Risultato esame | **Ecografia** | Opinione medica | Documenti

Data  ⚡

**Utero**

Lungh.  [mm]  
Anteroposteriore  [mm]  
Largh.  [mm]

Corpo uterino

AFV-RFV ☐ AFV ☐ RFV  
Anormalità ☐ Destra ☐ Centrale ☐ Sinistra  
Miometro ☐ Omogeneo ☐ Eterogeneo ☐ Altro

☐ Presenza fibroma

Numero di fibromi  Dimensione (max)  [mm]  
Localizzazione

Misure fibroma

Fibr. sottosieroso  [mm] Fibr. sottomuc.  [mm]  
Fibr. intramurario  [mm] Fibr. cervicale  [mm]  
Anomalie

Miometro  [mm]  
Cavità uterina

**Endometrio**

Dimensione  [mm] Fase   
☐ Polipo ☐ Iperplasia Altro   
Lungh. utero  [mm] Lungh. cervice  [mm]

**Ovaie**

Destra Sinistra

☐ Non rilevabile ☐ Non rilevabile  
Altezza  [mm] Altezza  [mm]  
Largh.  [mm] Largh.  [mm]  
Lungh.  [mm] Lungh.  [mm]

☐ Aspetto Multifollicolare ☐ Aspetto Multifollicolare  
☐ Ovaio policistico ☐ Ovaio policistico

#Foll. antrali Destra  Sinistra  Totale 0

Ovaie

**Formazione cisti**

Cisti dx Cisti sx

Largh.  [mm] Largh.  [mm]  
Lungh.  [mm] Lungh.  [mm]

Esami esistenti dal:  
08.08.2016

Regolare  
Mioma  
Polipo  
Malformazione  
Esiti chirurgici  
Non indagata  
**Irregolare**

✖ Annulla ✔ OK



## MedITEX IVF Note Rilascio

### e) Ciclo

Nella rappresentazione grafica della coltura, campo "1ª osservazione 2PN" è ora disponibile l'opzione "2PN controllo non effettuato".

### f) Report editor

Il campo "Ind. ovocitaria" può ora essere selezionato in Report Editor nella tabella Terapia.

### g) Impostazioni

Nuova regola per la generazione dell' ID Anonimo.

La regola può essere selezionata in Sistema → Configurazione / Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Funzioni → Generazione ID automatica.





## MedITEX IVF Note Rilascio

**ID anonimo automatico**

Genera ID anonimo con i seguenti criteri

Regola 7 ▾

Abbreviazione sesso (1 carattere / F o M) +  
Iniziale città dove si trova la clinica (1 carattere / A per Ab  
Numero sequenziale a partire da 10001

### h) Crioconservazione

Il numero di caratteri massimo per il campo "Indicazioni speciali" nelle ragioni per lo scongelamento dei campioni dalla criobanca è stato esteso

## 2) MedITEX KPI

Sono state aggiunte delle query KPI

- Nati vivi per numero di embrioni trasferiti  
Formula: (Numero di nascite / Numero embrioni trasferiti)\*100
- Tasso fecondazione fallita  
Formula: Cicli con tasso di fecondazione =0% / numero di cicli con fecondazioni di MII) \*100

Punteggio AA e AB sono stati aggiunti al calcolo del "Tasso sviluppo blastocisti di buona qualità" nella sezione ESHRE KPI.

## 3) Interfacce

Con l'ultima versione di DICOM è possibile inviare anche video direttamente dall'ecografo a MedITEX.


Ora è possibile utilizzare l'autenticazione a 2 fattori per effettuare il login in MedITEX.


MedITEX Login

 **MedITEX IVF**  
v 2.8.5.0  
© 2007 - 2021 CRITEX GmbH  
www.ivf.software  
support@critex.de

Nome utente  
ivf

Password  
\*\*\*

Token  


 **MedITEX**  
MEDICAL IT EXPERTS

 Cancell

 OK



La successiva login richiederà, oltre che al nome utente e la password, anche il token temporaneo fornito dalla app.

Page 32 of 105



## MedITEX IVF Note Rilascio

Per impostare la doppia autenticazione obbligatoria per tutti gli utenti è sufficiente andare in MedITEX Administration → Impostazioni di login e attivare l'opzione **"Autenticazione a 2 Fattori obbligatoria"**. Se qualche utente non avesse impostato precedentemente un token valido, sarà richiesto al prossimo login.

The screenshot shows the 'Impostazioni di login' (Login Settings) window in MedITEX Administration v2.8.5.0. The window has a sidebar on the left with 'Impostazioni di login' selected. The main area is titled 'Impostazioni di login' and contains two sections: 'Password utente' and 'Account utente'. In the 'Password utente' section, 'Lunghezza minima password' is set to 6 (Min: 6, Max: 14). There are four checkboxes: 'Deve contenere almeno una lettera maiuscola (A-Z), una lettera minuscola (a-z) e un numero o un carattere speciale' (unchecked), 'NON deve contenere nome, data di nascita o numero di telefono dell'utente' (unchecked), 'Deve essere diversa da tutte le precedenti password utilizzate' (unchecked), and 'Deve essere modificato al primo accesso' (checked). In the 'Account utente' section, there is a text description about automatic account deactivation and a '180' value in a box. At the bottom, the checkbox 'Autenticazione a 2 Fattori obbligatoria' is checked and highlighted with a red box.

L'interfaccia per l'impostazione degli incubatori (Sistema->Configurazione/Ammonostrazione→Impostazioni→Incubatori) è stata rivista, **si chiede di controllare che i dati già inseriti siano corretti.**

The screenshot shows the 'Incubatore' (Incubator) settings window in MedITEX IVF v2.8.5.0. The window has a menu bar (File, Sistema, Importa, Esporta, Reports, Lettere, Ricerca per Pazienti, Strumenti, Finestre, Aiuto) and a toolbar with 'Home' and 'Impostazioni'. The 'Incubatore' tab is selected, showing a list of incubators on the left and a detailed view on the right. The list has columns for 'Sede', 'Nome', 'Note', and 'Attivo'. Two incubators are listed: 'Astec / Labo. Embriologia' and 'Thermoforma / Nuovo Modello / Labo. Embriologia', both with 'Attivo' checked. The detailed view on the right shows 'Nome' as 'Astec / Labo. Embriologia', 'Sede' as 'Itamedical', and 'Note' as empty. There are sections for 'Camera' (1, 2, 3) and 'Sub chamber' (empty). The status bar at the bottom shows 'Centro: Itamedical', 'Utente: ivf, ivf', and the date 'mar 02 mar 2021 11:04'.



---

## Bugs

---

### 12) MedITEX IVF

#### a) Generale

Il Report ESHRE è stato adattato.

Sono state eseguite modifiche alle funzionatità dell'Inbox.

Sistematiche colonne nella sezione Liste.

Nell'overview sono nuovamente visibili i transfer effettuati della paziente.

#### b) Cicli

L'export come PDF del Calendario nell'overview terapia è stato risolto.

#### c) Terapie programmate

Farmaci senza dose vengono ora inseriti nel modulo di Prescrizione dei Farmaci.

#### d) Spermiogrammi

Sistemato lo stato degli spermiogrammi.

#### e) Anagrafica

Ripristinato il "Blocca sezione" in anagrafica.

#### f) Report editor

Il pulsante "Statistiche" funziona nuovamente.

Sistemati nomi campi nella sezione coltura.

#### g) Task-Manager

Migliorate le performance del task manger.

#### h) Donazioni

Sistemata generazione automatica del SEC.

#### i) Impostazioni

La stampante di default delle Etichette è quella selezionata nelle impostazioni.

#### j) Interfacce

Migliorate le performance del DICOM.

### 13) MedITEX KPI

Sistematiche diverse query KPI.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## Version 2.8.4

### Caratteristiche

#### 4) MedITEX IVF


##### a) Generale

Le lettere possono essere ordinate in sottogruppi.



I sottogruppi possono essere definiti e assegnati in Sistema → Configurazione/amministrazione → Impostazioni → Sistema → Funzioni → Report editor → Gestisci lettere.

Cliccando sulla tastiera “Sx Ctrl + P” per il paziente e “Dx Ctrl + P” per il partner, le etichette possono essere stampate da tutte le sezioni di MedITEX eccetto dalla terapia.



##### b) Pagina principale

I messaggi visualizzati nella pagina principale possono ora essere ordinati per priorità.

Questo può essere fatto in Sistema → Configurazione/amministrazione → Impostazioni → Sistema → Tabelle di sistema → Anamnesi: tipo di elemento.



## MedITEX IVF Note Rilascio

Argomenti	Mostra nella pag principale	Colore test	Sesso	Attivo	Prescrizione farmaci attiva	Visibile	Priorità
Consenso preserv. fertilità	<input type="checkbox"/>	Verde	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Everyon	
Attenzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Rosso	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Everyon	1
Note	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Everyon	1
Prescrizione dal ciclo	<input type="checkbox"/>	Grigio	Gin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Everyon	4
Prescrizione Farmaci	<input type="checkbox"/>	Blu	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Everyon	4
Diario clinico	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Everyon	2
MERGE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Everyon	3
Prova	<input type="checkbox"/>	Arancione	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ivf, ivf	
Lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	Nero	Entrambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Everyon	

La colonna Priorità può essere resa visibile utilizzando il pulsante nell'angolo in alto a sinistra della tabella e ordinandola in senso crescente o decrescente cliccando sull'intestazione della colonna stessa

Data	Tipo	Messaggio	Stato	Priorità
01/01/2000	Attenzione	opppppp		1
	Note	qqqqqqqqqq		1
	Diario clinico	ddddddddd		2
	Diario clinico	ccccc		2

Inoltre le voci possono essere visualizzare i colori diversi, impostabili dalle impostazioni.

### c) Anagrafica

In Dettagli Contatto/Occupaz. il codice telefonico del paese può essere inserito separatamente dal contatto del paziente.



## MedITEX IVF Note Rilascio

Anagr. Paziente di A, Donna (AD01)

Dettagli pers. | **Dettagli Contatto/Occupaz.** | Assicurazione / fatturazione | Medico di riferimento | Questionario paziente | Webportal

**Dettagli contatto**

Tel.  Parente stretto

Cellulare

Fax

Email

**Indirizzo**

Via/N.

**Dettagli Occupazione**

Impiegato / occupato ☐ No ☒ Si

Professione

Profess. altro

Datore di lavoro

Tel.

Cellulare

Fax

### d) **Spermiogramma**

Sono ora visibili i valori di riferimento nello spermiogramma.

Questi valori predefiniti corrispondono ai riferimento WHO e possono essere modificati in Sistema

→ Configurazione/amministrazione → Impostazioni → Sistema → Tabelle di sistema →

Spermiogramma: WHO valori di riferimento.

**Prima della preparazione** ☐ Usa quality assessment

**Parametro** **Files**

**Nativo**

Volume [ml]  [1,5] Possibile quantif.? **Non indagata**

pH  [ $\geq 7,2$ ]

Conc. [ $10^6$ /ml]  [15] Numero totale spermatozoi [ $10^6$ ]  [39]

Conc. < 0.1 ☐ Cell. perossidasi-positive [ $10^6$ /ml]  [ $< 1$ ]

Vitalità [%]  [58] Immunobead test [% adese]  [ $< 50$ ]

Leucociti [ $10^6$ /ml]

Cellule rotonde [ $10^6$ ]

**Motilità**

WHO AB [%]  **Morfologia**

WHO C [%]

WHO D [%]

Resto: 97%

N. spermatozoi a mot. prog. [ $10^6$ ]  Forme normali [%]  [4]

Motilità compless. [A% + B% + C%]  [40] Difetti testa [%]

Difetti collo e tratto interm. [%]

Difetti flagello [%]

Droplets citopl. [%]

Difetti multipli [%]

Teratozoospermia (TZI)

**Dopo la preparazione**

**Documenti**

La conta totale [ $10^6$ ] sarà ora visualizzata anche se questo valore sarà nullo.

### e) **Crioconservazione**

Nel caso di crioconservazione fatta direttamente dal riquadro blu (senza ciclo) è possibile ora documentare l'origine eterologa del materiale crioconservato.

Infatti, nel caso di crioconservazione di PN o embrioni è possibile checkare l'opzione **Donazione oviciti** o **Donazione seme** o entrambi se sono cellule derivate da una precedente donazione di oviciti, seme o mista.





## MedITEX IVF Note Rilascio

Crioconservazione Gin di A, Donna (AD01)

Data PU: 29/10/2020 ⚡ ID Paziente: AD01 A, Donna  
Data congelamento: 29/10/2020 00:00 ⚡ ID Partner: AU01 A, Uomo  
Congelato da: D., S. ⚡ ID ciclo (Crio):  
Tecnica cong.: Vitrification Contratto crio:  
Centro di origine:  
Data stocc.: 29/10/2020 ⚡  
Conservato da: D., S. ⚡  
ID Criocarrier: 3202  
Stato: Available  
# Criocarrier: 2

Materiale  
☐ Tessuto ovarico  
☐ Donazione ovocit ☒ Donazione seme

n. ovociti: 0 # PN IVF: 0 # Emb. IVF: 1  
# PN ICSI: 0 # Emb. ICSI: 0  
Numero tot. PN: 0 Numero tot. Emb.: 1

☒ Cons. a mezzo criocons.  
Posizione di stoccaggio: Posizione Colore:

Non esistono info dettagliate relative ad ovo/embrio perchè questo campione non è associato ad un ciclo.

### f) Consensi

Sono stati aggiunti 3 nuovi segnalibri **Paziente: Titolo**, **Partner: Titolo** and **Partner: Numero previdenza**.

Consensi MedITEX

**Modifica consenso**

Nome: Consenso

Valido da: 12/10/2020 Attivo: ☒  
Valido fino a: Obbligatorio: ☐  
Valido per: Entrambi i sessi Cancellabile: ☒  
Gruppo: Dati anagrafici  
Un consenso può essere associato a più gruppi. I gruppi sono definibili/modificabili nelle impostazioni di sistema (tabelle di sist.)

Template:   
Trascinare un nuovo template qui...

Bookmark	Uso	Esiste nel template
Partner: parente stretto	<input type="checkbox"/>	
Patient: health insurance nr.	<input type="checkbox"/>	
Patient: health insurance nr.	<input type="checkbox"/>	
Partner: health insurance nr.	<input type="checkbox"/>	
Partner: health insurance nr.	<input type="checkbox"/>	
Patient: nationality	<input type="checkbox"/>	
Partner: nationality	<input type="checkbox"/>	
Paziente: Titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: Titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner: numero previdenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Controlla bookmarks nel template Crea bookmarks mancanti

Annulla OK

### g) Cicli

Ecografia follicolare: la scala di misurazione dei follicoli è stata espansa e ora inizia da 1. Tutte le voci già inserite con follicoli < 10 rimarranno con il formato precedente.





## MedITEX IVF Note Rilascio

eco Follicoli di A, Donna (AD01)

Data: 16/07/2020 SettGrav: 1 [0+2]  
Eseguito da: Test, Test

Ovaio Dx	Ovaio Sx
22	22
21	21
20	20
19	19
18	18
17	17
16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

EMT [mm] 10 21 11

Cambia paziente

E' stata aggiunta l'opzione "2PN non presenti ma 1PB presente" al campo "1° Osservazione 2PN" nei cicli Coltura → Dettagli ovociti/embrioni.

Dettagli ovociti/embrioni

ID ovo: 1 / 935  
Giorno Coltura: 15/07/2020 (Giorno 1)  
Età embrione [g]: 1  
Fase: 2PN

1° osservazione 2PN: 2PN non presenti ma 1PB presente

Punteggio: 2PN fusi  
2PN non presenti ma 2PB prese  
2PN mancanti  
1PN osservato  
2PN non presenti ma 1PB prese

Gruppo ovo: 2PN non presenti ma 1PB prese

Medico: 2PN non presenti ma 1PB prese

Embriologo: 2PN non presenti ma 1PB prese

Cumulo denudato da: 2PN non presenti ma 1PB prese

Ora dec: 2PN non presenti ma 1PB prese

Files Assisted Hatching Incubatore

Cellule embrion. Dimensioni Classificazione

Uniformita cellule  
Multinucleazione  
Frammentazione  
Compattezza

Forma asferica  
Citoplasma Granulare  
Vacuolizzaz.

Scorri

### h) Stoccaggio crio

Un nuovo campo "Data ultimo Audit" è stato aggiunto a Sistema → Configurazione/amministrazione → Impostazioni → Crioconservazione.

MedITEX IVF v2.8.4.0

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Home Impostazioni

Clinica Sistema Farmaci Materiale Lab Crioconservazione Incubatore Campi liberi/QM

Gestione crioconservazione

☒ Crio gin con stoccaggio ☒ Crio andro con stoccaggio

Dimensionamento della Criobanca

Criocontentitori

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta col

Descrizione	Tipo	Numero max criocontainer nell'ultimo livello
Banca A	Femminile	10
Banca B	Femminile	10
Banca C	Femminile	10

Unità di allocazione

Descrizione: Banca A  
Posizione: Itamedical

Data ultimo Audit: 20/10/2020


☒ Gin ☐ Andro



## MedITEX IVF Note Rilascio


### i) Contratti crio e accounting

E' stata aggiunta una nuova opzione "1 anno e mezzo dopo inizio del contratto" al campo "Emissione 1° fattura" nella configurazione dei tipi di contratto.



### j) Report editor

Il campo "Emissione 1° fattura" è stato aggiunto alla tabella "Contratti crio" in Report editor.





## MedITEX IVF Note Rilascio

### 5) MedITEX Scheduler

La colonna “Codice coppia” può essere aggiunta alla tabella “Tutti gli appuntamenti” usando il pulsante in alto a sinistra.

The screenshot shows the MedITEX Scheduler v2.8.4.0 interface. The top menu bar includes File, Sistema, Reports, Importa, and Info. The main window displays the 'Appuntamenti per risorsa' section for 'A. Donna'. The 'Risorsa' dropdown is set to 'TUTTE LE RISORSE', and the 'Durata' is set to '21/10/2020'. The 'Tutti gli appuntamenti' button is highlighted in the top right corner. The table below shows columns for Data, Da [hh:mm], A [hh:mm], App. paziente, Paziente, Sesso, Data di nascita, Telefono, Cellulare, Fatturazione, Assicurazione, Oggetto, Trattamento, Note, and Sta. The table is currently empty, displaying '<Nessun dato da visualizzare>'. A sidebar on the left contains various filters and a calendar view for October 2020.

“Categoria fatturazione” e “Gruppo paziente” possono essere usate nel titolo dell’appuntamento.

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window in MedITEX Scheduler v2.8.4.0. The 'Generale' tab is selected. The 'Vista calendario' section includes options for 'Scala temporale calendario' (15 Minuti), 'Mostra solo orario lavorativo' (checked), and 'Grandezza font appuntar' (8). The 'Composizione titolo appuntamento' dropdown is open, showing options like 'Età paziente', 'Nome trattamento', 'Icona trattamento', 'Mostra sempre ora del trattamento', 'Non mostrare mai ora del trattamento', 'Categoria fatturazione', and 'Gruppo paziente'. The 'Sistema' section includes 'Limite d'attesa' and 'Il colore della sala d'attesa virtuale diventa rosso se un paziente sta attendendo più lungo del limite impostato'. The 'Numero di sale d'aspetto' is set to 2. The 'Anteprima calendario' section shows a preview of the calendar for 'mercoledì 21 ottobre'.



## MedITEX IVF Note Rilascio

### 6) MedITEX Accounting

“Gravidanza –test positivo” è stata aggiunta come voce di fattura auto-generata.

Impostazioni - v.2.8.4.0

Stampa Esporta Importa lista prezzi Apri cartella

Voci Panor. prezzi Gestione fattura Template doc.

Gruppi Voci Voci autogenerate

Gli eventi in MedITEX IVF e MedITEX Scheduler possono generare automaticamente voci di fattura.

Nome	Descrizione	Tipo evento	Evento scatenante
Congelamento ovociti	Crea nuovo ciclo con checkbox attiva "Congelamento ovociti"	Ciclo	<input type="checkbox"/>
Esecuzione FIVET	Cultura: trattamento ovociti con IVF	Ciclo	<input checked="" type="checkbox"/>
Esecuzione ICSI	Cultura: trattamento ovociti con ICSI	Ciclo	<input checked="" type="checkbox"/>
Evento del ciclo: triggering	L'icona TG è impostata nel calendario dell'overview ciclo	Ciclo	<input type="checkbox"/>
Gravidanza	Check box assito ciclo - gravidanza clinica	Ciclo	<input type="checkbox"/>
Gravidanza - test positivo	Scelto "SI" nel campo "Test grav. positivo"	Ciclo	<input checked="" type="checkbox"/>
Inseminazione	IUI - inseminazione effettuata	Ciclo	<input type="checkbox"/>
New cycle - insemination	Crea un nuovo ciclo IUI	Ciclo	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuovo ciclo (in generale)	Crea nuovo ciclo indipendentemente dal tipo di trattamento	Ciclo	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - "Preservazione fertilità"	Crea nuovo ciclo con checkbox attiva "Preservazione fertilità"	Ciclo	<input type="checkbox"/>

### 7) MedITEX KPI

Sono stati aggiunti nuovi KPI.

- Tasso di cancellazione  
Descrizione: (Numero di cicli con ET cancellato (escluso tutto congelato) / Numero di cicli iniziati) \* 100
- Tasso di ovociti immaturi prelevati  
Descrizione: (Totale numero di ovociti immaturi prelevati (GV, MI) / Totale no. ovociti prelevati ) \* 100
- Tasso test gravidanza positivi con PID (diagnostica pre-impianto)  
Descrizione: (Number di test gravidanza positivi in cicli con PID/ Totale di cicli con PID che hanno il transfer) \* 100
- Tasso gravidanze cliniche con PID  
Descrizione: (Numero di cicli con PID e battito fetale / Totale di cicli con PID che hanno il transfer) \* 100

### 8) Interfacce MedITEX

Ulteriori informazioni saranno mandate da MedITEX all' Embryoscope:

- Test di gravidanza positivi
- N° cavità intrauterine
- N° battiti cardiaci
- Aborto → Si/No
- Nascita → Si/No



---

## Bugs

---

### 14) MedITEX IVF

#### a) Generale

Un problema di visualizzazione nella finestra delle relazioni multiple è stato sistemato.

Il messaggio di errore della ricerca del donatore è stato corretto.

La generazione del Riassunto ciclo funziona di nuovo correttamente.

Sono state apportate modifiche alla firma digitale.

#### b) Liste

Nella lista "Terapia e allarmi" l'ID paziente è visualizzato correttamente.

#### c) Terapie programmate

E' ora possibile inserire gli stessi farmaci con diverse tipologie di somministrazione.

#### d) Cicli

L'inserimento di "ulteriori complicazioni" nella sezione di pickup è possibile solo dopo che è stata documentata una complicanza primaria.

L'attivazione della rappresentazione grafica/tabellare nella sezione cultura è ora registrata nel changelog.

Il calcolo della settimana di aborto nella scheda Gravidanza del ciclo è stato adeguato.

Il formato decimale del dosaggio giornaliero del farmaco viene ora nuovamente visualizzato correttamente.

La voce del campo QM Scongellamento è ora salvata correttamente.

#### e) Spermiogramma

Le note inserite nello spermiogramma vengono visualizzate anche nello scongelamento.

#### f) Stoccaggio crio

Il messaggio "ID criocarrier esiste già" viene ora visualizzato solo quando è il caso.

L'aggiunta o la rimozione delle colonne nello stoccaggio crio funziona correttamente.

#### g) Anamnesi

Il problema di generazione dello spermiogramma dall'anamnesi è stato risolto.

Il campo "Sposata da" è stato limitato al solo inserimento dell'anno

#### h) Anagrafica

La tendina "Sede" è ora visibile correttamente.

#### i) Diagnostica Lab.

I problemi relativi alla selezione dei parametri di lab negli ordini sono stati risolti.



## **MedITEX IVF Note Rilascio**

### **j) Report editor**

Sono state eliminate le inconsistenze nella generazione di alcune query in Report Editor.

### **k) Impostazioni**

Sono state migliorate le performance per l'apertura delle impostazioni.

L'immissione di articoli identici (nome articolo e numero articolo) è impedita nella gestione dei materiali

Quando si aggiunge un nuovo incubatore, i campi "Produttore", "Modello", "Posizione dell'incubatore" e "Luogo dell'incubatore" devono essere compilati.

Sono stati risolti i problemi di salvataggio della firma per le Email.

### **15) MedITEX HL7**

Sono stati risolti i problemi su MedITEX HL7 importer.

### **16) MedITEX Scheduler**

E' possibile nuovamente passare da un paziente all'altro utilizzando le frecce.

Le opzioni accessibili tramite tasto destro negli appuntamenti sono ora utilizzabili.

### **17) MedITEX KPI**

Sono stati fatti degli aggiustamenti su alcuni KPI.



## Version 2.8.3.0

### Caratteristiche

#### 9) MedITEX IVF

##### a) Generale

Ora è possibile salvare più layout diversi per la configurazione delle tabelle in MedITEX, per esempio filtri, selezioni o raggruppamenti, per ogni utente. Questi layout rimangono salvati anche dopo eventuali aggiornamenti di MedITEX.

L'amministratore può definire un layout standard per la clinica/reparto che può essere usato da tutti gli utenti ma non può essere modificato da loro.

##### b) Pagina principale

I dettagli sui messaggi e sulle comunicazioni provenienti da **SALVE** (app a pagamento integrata con MedITEX), possono essere visualizzati ora nella tab Messaggi nella pagina principale. Per vedere la storia di questi messaggi, può essere aperto il menù e saranno visualizzati i dettagli.

Se siete interessati ad avere informazioni sull'applicazione SALVE contattate il nostro supporto.

##### c) Spermiogramma


E' stato aggiunto come metodo di raccolta l'opzione TEFNA.

##### d) Crio

Non è più possibile crioconservare diversi tipi di materiale nella stessa straw.

##### e) Anagrafica/Anamnesi/Diagn. Strumentale femminile

Dopo aver salvato delle voci in queste aree, queste possono essere duplicate nella pagina principale facendo **tasto destro** sul record selezionato oppure aprendo la voce stessa e cliccando su **Duplica record**.





**f) Terapie programmate / Cicli**

Questo significa che un ciclo che è stato pianificato e creato, può essere duplicato e usato per una nuova programmazione.

Copiare il ciclo pianificato collegato al ciclo selezionato





## MedITEX IVF Note Rilascio

Nell'immagine il ciclo n° 2 è stato creato da una terapia programmata. Il pulsante selezionato si attiva. Cliccandolo, si aprirà la finestra delle terapie pianificate e le informazioni del ciclo n°2 saranno inserite come template di una terapia programmata. Da lì può essere pianificato il nuovo ciclo.

### **g) Inbox**

Il campo Note per lo Status Approvazione può essere visualizzato nell'overview degli ordini lab.

Il campo Note è posizionato nella parte destra della finestra dell'overview degli ordini di lab per informare l'utente sulle informazioni e sui commenti.

### **10) MedITEX KPI**

Sono stati aggiunti nuovi KPI:

- GR clinica e biochimica per ET  
Formula: (Numero di gravidanze cliniche e biochimiche / numero di embrioni trasferiti) \*100
- GR clinica per n° di embrioni trasferiti dopo scongelamento  
Formula: (Numero di gravidanze cliniche (almeno un "BCF" selezionato) in cicli con scongelamento / numero di embrioni trasferiti in cicli con scongelamento) \*100

Sono state aggiunte nuove opzioni nella sezione "Raggruppamento per":

- Fertilizzazione: Embriologo IVF
- Fertilizzazione: Embriologo ICSI

E' ora possibile selezionare la data di inseminazione come data di riferimento.

Nel KPI "Numero di ciclo" è ora possibile utilizzare la data di aspirazione come filtro.


### **11) Active Directory**

Alla sincronizzazione dei diritti degli utenti tramite Active Directory, è possibile assegnare i diritti di login anche per MedITEX DocLink.

### **12) MedITEX Data Exporter**

Usando MedITEX Data Exporter è possibile esportare i record dei pazienti con i suoi dati in formato csv. E' possibile esportare completamente il file storage. I file saranno compressi in un file .zip e esportati in una specifica directory. Il file zip è protetto da una password.

L'esportazione può essere fatta selezionando Esporta → Data-Export (EU-GDPR).



### **13) Connessione LaRiEI**

Grazie al pulsante LaRiEI è possibile mandare i dati necessari da MedITEX a LaRiEI.



---

## Bugs

---

### 18) MedITEX IVF

#### a) Generale

E' possibile ora generare il **SEC** per un campione senza la data di scadenza.

Una sezione bloccata può adesso essere sbloccata dall'utente che l'ha bloccata. Non è più possibile inserire solamente la password dell'utente che ha bloccato la sezione. L'utente che ha bloccato la sezione ora deve fare il login per sbloccarla.

Sono stati risolti i problem relative all'inserimento della password nel witnessing.

#### b) Pagina principale

La data nella tab SALVE (interfaccia a pagamento integrata con MedITEX) è stata corretta. Sarà visualizzata nuovamente in una riga.

Il campo relativo alle informazioni sul trattamento ovocita è stato rivisto.

#### c) Spermiogramma

E' stato risolto un errore relative all'inserimento dei valori nei campi "**Status Approvazione**".

#### d) Anamnesi

La finestra dell'anamnesi femminile sarà ora visibile correttamente quando viene ingradita.

A causa di problemi di salvataggio quando si aggiungono file grandi o più file in un campo Note, non è più possibile copiare i file in quei campi. I file che sono già presenti in questi campi rimarranno.

Le traduzioni in italiano relative ai "**Fattori di Sterilità**" sono state sistemate.

#### e) Diagnostica Lab.

E' stato risolto il problema relativo al salvataggio dei dati.

E' stata ripristinata la possibilità di utilizzare il pulsante QM field nella'area Diagnostica lab.

#### f) Cicli

Il campo "Motivo dell'aborto" ora mostra solo le possibili scelte, in accordo con quanto è stato impostato nelle impostazioni del paese.

### 19) MedITEX KPI

La query "Test positivo per ET" è stato esteso a "Test positive per ET/IUI", così che saranno calcolate anche le IUI.

Per le query sui valori forniti dai laboratori ormonali è ora possibile raggruppare per embriologo impostato nella finestra dei dettagli dell'ovocita.

### 20) MedITEX HL7

La lunghezza dei campi in MedITEX HL7 Importer è stato cambiato.

### 21) MedITEX Scheduler

Quando un appuntamento paziente viene aperto dalla lista appuntamenti, Scheduler si sposterà al giorno e all'ora selezionata e aprirà l'appuntamento.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## Versione 2.8.2.0

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

Il layout di Sistema configurato dall'utente (colonne visibili, raggruppamenti etc.) è ora permanentemente salvato anche dopo l'aggiornamento della versione MedITEX.

L'inserimento manuale dell'ID paziente è cambiato ora le lettere sono automaticamente settate come MAIUSCOLE (anche se si ha impostato nella tastiera il minuscolo).

##### b) Cicli

Il rapporto dei dosaggi di recFSH e recLH sono visibili nell'overview del ciclo.

##### c) Anagrafica

Le lettere nei campi BIC e IBAN sono automaticamente settate come maiuscole. Nel campo IBAN i caratteri sono automaticamente separate in gruppi di 4.

##### d) Consensi

Sono stati aggiunti i segnalibri "Patient: Nazionalità" e "Partner: Nazionalità".



# MedITEX IVF Note Rilascio

## 2) MedITEX Scheduler

Il numero dei possibili tipi di appuntamento è stato aumentato fino 128.

## 3) MedITEX Accounting

Il numero del contratto e il materiale riservato in un contratto crio saranno visibili nei dettagli delle voci di fattura.

The screenshot displays the 'Registro fatture - nuove voci del conto - nuove fatture' window. The patient information is: Signora Test, Donna, ID: 2032127, Data nasc.: 14.10.1983. The balance is -378,00 € and the credit is -1.000,00 €. A modal window titled 'Dettagli delle singole voci - 2032127; Signora Test, Donna' is open, showing the date 21.02.2020 and the activity 'Creazione di criocontratto - CRIO OVOCITI'. The note mentions 'n° contratto: 000033 per ovocita(i) crio 21 Febbraio 2020 - 20 Febbraio 2021'. The service/material is 'CRIOCONSERVAZIONE OVOCITI'.

## 4) MedITEX KPI

E' stato aggiunto in PI ESHRE KPI. La nuova sezione contiene gli indicatori relative al Vienna consensus 2017.

## 5) MedITEX Administration

OpenLDAP è stata inserita come alternativa al login tramite Active Directory. Può essere configurata in MedITEX Administration -> Impostazioni di Login -> Active Directory / OpenLDAP.

The screenshot shows the 'Impostazioni Active Directory / OpenLDAP' configuration window. Under 'Tipo di server', 'Open LDAP' is selected. The fields are filled with: Nome host: sldapcsmiha, Porta: 389, Nome utente: cn=meditex-bind,dc=ic-cittastudi,dc=it, Stringa di base: dc=ic-cittastudi,dc=it, Password: \*\*\*\*\*. There is a checkbox for 'Usa SLL per la connessione' which is unchecked. A 'Test di connessione' button is at the bottom.



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Più campi relativi a Terapie programate, Diagnostica Lab e Accounting sono stati aggiunti nella Registrazione delle attività.

I messaggi di errore quando si crea il cycle summary sono stati risolti.

Le note bloccate possono adesso essere visualizzate e stampate.

Risolto l'errore Access violation

#### b) Cicli

Il problema di visualizzazione delle settimane di gravidanza nel ciclo è stato sistemato.

La data di rimozione nei cicli di Rimozione del tessuto ovarico ora è salvata correttamente.

L'ultimo valore bHCG nella tab Gravidanza del ciclo è ora visualizzato correttamente.

#### c) Anagrafica

Il problema del salvataggio dei dati passando all'anagrafica direttamente dal ciclo è stato risolto.

#### d) Anamnesi

Il check Attenzione è stato ripristinato e funziona correttamente.

#### e) Diagnostica strumentale

I problemi di visualizzazione dei dati ecografici sono stati risolti.

#### f) Report editor

Le inconsistenze in Report Editor sono state sistemate.

#### g) Task manager

Il task manager è stato riprogettato.

### 2) MedITEX Scheduler

E' stata risolta l'inconsistenza quando si associava le risorse agli utenti.

### 3) MedITEX DICOM

E' stato sistemato il salvataggio delle immagini proveniente da un dispositivo ecografico senza usare la WORKLIST.



## Versione 2.8.1.0

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

Generazione automatica del codice SEC (Single European Code).

Si attiva tramite Sistema -> Configurazione/Amministrazione -> Impostazioni -> Sistema -> Funzioni -> Generazione ID automatica.

Per utilizzare il codice SEC è importante definire tutte le informazioni rilevanti.

**Generazione del SEC**  
Il SEC (Single European Code) identifica i tessuti in maniera univoca in UE

☒ Funzione attiva  
☒ Generazione automatica attiva

Alias della clinica:  1 di 1

Codice Tissue Establishment (TE):   
Codice TE: [webgate.ec.europa.eu](http://webgate.ec.europa.eu)

Codice Paese (ISO):

Sistema di codifica:

Dopo aver effettuato un congelamento (di gameti maschili o femminili) è possibile cliccare il pulsante "SEC", verrà generato un codice SEC per ogni singola straw. Allo stesso modo si può fare nel caso di scongelamento e trasferimento del materiale; sarà possibile generare il codice SEC in uscita per straw. Quando il codice SEC è attivo e configurato sarà visibile nel cryo storage. Sarà possibile vedere subito se il codice è stato creato oppure manca.

Crio Gin di Demo, Donna (32317050)																	
Attualmente in conservazione																	
Storico																	
Materiale proprio																	
ID crio	Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	Tessuto ovarico	ID Crio carrier	Stato	Posizione di stoccaggio	Pos.	CL 1	CL 2	n° contratto
397	21.03.2019	21.03.2019				221	1			<input type="checkbox"/>							
398	21.03.2019	21.03.2019				221	1			<input type="checkbox"/>							
399	21.03.2019	21.03.2019				221	1			<input type="checkbox"/>							

#### Luce grigia: Il codice SEC non è necessario



La straw viene dalla clinica dove è stata congelata, quindi non necessita del codice SEC

#### Luce arancio: il codice SEC deve essere inserito



La straw proviene da un'altra clinica, quindi il campo "Clinica d'Origine" sarà compilato nella maschera della crioconservazione. Il codice SEC di ingress deve essere documentato..



#### Luce verde: Il codice SEC è stato creato correttamente



## MedITEX IVF Note Rilascio

Crioconservazione Gin di Demo, Donna (32317050)

Data PU	30.08.2017	ID Paziente	32317050	Demo, Donna
Data congelamento	30.08.2017 11:26	ID Partner	DU1	Demo, Uomo
Congelato da		ID ciclo (Crio)		
Tecnica cong.	Vitrification	Contratto crio		
Centro di origine	Centro di Fecondazione Medi			
Data stocc.	30.08.2017			
Conservato da	L., L. Dott.s			
ID Criocarrier				
Stato				
# Criocarrier	1			

**Materiale**

☒ Tessuto ovarico Con donazione liq.sem. ☐

n. ovociti	0	# PN IVF	0	# Emb. IVF	0
		# PN ICSI	0	# Emb. ICSI	0
		Numero tot. PN	0	Numero tot. Emb.	0

☒ Cons. a mezzo criocons.

Posizione di stoccaggio: tank 1 superiore 1 verde Posizione:  Colore:

# Spazi liberi: 7

☐ Per ricerca  
Ragione per ricerca:

Note:

Single European Code (SEC)

SEC (codice unico europeo) manager

SEC in arrivo SEC in uscita

SEC

<Nessun dato da visualizzare>

SEC

Ora è possibile sannerizzare il barcode o il chip RFID

DIS

PIS

Cliccando il pulsante con il + verde il SEC può essere generato manualmente oppure cliccando su "Crea tutto" si genera automaticamente per tutte le straw.

Il codice SEC funziona allo stesso modo nella crioconservazione di materiale maschile.

Ulteriori informazioni su [SEC \(Single European Code\)](#).

### **b) Pagina principale**

Nuova area "Inbox": è possibile aprire questa sezione dall'icona Inbox nella barra in alto della Pagina Principale. Nell'area Onbox è possibile visualizzare risultati di laboratorio, comunicazioni (email, SMS etc) e qualsiasi altra voce che può essere impostata dall'utente. Nell'immagine è possibile vedere la creazione di una nuova voce "Prescrizione farmaci" tramite la tabella di sistema Inbox: Gruppi.



# MedITEX IVF Note Rilascio

**Inbox Overview**

Ricerca paziente  Tipo  Data da  fino  Attenzione per  Stato Approvazione

**Laboratorio** **Comunicazioni** **Prescrizione farmaci**

Tipo	Data	Nome	Stato risult
Prescrizione	05/01/2018	Demo, Jane	
Prescrizione	05/01/2018	Demo, Jane	
Prescrizione	12/06/2018	Betulla, Bianca	
Prescrizione	27/08/2018	PPP, Donna	
Prescrizione	17/10/2018	Fiore, Donna	
Prescrizione	13/05/2019	Prova, Eva	

**Paziente:** Demo, Jane  
ID / DIR ID: DMJN000000C  
Geboren am: 19/06/1968  
Abrechnungsart: Rimb. SSN

Data: 05/01/2018 Ora: 14:30 Da:  Da:

Fine:  00:00 Stato: ☐ Normale ☐ Anormale ☐ Attenzione

ICD10:

Note:

Numero ricetta:

Farmaci

Farmaco	Dosaggio	Unità	Applicazione	Frequenza	da	fino	Giorni
<Nessun dato da visualizzare>							

Ricetta

Status approvazione: ☐ Approvato ☐ Attenzione

Attenzione per:

Commenti:

**MedITEX IVF v2.8.1.0**

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

**Home** **Impostazioni**

**Clinica** **Sistema** **Farmaci** **Materiale** **Lab** **Crioconservazione** **Incubatore** **Campi**

**Generale** **Funzioni** **Opzioni di presentazione** **Collegamenti** **Tabelle sistema**

**Tabelle di sistema modificabili**

Nome tabella

- Gestione: tipi di documento
- Inbox: Gruppo di Posta
- Informazioni persona e donatore: costituzione
- Informazioni persona e donatore: fisico
- IUI: IUI Catetere
- Lab: tipo di materiale
- Metodo aspirazione
- Metodo di pagamento
- Parametri lab (Gruppi)
- Pick up: tecnica di pick up
- Precedenti patologie donna
- Precedenti patologie uomo
- Protocollo terapia
- Punteggio embrioni
- Punteggio ovociti
- Punteggio zigoti
- Quality assessment spermogramma - postazione di lavoro
- Rimozione tessuto ovarico: qualità frammenti
- Rimozione tessuto ovarico: tipo frammenti
- Scheduler: stato in sala d'attesa
- Semen Analysis quality assessment-unità
- Spermogramma: indicazione
- Spermogramma: luogo di raccolta
- Spermogramma: odore
- Staff: appartenenza
- Tecnica crioconservazione
- Tecnica scongelamento
- Template terapie programmate: gruppi
- Test di laboratorio: Gruppi
- Trattamenti aggiuntivi (terapia)

**Modifica tabella sistema "Inbox: Gruppo di Posta"**

NAME	Attivo	Ordinamento	Group assignment
Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
Comunicazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	2	
Prescrizione farmaci	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3

**Anamnesi**

- ☐ Attenzione
- ☐ Note
- ☒ Prescrizione Farmaci
- ☐ Diario clinico
- ☐ MERGE
- ☐ Prova
- ☐ Anagn. Paziente
- ☐ Questionario anamnesi
- ☐ Archivio documenti
- ☐ Segnalazione degli
- ☐ Cartella Ambulatoriale
- ☐ Refetto Farmaci
- ☐ Prova
- ☐ Diag. Strumentale





## MedITEX IVF Note Rilascio

### c) Pagina principale

S può accedere all'opzione "Gestisci lista" direttamente dalla Pagina Principale.

In "Gestisci lista" possono essere configurate le impostazioni, quali Lettere Terapia saranno visibili o possano essere create nella Pagina Principale. In questo modo non sarà più necessario aprire il ciclo per creare una Lettera Terapia.

N.	Start	Trattar	Donazio	Partner	Met. Racc. Sper
10	01.05.201	FIVET.		Demo, Uomo	nessuna selezi
11				Demo, Uomo	
12				Demo, Uomo	

### d) Anamnesi

Tutti gli Elementi di Anamnesi (note, attenzioni, etc) possono essere duplicati.

Questo è particolarmente utile nel caso delle prescrizioni mediche che possono essere duplicate senza doverle rifare.

Anamnesi donna  
Sig.ra Demo, Donna ID 32317050

Data prima visita: 01.08.2013  
ID coppia: DDUU0003  
Gravida: 0 Para: 0 Aborto: 0 Aborto ind.: 0 Extrauterina: 0  
Peso: 60 [kg]  
Altezza: 163 [cm]  
BMI: 22,6

Overview

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Data inizio	Data fine	Tipo	Descrizione
28.10.2019		Prescrizione Farmaci	Farmaco: Duplica record
11.04.2019		diario clinico	Export dati in Excel Stampa tabella

E' possibile documentare le vaccinazioni.

Le voci che possono riempire il campo "Vaccinazioni" possono essere configurate da Sistema -> Configurazione/Amministrazione -> Impostazioni -> Sistema -> Tabelle di sistema -> Anamnesi: vaccinazioni.

Anamnesi Gin di Demo, Donna (32317050)

Anamnesi di base Generale Ginecologia Fertilità Endocrinologia Altre informazioni

Stato civile  
Tipo di convivenza: Sposato/a  
Sposata dal: 2013  
# matrimoni: 1

Ha già avuto figli: ☐  
Allergie esistenti: ☐  
Epatite: ☐  
Trattato ambul.: ☐  
Femmine: 0 Maschi: 0  
Fisioterapia: ☐  
Oncologia: ☐  
Psichiatria: ☐


Vaccinazioni  
Vaccinazioni

### e) Diagnostica lab.

Nel pulsante "Lettere" in Diagnostica Lab., è possibile creare un documento word con tutti i risultati di laboratorio oppure solo quelli selezionati.



# MedITEX IVF Note Rilascio



Lab\_results

75% of 5

Close

**MedITEX**  
MEDICAL IT EXPERTS

**Laboratory Results**

Itamedical  
Via prova 5  
Vicenza 36100  
Tel.: 0444 1390130  
Fax: faxclinica  
info@CentroPMA.com

PATIENT Name: Demo, Donna  
ID: 32317050

PARTNER Name: Demo, Uomo  
ID: DU1

28.10.2019 17:14:03

Date/Time	Lab Type	Parameter	Value	Unit	Status	Attending Clinician	Note
04.11.2019 11:14	Ormoni	TRAK		IU/ml			
04.02.2019 00:00	Ormoni	HCG	5	mIU/ml			
03.21.2019 12:16	Sierologia	CMV	negativo				
03.21.2019 12:16	Sierologia	HCVAB	negativo				
08.25.2018 00:00	Chimica clinica	HB	1	g/dl	Normale		

## f) Cicli

Nella sezione Analisi PID: Embrioni/Blastocisti è stato aggiunto un nuovo campo: "Gene assay".

Analisi PID: Embrione/Blastocisti

Data: 13.09.2017

Analizzato da:

Gene assay: **CGH**

DNA amplificato: CGH

Ora fine analisi: DNA Microarrays

Tempo dopo inseminazione: FISH

Tipo screening: Karyomapping

PGD) NGS HR

PGS) NGS LR

PCR

WGA

Risultato analisi

Diagnosi PID 1:

Diagnosi PID 2:

Diagnosi PID 3:

Risultato comunicato il:

Trasferibile: ☐ Si ☐ No

Note:

Biopsia/Tubing/ Fissazione/Ibridazione DNA

Ora:

Tempo dopo inseminazione: [h]

Apertura zona:

Sviluppo blastocisti:

Massa interna cell.:

N. di campioni biops.:

Biopsia 1: Biopsia 2: Biopsia 3: Biopsia 4:

Biopsia effettuata da:

Campionamento cell. poss.:

Tubing possibile:

N. nucleoli: 0

Analisi gen. di:

Sonda 1:

Sonda 2:

Sonda 3:

Annulla OK



## MedITEX IVF Note Rilascio

### **g) Gestione contratti crio**

I contratti crio possono essere generate direttamente dal cryo storage del paziente.

Crio Gin di Demo, Donna (32317050)

Attualmente in conservazione      Storico

ID crio	Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB
372	30.08.2017	30.08.2017				789			
373	30.08.2017	30.08.2017				789			
374	30.08.2017	30.08.2017				789			
376	10.09.2017	13.09.2017	13.09.2017			775			2
390	10.09.2017	13.09.2017	13.09.2017			775			2

+   -   Stampa   Fatture   Contratto

Apri contratto  
Crea contratto

### **2) MedITEX Scheduler**

Ogni cambiamento applicato ai template SMS sarà ora registrato in Reports -> Registrazione delle attività.

### **3) MedITEX Accounting**

E' possibile impostare un range di giorni (da un evento) dopo i quali si genera automaticamente una voce di conto per quel evento. Per impostare questo limite Impostazioni -> Gestione fattura -> Impostazioni fattura.

Impostazioni - v.2.8.1.0

Stampa   Esporta   Importa lista prezzi   Apri cartella

Voci   Panor. prezzi   **Gestione fattura**   Template doc.

Impostazioni fattura   Liv. sollecito   Tabella sistema modificabile

**impostazioni fattura**

**Regole numerazione fatture**

Anno corrente [AAAA] +--+ n. continuo che riparte da 1 ogni 1 gennaio (4 cifre con zero iniziali)

Se parte della regola è sconosciuta (es: tipo fattura o categoria fatturazione), quella parte sarà rimpiazzata dal

☒ Tipo di fattura attiva  
☐ Sollecito attivo

**Impostazioni voci di conto**

☐ Usa MedITEX Accounting solo per esportare le voci di conto

Limite range di giorni (data evento) per generazione automatica delle voci di conto   7   Giorni



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

E' di nuovo possibile modificare le etichette.

E' stato risolto il problema relativo ai permessi quando venivano aperti alcuni campi in Terapia.

Sono state fatte modifiche alla funzione Ricerca paziente.

La lista "Elenco allarmi" (Reports -> Liste) non mostrano più campi vuoti.

#### b) Anagrafica

E' stato risolto un errore quando si salvava una nuova voce.

Sono state risolte delle inconsistenze nella generazione del Codice Coppia.

#### c) Diagnostica Lab.

Gli allegati con lo stesso nome non saranno più cancellati o sovrascritti nella sezione Documenti dell' Analisi liquido seminale.

#### d) Anamnesi

E' di nuovo visibile la colonna "Descrizione" nell'anamnesi.

#### e) Cicli

Sarà ora visibile il corretto trattamento nell' overview.

Le modifiche alla data di inizio saranno ora visibili correttamente nella pagina principale.

Alcune inconsistenze sono state risolte nell'overview dei cicli.

#### f) Gestione crio contratti

Sono state risolte delle discrepanze nella gestione dei Crio Contratti quando si modifica la tassa di stoccaggio.

E' stata migliorato il tempo di generazione dei crio contratti dal cryo storage.

#### g) Report editor

Sono state risolte alcune inconsistenze in Report Editor.

### 2) MedITEX Scheduler

E' stato risolto un errore che appariva quando si modificava un utente collegato ad una risorsa.

### 3) MedITEX Administration

La creazione di nuovi utenti funziona di nuovo come usualmente.



# MedITEX IVF Note Rilascio


Versione 2.8.0.0

## Caratteristiche

### 6) MedITEX IVF

#### a. Generale

Sarà possibile passare ad una delle 4 sezioni principali di MedITEX (Anagrafica, Anamnesi, Diag. Laboratorio, Diag. Strumentale) e in aggiunta all'ultimo ciclo, da qualsiasi altra sezione utilizzando i pulsanti in figura.



Il codice coppia sarà ora visibile in tutte e 4 le sezioni e non solo nei cicli.



Nelle Impostazioni → Clinica è possibile selezionare lo Stato della Clinica, campo fondamentale per l'export the report ESHRE.



## MedITEX IVF Note Rilascio

### b. Diagnostica lab.

Sarà possibile deselezionare esami di un ordine di laboratorio predefinito.

Ordine	Parametri selezionati	Abbreviazioni	Materiale	Stato
<input type="checkbox"/>	Fattore V Leiden	FVL		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gardnerella vaginale	GARVAG		
<input type="checkbox"/>	Glucosio	GLUC		
<input checked="" type="checkbox"/>	Glucosio2	GLUC2		
<input checked="" type="checkbox"/>	Glucosio2N	GLUC2N		
<input type="checkbox"/>	Glucosio3	GLUC3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Glucosio3N	GLUC3N		
<input checked="" type="checkbox"/>	Glucosio4	GLUC4		
<input checked="" type="checkbox"/>	Glucosio4N	GLUC4N		
<input checked="" type="checkbox"/>	glucosio6fosfatodeidrogenasi	G6PDH		

Sarà possibile aprire un nuovo ordine di laboratorio da qualsiasi sezione di MedITEX, utilizzando la combinazione di tasti “CTRL sinistro + F5” per aprire un ordine di laboratorio per la Donna e “CTRL destro+ F5” per aprire un ordine di laboratorio per l’Uomo.



### c. Anamnesi

Sarà possibile effettuare una nuova prescrizione farmaci da qualsiasi sezione di MedITEX, utilizzando la combinazione di tasti “CTRL sinistro + F4” per la Donna e “CTRL destro+ F6” per l’Uomo.

### d. Crioconservazione

Sarà possibile rendere visibile nella finestra della crioconservazione la colonna “Stato”, selezionandola nel menù a tendina apribile cliccando sul piccolo pulsante presente nell’angolo in alto a sinistra della tabella. Le opzioni del menù sono modificabili in Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Tabelle di sistema → Crioconservazione: stato

ID crio	Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	Tessuto ovarico	ID Criorcarrier	Stato	Posizione di stoccaggio
1008	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	Vitrificazione		316	3				33		Tank_3.2 Basso
1009	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	Vitrificazione									Tank_2.2 Stecca
1010	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	Vitrificazione									Tank_2.2 Stecca



## MedITEX IVF Note Rilascio

### a) Criocontratti

La tassa di stoccaggio potrà essere aggiornata per tutti i criocontratti nuovi e “aperti”.

Configurazione tipo contratto

**Modifica tipo di contratto**

Nome contratto: Contratto 1

Abbreviazione:

Attivo: ☒

Contratto standard: ☒

Frequenza fatturazione: Semestrale

Emissione 1. fattura:

Tassa di archiviaz. per fattura: 120,00 €

Aggiorna tassa stoccaggio

Annulla

OK

### b) MedITEX Administration

In MedITEX Administration, staff e utenti sono divisi in due gruppi: Attivi e Inattivi.

MedITEX Administration v2.8.0.0

Esci Aiuto

**Diritti di accesso**

Gestione staff ed utenti

Gestione gruppi utenti

Gestione diritti utente

**Gestione staff ed utenti**

Cambia

Attivi Inattivi

TITOLO	Nome	Nome utente	Colore	Ester
PTL 1 PNN 12, PVN 12	PTL 12	fcammilli	Blue	<input type="checkbox"/>
PTL 1 PNN 14, PVN 14	PTL 14	bscarselli	Purple	<input type="checkbox"/>

### c) MedITEX Scheduler

Sarà possibile ricercare un appuntamento, nel campo ricerca generale, per il testo scritto nel campo oggetto.

Appuntamenti per risorsa

Stampa Esporta

Risorsa: TUTTE LE RISORSE

Ricerca generale: test

Durata - da: 19.07.2019 A: 19.07.2019

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Data	Da [hh:mm]	A [hh:mm]	App. paziente	Paziente	Oggetto	Trattamento	Note	Status paziente / appunt.	Risorse collegate	Tempo attesa [min]	Ora trattamento [min]	App. creato il	Creato da
19.07.2019	11:25	11:30	Si	test test; ID: TT21	Test appuntamento				Test_2			19.07.2019 11:45	PNN 1, PVN 1



#### 4) MedITEX IVF

**a) Ciclo**

### b) Criocontratti

### Sistemato Refresh.

### c) Crioconservazione

Crioconservazione Gin di test, test (TT21)

Data PU	06.09.2018	ID Paziente	TT21	test, test
Data congelamento	06.09.2018 09:42	ID Partner	TT22	testu, testu
Congelato da		ID ciclo (Crio)		
Tecnica cong.	Vitrificazione	Contratto crio		
Centro di origine	IVF Clinic 163			
Data stocc.	06.09.2018			
Conservato da	PNN 16, PVN 16 PTL 16			
ID Criccarrier	33			

**d) Report Editor**

**e) MedITEX Accounting**

Page 62 of 105





## Versione 2.7.9.1

### Caratteristiche

#### 2) MedITEX IVF

##### a) Cicli programmati

Il campo "Predisposizioni genetiche" è stato aggiunto anche nella sezione "Misure aggiuntive" dei cicli programmati.

PID (Glob. Polare) Indicazione

PID (EMB/Blast.) Indicazione

Predisposizioni Genetiche

##### b) Anagrafiche e barra ricercar pazienti

Pazienti possono essere suddivisi in gruppi. In Sistema→Impostazioni→Sistema→Tabelle di sistema, è stato aggiunto un menù a tendina chiamato Anagrafica: gruppi utenti, dove è possibile creare gruppi di utenti e associarci un colore.

Argomenti	Colore
VIP	Yellow
PROVA GRUPPO	Green

In Anagrafica → Modifica persona, è possibile assegnare al singolo paziente un gruppo.

Argomenti	Colore
VIP	Yellow
PROVA GRUPPO	Green

Quando tale paziente viene ricercato la barra di ricerca si colorerà del colore del Gruppo associato al paziente.

##### c) Criobanca

Le colonne contenenti ID e N° della cellula nella coltura e se deriva da donazione di seme, sono state aggiunte.



## MedITEX IVF Note Rilascio

Crio Gin di Test, Donna (TD09)														
Attualmente in conservazione														
Storico														
Materiale proprio														
ID crio	ID ciclo (Crio)	Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	Tessuto ovarico	ID Criocarrier	n° contratto	Emb.: ID / N° Con donazione liq.sem.
1035	4530	09.08.2017	14.08.2017	14.08.2017			641			1	<input type="checkbox"/>	45		15960 / 6
1034	4530	09.08.2017	11.08.2017	11.08.2017			644			1	<input type="checkbox"/>			15959 / 5
1033	4528	01.08.2017	03.08.2017	03.08.2017			652			1	<input type="checkbox"/>			15946 / 1
1029	4526	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017			717	3			<input type="checkbox"/>			15940 / 1 15941 / 2 15942 / 3

### d) Spermioγραμμα

L'opzione "Chip Fertile" è stata inserita nelle tecniche di preparazione.

Nativo

Dopo la preparazione...

Dopo la preparazione

ParametroFilesPreparazione

Data preparazione  Ora 00:00

Preparato da

Preparazione (max. 4)

☐ Nessuno

☐ Gradiente di densità

☐ Swim-up

☐ Lavaggio/centrifugazione

☐ Incubazione

☐ Filtrazione con lana di vetro

☐ Migrazione/sedimentazione

☐ Concentrazione

☐ Minigradiente

☐ Mini-Percoll

☐ Meccanica

☐ Enzimatica

☐ Gradiente di densità + swim-up

☐ Sedimento risospeso

☐ MACS

☐ Chip Fertile

### e) Liste

La Colonna ID Anonimo è stata aggiunta alla lista "Amm. Crio".

Liste						
Ammin. Crio <input type="checkbox"/> Mostra dato QM <input type="button" value="Cancella list"/> <input type="button" value="Modifica"/>						
This list contains an overview about cryopreserved samples of the patients with informations like type of the sample, type of material, number of units per sample, the date of storage and freezing and also information about the used cryo storage location. <input type="button" value="VAI!"/>						
Ammin. Crio						
Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna						
Posizione	N. paziente	ID Anonimo	Nome	Data di nasc.	Sesso	Con
847	CD11	0000000000002	Caia, Donna	08.02.1995	F	OO
858	GP13	0000000000007	Gina, Pina	17.07.1988	F	OO
859	GP13	0000000000007	Gina, Pina	17.07.1988	F	EME
860	GP14	0000000000005	Gino, Pino	10.01.1988	M	SP
861	PD018		Prelievo, Donna	01.04.2000	F	
862	PD018		Prelievo, Donna	01.04.2000	F	
869	TD09	0000000000000	Test, Donna	01.01.1980	F	EME



## MedITEX IVF Note Rilascio

### f) Impostazioni

L'accesso alla cartella File storage può ora essere bloccato.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiut

Home **Impostazioni**

Clinica **Sistema** Farmaci Materiale La

Generale Funzioni Opzioni di presentazione

Percorsi sistema

Percorso salvataggio file C:\CRITEX\MedITEX IVF\File\_Storage\

Plausibilità ed esportazioni

☒ DIR

☒ Lista base Anforded

☐ Mostra subito messaggi warning

Ulteriori controlli di plausibilità

☒ Culture: IVF/ICSI performed by

**Accesso File Storage (cartella paziente)**

☐ Tutti gli utenti

☐ Solo gli utenti admin

☒ Blocca accesso

Dati paziente

**Test, Donna**

Tel: 04441390

Cellulare: 33554636

Email: ciao@ciao

Lingua madre:

Cattura nuova immagine

Rimuovere foto paziente

Apri directory paziente

Posizione: IVF Clinic

### 3) MedITEX Scheduler

- a) Dopo aver selezionato un paziente la “Sede” viene riempita automaticamente.  
Se solamente una risorsa è collegata all'appuntamento il check evidenziato in figura è attivato.

**Appuntamento paziente** Interno / generale Cerca ore libere

Test, Donna

Data di nascita: 01.01.1980 (39)

Medico PNN 12, PVN 12

Telefono: 04441390130

Cellulare: 3355463662

Fatturazione:

Assicurazione:

Oggetto:

Trattamento:

Controllo

Trattamenti filtrati dopo collegamento Risorse ☒

Posizione: IVF Clinic1

Inizio appuntamento paziente: 30.05.2019 11:50 Risorsa: + -

Risorsa:	Gruppo	Data	Inizio	Data	Fine	Durata
Biologo_1	Biologo	30.05.2019	11:50	30.05.2019	12:05	00:15

- b) Filtri settati dall'utente nella sezione “Sala D’attesa” possono essere eliminati utilizzando il tasto “CANC”,

Paziente Risorse collegate Stato Paziente nella stanza

Test, Donna Biologo\_1 Sala d'aspetto 1

(Risorse collegate = Biologo\_1) AND (Paziente nella stanza = Sala d'aspetto 1)

(Risorse collegate = Biologo\_1)



## MedITEX IVF Note Rilascio

- c) In Impostazioni → Orari di lavoro ed Impegni → App. Interno/Generale è ora possibile inserire template per appuntamenti interni/generali

**Impostazioni**

Generale Risorse **Orari di lavoro ed Impegni**

Tipo app. / orario di lavoro App. Interno / Generale

Modifica

Attivo	Nome template	Oggetto	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	INFORMATORI FARMACEUTICI	INFORMATORI	NOTE

**Dettagli**

☒ L'appuntamento può essere utilizzato

Vorlagenname  
INFORMATORI FARMACEUTICI

Oggetto  
INFORMATORI

Note + Dai templates  
NOTE

X ✓

Il template può poi essere selezionato creando l'appuntamento.

**Appuntamento paziente** Interno / generale Cerca ore libere

Template **INFORMATORI FARMACEUTICI**

Oggetto: **INFORMATORI**

☐ Blocca ora / risorsa ☐ Tutto il giorno

Inizio appuntamento: **30.05.2019** **12:35** Risorsa: **Andrologo**

Agenda	Gruppo	Inizio		Fine		Durata
		Data	Ora	Data	Ora	
Andrologo	Andrologo	30.05.2019	12:35	30.05.2019	12:40	00:05

☒ Appunt. ricorrente  
Ogni settimana  
Fino: 30.05.2020

☒ Ricorda Utente  
15 minuti  
Prima dell'appuntamen

Nota:  
NOTE

Copia appuntam. Cancellata Annulla Salva









- d) Se 2 o + risorse sono collegate allo stesso utente e questo utente è selezionato in un appuntamento, il range di tempo occupato dall'appuntamento sarà bloccato nelle alter risorse. Questa nuova caratteristica è fondamentale quando un utente è assegnato a diverse "sedi" così da evitare conflitti di appuntamenti. Per attivare questa opzione selezionare il check evidenziato in figura, disponibile nelle impostazioni delle diverse risorse.



giovedì 30 maggio 2019			
	Biologo_1	Biologo_2	
	TD09 - Test, Donna (39) / Controllo	Risorsa bloccata La risorsa non è disponibile perchè è già in uso in un altro appuntamento.	

La possibilità di inserire una password di default è stata eliminata. Ora è possibile assegnare una password univocal per ogni paziente utilizzando un generatore di password sicuro.

## 5) MedITEX Accounting

-  Seleziona persona
-  Apri fattura
-  Paga fattura
-  Paga fattura con importo a credito
-  Fattura di credito
-  Cancella fattura
-  Invia e-mail
-  **Pubblica in webportal**



---

## Bugs

---

### 5) MedITEX IVF

#### a) Generael

Sistemati bug nel changelog.

Risolti bug riguardanti i dati del partner nella criobanca femminile.

Note in medici di riferimento vengono salvate.

#### b) Diag. Strumentale

Campi QM per l'indagine possono ora essere inseriti dopo aver impostato la data in un'analisi.

#### c) Consenti

Un bug riguardante il campo "Valido per" è stato sistemato nella sezione "Gestione consensi", e ora il sesso del paziente è visualizzato correttamente.

#### d) Anagrafica

Incoerenze riscontrate nella gestione documenti sono state risolte.

#### e) Anamnesi

Spermioigrammi di base vengono automaticamente associati all'anamnesi.

### 6) MedITEX Accounting

Sono stati apportati piccoli aggiustamenti.



# MedITEX IVF Note Rilascio

Version 2.7.8.0


## Caratteristiche

### 6) MedITEX IVF

#### a) Task Manager

Gli utenti a cui non è stata assegnata alcuna funzione in MedITEX AministationA saranno raggruppati nella sezione Staff→Nessuna funzione.

La lista dello staff e ora in ordine alfabetico.



#### b) Consents

I consensi possono ora essere impostati come “Eliminabili” nella “Gestione Consensi”. Questa selezione permette agli utenti di eliminare o meno il consenso dopo la creazione nell’overview del paziente.



## MedITEX IVF Note Rilascio

**Modifica consenso**

Nome: certificazione accesso patologia femminile

Valido da: 14.10.2014

Valido fino a:

Valido per: Donne

Gruppo: Dati anagrafici

Template: certificazione accesso patologia femminile.doc

Trascinare un nuovo template qui...

Bookmark	Uso	Esiste nel template
Utente attuale	<input type="checkbox"/>	
Paziente: via e numero	<input type="checkbox"/>	
Paziente: sede (in caso di più cliniche)	<input type="checkbox"/>	
Paziente: provincia (nascita)	<input type="checkbox"/>	
Paziente: provincia	<input type="checkbox"/>	
Paziente: periferia	<input type="checkbox"/>	
Paziente: parente stretto	<input type="checkbox"/>	
Paziente: numero previdenza	<input type="checkbox"/>	
Paziente: nota	<input type="checkbox"/>	
Paziente: nome	<input type="checkbox"/>	

Controlla bookmarks nel template

Crea bookmarks mancanti

Annulla OK

Sarà possibile inserire contemporaneamente tutti i consensi obbligatori o quelli assegnati ad uno stesso gruppo.

Messaggi Diagn. lab Consensi Info donat. Medico rif.

Ciclo n.	Nome consenso	Gruppo consensi	Ultima modifica il	Stato
1	Consenso stimolazione ovarica	Ciclo	17.03.2017	✓
1	Consenso IUI	Ciclo: inseminazione	06.03.2018	✓
2	Consenso FIVET_ICSI	Ciclo	06.03.2018	✓
5	Consenso scongelamento ovociti	Crioconservazione	06.03.2018	✓
4	Consenso scongelamento embrionari	Crioconservazione	06.03.2018	✓
1	Consenso Informato	Dati anagrafici	01.04.2019	✓

Aggiungi consenso

Aggiungi tutti i consensi obbligatori

Aggiungi tutti i consensi obbligatori dal gruppo

Crio GR Bambir 1


Sarà possibile creare e/o stampare i consensi precedentemente aggiunti utilizzando i check evidenziati nella figura sottostante.







## MedITEX IVF Note Rilascio

Modifica consenso di Demo, Donna (32317050)

**Demo, Donna**  
21.01.1988 ID: 32317050

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Name	Gruppo consensi		
Consenso Informato	Dati anagrafici	✓	
GRAPHOMETRICS SIGNATURE CONSENT	Dati anagrafici	!	

Note

Ciclo

Terapia

☒ Crea consensi  
☐ Stampa documenti creati

✗ Annulla ✓ OK

### c) Cicli e Trattamento liquido seminale

Nell'overview dei cicli nella Home, è possibile visualizzare il tipo di liquid seminale utilizzato in coltura. Questa colonna può essere resa visibile selezionandola nell'elenco che appare premendo il piccolo bottone nell'angolo in alto a sinistra della tabella.

Overview														
Ciclo Terapie programmate (2)														
		Trattar	Donazio	Partner	Met. Racc. Sper	Stimolazione	Trattamento liquido seminale		Pr	Fai	Tri	Fai	Ciclo	
6	16.11.201	FIVET		Demo, Uomo	Nessuna selezi	16.11.2017   13	SA 1: ICSI - Partner / SA 2: ICSI - Par		Me	30	Syn	PU	16.11.2017: 3 Ovo	ET 19.11.20
2	11.08.201	ICSI		Demo, Uomo	Eiaculato	10.08.2015   9	SA 1: ICSI - Partner		Cl	20	Pr	PU	22.08.2015: 8 Ovo	ET 26.08.20
4	22.02.201	Scong		Demo, Uomo	Donatore		SA 1: ICSI - Donatore						TH 22.02.2017: 2 Ovo	ET 26.02.20
5	01.09.201	FIVET		Demo, Uomo	Eiaculato	01.09.2017   8	SA 1: FIVET - Partner		Be	09	Ch	PU	10.09.2017: 5 Ovo	ET 13.09.20
1	01.08.201	Insem		Demo, Uomo	Eiaculato crio	01.08.2013   5	Insem. (omologa)		sir	Be	06	Go	Insem. (omologa)	07.08.2013
Ciclo: 10 PickUp: 4 Gravidanze: 5 Bambini: 4														
Plausibilità generale: !														
Dettagli Terapia														
Apri anamnesi associata Apri anamnesi associata														

La Colonna "trattamento liquid seminale" è stata aggiunta alla Lista "Terapia".



## MedITEX IVF Note Rilascio

Lista di valutazione predefinite

Stampa Importa Esporta

**Liste**

Terapia ☐ Mostra dato QM

**Terapia**

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Farmaci per stimolazione	Data della terapia	Trattamento liquido se	IVF/ICSI: Ovo	IVF/ICSI: Ovo	IVF/ICSI: Ovo	IVF/ICSI: 2PN	IVF/ICSI
rec FSH hMG	19.06.2012	SA 2: 19/06/2012 ICSI - Partner	6	4	0	0	
GnRH Agonista GnRH Agonista	13.05.2015	SA 2: 13/05/2015 FIVET - Partner	3	3	0	0	
hMG	30.07.2013	SA 1: 30/07/2013 ICSI - Partner	1	1	0	0	
	29.09.2016	SA 1: 29/09/2016 ICSI - Partner SA 2: 29/09/2016 FIVET - Partner	0	0	0	0	
u FSH	29.05.2015	SA 1: 29/05/2015 FIVET - Partner	10	8	0	0	
	28.09.2015	SA 1: 28/09/2015 FIVET - Partner	0	0	0	0	
	28.07.2017	SA 1: 28/07/2017 ICSI - Partner	2	2	0	0	

### d) Liste

Il campo "è sperma da donatore" è stato aggiunto alla lista "Amm.Crio".

Lista di valutazione predefinite

Stampa Importa Esporta

**Liste**

Ammin. Crio ☐ Mostra dato QM

**Ammin. Crio**

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Colore 2	In stoccaggi	Importato da	Origine	E' sperma da donatore
	1			No
	1			No
	13			No
	31			No
	0			No
	0			No
	12			No
	24			No
	24			No
	24			No
	51			No
	51			No
	80			No

### e) Età paziente

Il campo "Data di nascita" può ora essere utilizzato per inserire l'età del paziente. Verrà poi calcolato l'anno di nascita automaticamente.



## MedITEX IVF Note Rilascio

Dopo aver digitato la lettera “a” e il simbolo “=”, nel campo apparirà “= age” e sarà possibile inserire l’età; automaticamente l’anno di nascita verrà calcolato.

The screenshot shows a window titled "Nuovo paziente" with a sub-header "Nuova persona". It contains several input fields: "Cognome" (Demo), "Nome" (Jane), "ID Paziente" (Auto-generato), "Sesso" (Donna), and "Data di nascita" (age=25). A red box highlights the "Data di nascita" field. A red arrow points from this field to another red box on the right, which displays "Data di nascita" (01.01.1994). At the bottom of the window are "Annulla" and "OK" buttons.

---

## Bugs

---

### 7) MedITEX IVF

#### a) Generale

Il problema con la plausibilità è stato risolto.

L'ordinamento dei messaggi nella pagina principale è stato sistemato.

Le incoerenze nel rapporto OHSS sono state riviste.

Sono state apportate alcune modifiche nella gestione "Materiale".

L'indirizzo e-mail viene ora compilato automaticamente quando si invia un'e-mail dall'overview dei documenti.

La formattazione del testo nei campi note è stata rivista e ottimizzata.

#### b) Anagrafica

Sistemato campo “Codice Banca” nella sezione Coord. Banche in Anagrafica.

#### c) Anamensi

Sistemato un errore presente nella directory dei documenti allegati.

#### d) Consensi

Quando si chiude la finestra di creazione di un consenso con la “x”, è stato aggiunto un nuovo messaggio pop-up che chiede se le modifiche devono essere salvate.

#### e) Criobanca

L'ordinamento delle banche nelle impostazioni è stato rivisto.

La stampa della criobanca è stata sistemata.

#### f) Cicli programmati



## **MedITEX IVF Note Rilascio**

Sistemato problema con i template salvati.

**g) Cicli**

Le opzioni di stampa nel ciclo Diagnostico sono state sistemate.

Sono state affrontate piccole incoerenze con i cicli.

**h) Diag. Laboratorio**

Il messaggio di errore che appariva durante la creazione di un nuovo ordine di laboratorio è stato corretto.

**i) SMS**

I problemi relativi agli stati Esendex sono stati risolti.

**j) LDT Importer**

Importazione di caratteri speciali sistemate.

**8) MedITEX KPI**

Alcuni calcoli nel KPI PG (cicli freschi) sono stati rivisti.

**9) MedITEX Administration**

È stato corretto un errore che appariva durante la creazione / modifica di un utente.

**10) MedITEX DICOM**

Sono stati apportati piccoli aggiustamenti.

**11) MedITEX Scheduler**

È stato risolto un problema relativo al filtraggio dei trattamenti in base alla posizione.

È stato corretto anche il messaggio di errore durante l'aggiunta di un trattamento.

Il limite del numero di risorse da definire è stato rimosso.

**12) MedITEX Accounting**

Regolazione di campi sono state fatte nel DB.

Incoerenze tra MedITEX IVF e MedITEX Accounting, sulla cancellazione di servizi e materiali sono stati risolti.

Il messaggio di errore che si verificava quando si apriva un paziente da MedITEX IVF in MedITEX Accounting è stato risolto.



# MedITEX IVF Note Rilascio

Version 2.7.7.0

## Caratteristiche

### 1) MedITEX IVF

#### a) Pagina principale

Le lettere Terapia possono essere generate direttamente dall'overview dei cicli utilizzando il pulsante con il simbolo della lettera nella pagina principale. Cliccando sul pulsante comparirà un menù a tendina con la lista delle lettere configurate nelle impostazioni.

Le lettere da visualizzare nella pagina principale possono essere selezionate nelle impostazioni: Sistema→Configurazione/Amministrazione→Impostazioni → Sistema → Funzioni → Report editor → Gestisci lettere



## MedITEX IVF Note Rilascio

Il Task manager può ora essere aperto cliccando sulla scritta delle task aperte.

Overview

Ciclo Terapie programmate (2)

N.	Inizio	Trattar	Donazio	Partner	Met. Racc.	Sper	Stimolazione	Pri	Fai	Tri	Fai	Ciclo	Crio	GR	Bambini	Te.	An.	Pro.	Not
8	28.01.201	Scong		Demo, Uomo								TH 28.01.2019: 6 Emb	ET 28.01.2019: 2						
9	28.01.201	Scong		Demo, Uomo								TH 28.01.2019: 2 Ovo							
10	28.01.201	FIVET		Demo, Uomo	Not specified		28.01.2019   8d		Me										
11	28.01.201	FIVET		Demo, Uomo	Not specified		28.01.2019   1d		Fo										
7	15.01.201	FIVET		Demo, Uomo								PU 28.01.2018: 6 Ovo	ET 31.01.2018: 2	2 CA IU: 1					
6	16.11.201	FIVET		Demo, Uomo	Nessuna selezi		16.11.2017   13					PU 16.11.2017: 3 Ovo	ET 19.11.2017: 2	1 CA IL					

Ciclo: 11 PickUp: 4 Gravidanze: 5 Embri: 5 Plausibilità generale: 1

Centro: Itamedical Utente: ivf, ivf Task aperte - per me: 1 / da me: 1 / coppia attuale: 1 ven 01 feb 2019 10:22

### b) Impostazioni

Per organizzare al meglio le impostazioni di Sistema e renderle più strutturate, le impostazioni del calendario della terapia sono state spostate sotto la sezione "Opzioni di presentazione".

MedITEX IVF v2.7.7.0

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Home Impostazioni

Clinica Sistema Farmaci Materiale Lab Crioconservazione Incubatore Campi liberi/QM

Generale Funzioni Opzioni di presentazione Collegamenti Tabelle sistema

Generale Statistiche Colori

Impostazioni finestra

☒ Ordinare la rapp. grafica in coltura secondo qualità

Ciclo

Panoramica/stimolazione calendario

Largh. colonna calendario 50

Disposizione delle aree nel calendario dell'overview terapia

1. Farmaci
2. Risultati Lab
3. Ecografia

☒ Mostra il giorno del ciclo nel calendario della overview terapia

☒ Evidenzia celle cont. esami pianif. nel calendario della overview terapia con un triangolo rosso

☒ Evidenzia celle cont. esami pianif. nel calendario della overview terapia con il colore

Coltura

Numero giorni coltura (colonne) nella rapp. grafica 9

☒ Ordinare la rapp. grafica in coltura secondo qualità

☒ Mostra il trattamento originale di PN ed embrioni scongelati nella rappresentazione grafica

Overview Calendario

Giorni Weekend:

☐ Venerdì

☒ Sabato/Domenica

☒ Visualizza le festività nel calendario dell'overview terapia

Festività

Data	Festività
01.01.2016	Capodanno
06.01.2016	Epifania
27.03.2016	Pasqua
28.03.2016	Pasquetta
25.04.2016	Liberazione
01.05.2016	Festa del Lavoro
02.06.2016	Festa della Repubblica
15.08.2016	Assunzione
01.11.2016	Tutti i Santi
08.12.2016	Immacolata Concezione
25.12.2016	Santo Natale
26.12.2016	Santo Stefano

Centro: Itamedical Utente: ivf, ivf Task aperte - per me: 1 / da me: 1 / coppia attuale: 1 ven 01 feb 2019 10:24

### c) Consensi

Nella overview dei cicli nella pagina principale, è possibile controllare se i consensi collegati ad un particolare ciclo sono stati riconsegnati firmati. La nuova colonna può essere resa visibile selezionandola premendo il piccolo pulsante nell'angolo in alto a destra della tabella dei cicli.



# MedITEX IVF Note Rilascio

MedITEX IVF v2.7.7.0

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Scheder Accounting Nuovo paziente Nuova coppia Comunicazioni (4) Laboratorio

**Demo, Donna** Rimb. SSN / 03

Sig.ra Demo, Donna 21.01.1988 (31) -878.00 €

Anagr. Paziente Anagr. Paziente

Diagnostica Lab. Diagnostica Lab.

BMI sconosciuto 4 criocarriers: RisSP(1), TOV(3)

1a intervista: 01.08.2013 Anam: 28.01.2019

Medico: M., M. Dr.

In salute: Non indagata

Indic.: altro

Necessita: Donatrice (Ovo./Emb.), Donatore

**Demo, Uomo** 01.01.1990 (29) -100.00 €

Anagr. Paziente Anamnesi

Diagnostica Lab. Diagnostica Lab.

190cm, 80kg, BMI 22,2 6 criocarriers

1a intervista: 01.08.2013 Anam: 20.07.2017

Medico: M., M. Dr.

Adiposita: Grado 1 BMI 30 - 34.99

In salute: Non indagata

Indic.: nessuna

**Overview**

Ciclo Terapie programmate (2)

Ciclo	Attar	Donazio	Partner	Met. Racc. Sper	Stimolazione	Pr. Fai Tri Fai Ciclo	Crio	GR	Bambini	Te.	An.	Pro.	Note c	Cons.
1	01.08.201	Insem	Demo, Uomo	Eiaculato crio	01.08.2013   5d	sir Be 06 Go Insem. (omologa)	07.08.2013	2 CA IU 2						
2	11.08.201	ICSI	Demo, Uomo	Eiaculato	10.08.2015   9d	Clk 20 Prt PU 22.08.2015: 8 Ovo	ET 26.08.2015	1 EM 2 CA IL 2						
3	20.01.201	Scong	Demo, Uomo	Nessuna selezi		TH 20.01.2017: 1 Emb	ET 20.01.2017	1 CA E						
4	22.02.201	Scong	Demo, Uomo	Donatore		TH 22.02.2017: 2 Ovo	ET 26.02.2017	Nessur					EMBR	
5	01.09.201	FIVET	Demo, Uomo	Eiaculato	01.09.2017   8d	Be 09 Ch PU 10.09.2017: 5 Ovo	ET 13.09.2017	4 EM						
6	16.11.201	FIVET	Demo, Uomo	Nessuna selezi	16.11.2017   13	Me 30 Sy PU 16.11.2017: 3 Ovo	ET 19.11.2017	1 CA IL					Pillc	

Ciclo: 11 PickUp: 4 Gravidanze: 5 Bambini: 5

Plausibilità generale: !

Apri anamnesi associata Apri anamnesi associata

Centro: Itamedical Utente: ivf, ivf Task aperte - per me: 1 / da me: 1 / coppia attuale: 1 ven 01 feb 2019 10:25

## d) Criobanca

Se viene selezionata una posizione della criobanca che ha un numero insufficiente di spazi liberi per la crioconservazione, un messaggio pop up apparirà. Per proseguire sarà necessario premere su OK. Il numero massimo di straw che possono essere inserite nell'ultimo livello della banca può essere definito nelle impostazioni.

Crioconservazione Gin di Demo, Donna (32317050)

Data PU: 01.02.2019 ID Paziente: 32317050 Demo, Donna

Data congelamento: 01.02.2019 10:30 ID Partner: DU1 Demo, Uomo

Congelato da: Gina, Pina Sig.ra ID ciclo (Crio):

Tecnica cong.: Vitrification Contratto crio:

Centro di origine:

Data stocc.: 01.02.2019

Conservato da: B., F. Dr.

ID Criocarrier:

Stato:

# Criocarrier: 4

Materiale:

☐ Tessuto ovarico

n. ovociti: 2

☒ Cons. a mezzo criocons.

Posizione di stoccaggio: Banca 4 6

Per ricerca: ☐ Ragione per ricerca:

Confermare

Per questa quantità di straw non c'è abbastanza spazio nella posizione di stoccaggio scelta. Procedere comunque?

Sì No

Cambia paziente Annulla OK



# MedITEX IVF Note Rilascio

Clinica Sistema Farmaci Materiale Lab **Crioconservazione** Incubatore Campi liberi/QM

Gestione crioconservazione  
☒ Crio gin con stoccaggio ☒ Crio andro con stoccaggio

Dimensionamento della Criobanca

Criocontenitori

Trascinare un'intersezione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Descrizione	Tipo	Numero max criocarrier nell'ultimo livello
Banca 1	Inattivo	10
Banca 3	Femminile	10
Banca 4	Indeterminato	10
Banca 5	Indeterminato	10
Banca Stand By	Indeterminato	10
► tank 1	Femminile	10

Esempio configurazione stoccaggio

Unità di allocazione Modifica

Descrizione: tank 1 Tipo: ☒ Gin ☐ Andro

Posizione: Itamedical

Posizioni disponibili (n° max di straws) nell'ultimo livello di conservazione (goblet): 10

Livello A	Livello B	Livello C
Livello	Canister	Goblet
superiore	1	azzurro
inferiore	2	verde
	3	
	4	
	5	

Se l'ultima straw collegata ad un criocontratto, viene scongelata/utilizzata (sia direttamente nella criobanca che all'interno di un ciclo) un messaggio pop up suggerirà di terminare il contratto.

Termina contratto crio

Contratto n°.: 000029; ID Paziente: 32317050 - Sig.ra Demo, Donna

Data creazione contratto: 01.02.2019

Contratto: CRIO EMBRIONI

Inizio contratto: 01.02.2019

Data termine: 01.02.2019 ⚡

Motivo dell'interruzione:

✗ Annulla ✓ OK

Nella Criobanca di ogni paziente è stata inserita una nuova colonna che visualizza le informazioni relative all'export delle straw.

## e) Report editor

Tutti i campi di "Approvazione" dei valori di laboratorio e Spermigrammi sono stati aggiunti al Report Editor; Status approvazione: Approvato, Status approvazione: Attenzione, Status approvazione: Attenzione per, Status approvazione: Commento.

Le immagini allegate a spermigrammi, sia nella sezione "Nativo" che "Dopo la preparazione" possono ora essere allegate a Documenti creati con Report Editor. Dopo l'esecuzione della query, i segnalibri possono essere selezionati dal pulsante "Segnaposti aggiuntivi".





# MedITEX IVF Note Rilascio

Report editor: Risultato - Spermogramma <100 mobili

Aggiorna risultato Usa come Stampa Esporta Gestisci lettere Statistiche Somma Media Min Max

**Spermogramma <100 mobili**

Risultato query modulo Word Modulo Rich Text

Segnaposto	Usa	Segnalibro	Valore
Paziente.Cognome, nome	Si	Cognomenome	V., M
Spermogramma.Prima della preparazione - D...	Si	ioneDifettiflagello	
Spermogramma.Prima della preparazione - D...	Si	razioneDifettitestata	
Spermogramma.Prima della preparazione - L...	Si	immunobeadtestadese	
Spermogramma.Prima della preparazione - In...	Si	teratozoospermiaTZI	
Spermogramma.Prima della preparazione - M...	Si	razioneMARtestadese	
Spermogramma.Prima della preparazione - V...	Si	reparazioneVolumeml	
Spermogramma.Prima della preparazione - ...	Si	ilapreparazioneWHOAB	
Spermogramma.Prima della preparazione - ...	Si	ilapreparazioneWHOAB	
Spermogramma.Prima della preparazione - ...	Si	ilapreparazioneWHOAB	

Personalizza template

L'uso del template deve essere determinato tramite il tasto "Usa come", in tal modo il template può essere richiamato nella rispettiva sezione del programma. Nelle impostazioni del sistema è possibile raggruppare i template di contenuto simile con il tipo di documento

Immagini ecografia >  
Immagini embrione >  
Immagini liquido seminale > Nativo  
Firme >  
Barcode >  
Formattazione data >  
Formattazione ora >  
Utente attuale >  
Witnessing >

Segnaposto aggiuntivi

Premi F5 per cambiare tra query editor e finestra risultati

Spermogramma di Demo, Uomo (DU1)

Data di raccolta: 07.08.2013 Ora: 00:00 Periodo di astinenza [gg]:  
Data scongelamento: Ora:  
ID Campione:  
Indicazione: Inseminazione  
Sperma da donatore:  
Metodo di raccolta: Eiaculato  
Luogo di raccolta: In clinica  
Difficoltà di raccolta:

Analizzato da:  
Aspetto:  
Odore:  
Viscosità:  
Tempo di liquefazione [min]:  
Trattamento:  
Punteggio:

Inizio analisi: 00:00

DNA Frammentato (%):

Diagnose: Non Specificato  
Risultati: Normale Anormale  
Note:

Tempo tra raccolta ed uso: 00:00  
N. sperm. mobili per inseminazione [ $\times 10^6$ ]:  
Volume inseminazione [ml]:  
Motilità a 24h [%]:

Prima della preparazione Usa quality assessment

Parametro Quality assessment Files

spermogram\_1\_16.jpg spermogram\_2\_17.jpg

Aggiungi file Esporta Immagine

Crea lettera Cambia paziente

Annulla OK

## f) Cicli programmati

I check "Donazione", "Ricezione", "ET a madre in surroga" e "surroga" sono stati aggiunti alla overview dei cicli programmati

Il campo "Indicazione principale" è disponibile nella overview dei cicli programmati.



## MedITEX IVF Note Rilascio

### 2) MedITEX Scheduler

Nelle impostazioni di MedITEX Scheduler, è possibile definire la composizione del titolo degli appuntamenti visualizzati nel calendario. L'ID paziente e il Nome sono obbligatori e saranno impostati di default. Le modifiche verranno apportate solamente al titolo dei nuovi appuntamenti. Il titolo degli appuntamenti creati prima della modifica delle impostazioni rimarranno invariati.

**Generale** Risorse

Calendario Festività Altro Template SMS

**Vista calendario**

Scala temporale calendario 5 Minuti

☒ Mostra solo orario lavorativo

Grandezza font appuntar 12

☐ Apri con doppio click su un appuntamento la lista degli appuntamenti (invece che mostrare i dettagli appuntamento di un paziente)

Composizione titolo appuntamento (ID paziente - Cognome, nome)

- ☐ Età paziente
- ☐ Nome trattamento
- ☐ Icona trattamento
- ☐ Mostra sempre ora del trattamento
- ☐ Non mostrare mai ora del trattamento

**Sistema**

Limite d'attesa

Il colore della sala d'attesa virtuale diventa

Sarà possibile visualizzare solamente le risorse/colonne che hanno appuntamenti per quell particolare giorno selezionato nel calendario.

Data selezionata: venerdì 1 febbraio 2019

Selezione risorsa

Definisci Tutto

Vista speciale

☒ Con appuntamenti

Data e vista scelta

Mostra solo risorse con appuntamenti per la data selezionata

Oggi: 01.02.2019

febbraio 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Visita di controllo, Visita nuovo paziente, Visita di controllo

32317050 - Demo, Donna (31) Rimb. SSN / VISITA DI



# MedITEX IVF Note Rilascio


## Bugs

### 13) MedITEX IVF

#### a) Generale

I segnalibri presenti nelli moduli di prescrizione medica sono stati corretti.

E' possibile selezionare la stampante dalla quale stampare le Etichette/Barcode anche senza diritti di amministratore.



#### b) Cicli

Se un ciclo è generato da un ciclo programmato nel quale non era stato selezionato il tipo di trattamento, le tab corrette verranno caricate dopo la selezione del trattamento nell'apposito campo in dettagli terapia.

### 14) MedITEX Accounting

Il bug che causava la non visualizzazione di una transazione creata con il 100% di sconto è stato risolto.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## Versione 2.7.6.0

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Generale

Nel riassunto cicli della pagina principale, sono state aggiunte informazioni sul BCF degli embrioni, in aggiunta al numero delle cavità intrauterine.

Crio	GR	Bambini
3 OOC		
1 EMB		
2 EMB	1 CA IU (1 BCF 1)	
	2 CA IU (2 BCF 1) [1]	1

Nella prescrizione farmaci di Fast Report è stato aggiunto il segnalibro per l'indirizzo e-mail del paziente.

Nella lista "Gravidanze/Nascita" sono stati aggiunti dettagli sulla gravidanza.

##### b) Cicli

Ora è possibile creare il foglio trattamento anche dalla sezione "Fase luteale" del ciclo.

##### c) Laboratorio

Nella finestra di inserimento multiplo stata aggiunta una colonna con lo stato di approvazione del risultato dell'esame.

Lo stato "Attenzione per" può essere impostato cliccando con il tasto destro sul risultato dell'esame.

mlU/ml	
ng/ml	
ng/ml	✓ Status approvazione: approvato
mlU/ml	⚠ Status approvazione: attenzione
mlU/ml	⚠ Status approvazione: attenzione per
	Export dati in Excel
	Stampa tabella

Le modifiche apportate ai valori di laboratorio dall'overview del ciclo sono state incluse nel registro attività.

##### d) Anamnesi

Il campo "Concentrazione sperm." Ora può essere riempito.

Motilità progressiva [%]	<input type="text"/>	Motilità progressiva [%]	<input type="text"/>
Forme normali [%]	<input type="text"/>	Forme normali [%]	<input type="text"/>
Concentrazione sperm.	<input type="text"/>		

ICD-10

Annulla OK

Nella query relativa al questionario anamnesi sono stati aggiunti i campi "Luogo di nascita" e "Cognome alla nascita". I due segnalibri relativi possono essere aggiunti al template.



## MedITEX IVF Note Rilascio

### e) Criobanca

Nella criobanca della donna sono state aggiunte informazioni aggiuntive sugli embrioni crioconservati: età, stadio, punteggio, diagnosi PID 1 e 2, note.

### f) Report Editor

Il campo "Settimana e giorni di gravidanza" è stato aggiunto alla tabella Terapia.

### g) Impostazioni

I tipi di trattamento possono essere individualmente attivati o disattivati nelle tabelle di sistema.

Modifica tabella sistema "Cycle: treatments"	
Argomenti	Attivo
Non pianificato	<input checked="" type="checkbox"/>
FIVET	<input checked="" type="checkbox"/>
ICSI	<input checked="" type="checkbox"/>
FIVET, ICSI	<input checked="" type="checkbox"/>
GIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Scong/transfer da scong.	<input type="checkbox"/>
Rapporto mirato	<input checked="" type="checkbox"/>
Insem. (omologa)	<input checked="" type="checkbox"/>
Insem. (eterologa)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ciclo diagnostico	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo pick up	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo embrio transfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Prelievo tessuto ovarico	<input checked="" type="checkbox"/>
Monitoraggio gravidanza	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2) MedITEX Login Control

Nella tab "Logged in clients" in Login Control i processi attivi possono essere chiusi con il pulsante "Kill local process" dopo aver inserito nome utente e password di un utente con diritti di amministratore. Questo può essere utile nel caso Meditex non venga chiuso correttamente e i processi rimangono bloccati.

## 3) MedITEX Accounting

Le "Note Accounting" nella finestra dettagli ciclo vengono riempite con le note delle voci di fattura in MedITEX Accounting per le voci di fattura automaticamente generate da quel ciclo.



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

Non è più possibile impostare abbreviazioni identiche per più centri PMA.

Un problema di visualizzazione del nome del partner maschile nella pagina principale è stato risolto.

L'errore di plausibilità riguardo i farmaci GnRH agonisti è stato risolto.

E' stato controllato il problema nell'importazione del titolo di lavoro durante la sincronizzazione dello staff e diritti dall'Active Directory a Meditex Administration.

In sezioni dove premendo sulla "x" l'avviso "Scartare le modifiche?" non appariva, ora è stato implementato.

Scarico del magazzino utilizzando il Barcode risolto.

#### b) Ciclo

Le informazioni dettagliate sono nuovamente completamente visibili nelle singole tab del ciclo.

Per il campione di liquido seminale usato nel ciclo possono essere nuovamente generate lettere (lo stesso errore è stato risolto nell'overview di laboratorio).

Il fulmine presente nella tab "Eterologo" della finestra di inseminazione in cicli di coppie dello stesso sesso, non è più disponibile.

#### c) Anamnesi

L'errore visualizzato durante la creazione delle lettere dall'anamnesi maschile è stato risolto.

Il calcolo degli aborti nelle gravidanze precedenti è stato rivisto.

Il menù a tendina per selezionare il valore del campo QM nell'anamnesi adattabile è di nuovo funzionante.

Un errore nell'aprire vecchie anamnesi è stato risolto.

#### d) Diagnostica strumentale

Nell'overview della diagnostica strumentale è visibile una graffetta per gli allegati agli esami.

#### e) Laboratorio

Il problema con i parametri di laboratorio contenenti un apostrofo nell'abbreviazione è stato risolto.

#### f) Report Editor

I campi QM devono avere nomi diversi anche se appartengono a tipologie diverse (materiale, persone, testo libero). Questo permette l'identificazione corretta del campo nelle query.

#### g) Gestione contratti crio

Tutti i contatti crio generati possono essere trovati nella cartella del paziente in File Storage.

#### h) Consensi

La generazione multipla di consensi è stata rivista e alcuni problemi risolti.



## **MedITEX IVF Note Rilascio**

### **i) SMS**

Problemi nel riempimento di alcuni segnalibri sono stati risolti.

### **j) Avvisi**

Diversi errori nella finestra "Avvisi" sono stati risolti.

- Dopo aver aperto diversi elementi dalla finestra "avvisi" di una paziente e dopo aver deselezionato la casella "Attenzione", appariva l'errore "Index out of bounds".
- Dopo aver modificato alcuni elementi in "Avvisi", aprendoli dalla finestra "Avvisi", appariva l'errore "Arithmetic exception, numeric overflow or string truncation".

### **2) MedITEX Scheduler**

La "Visualizzazione speciale" viene salvata anche dopo aver aperto le impostazioni ed essere ritornati nel calendario appuntamenti

### **3) MedITEX Accounting**

Un errore durante il login in Accounting è stato risolto

### **4) MedITEX KPI**

Sistemata errata traduzione dei mesi in KPI



## Versione 2.7.5.0

### Caratteristiche

#### 5) MedITEX IVF

##### a) Anagrafica / Dettagli personali

La tab "Assicurazione / Fatturazione" è stata estesa con i campi "BIC" e "IBAN".

Il campo "Info sul centro ricevute da" è stata spostata dalla tab "Dettagli personali" alla nuova tab "Questionario paziente". In questa tab si trovano ulteriori campi per documentare come il paziente sia venuto a conoscenza del Centro o quale sia stato il suo primo contatto con esso. E' ora possibile selezionare più opzioni contemporaneamente.

Anagr. Paziente di Demo, Jane (DMJN000000000052)

Dettagli pers. | Dettagli Contatto/Occupaz. | Assicurazione / fatturazione | Medico di riferimento | **Questionario paziente** | Webportal

**Raccomandazioni**

	Ginecologo	Urologo	Informazioni aggiuntive
Clinic was recommended by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Other fertility clinics were recommended by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Other recommended fertility clinics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Clinic was not recommended by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
No other fertility clinics were recommended by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Informazioni sul Centro ricevute da**

	Informazioni aggiuntive
<input type="checkbox"/> Sconosciuto	
<input type="checkbox"/> FlowerKid	
<input type="checkbox"/> Medico/clinica	
<input type="checkbox"/> Amico	
<input type="checkbox"/> Internet	
<input type="checkbox"/> Quotidiano	
<input type="checkbox"/> Periodico	
<input type="checkbox"/> TV	
<input type="checkbox"/> Conferenza	
<input type="checkbox"/> Altro	

Le fonti delle informazioni sul Centro possono essere personalizzate nelle Impostazioni di

ID paziente: DMJN000000000052  
Data del consulto iniziale: 01/01/2000  
Medici di rif. paziente: Medico1 ZNN2

Caratteristiche ed info donatore

Annulla OK

##### b) Diagnostica Lab.

In Diagnostica Lab è stata aggiunta la colonna "Ora". Può essere resa visibile con il piccolo pulsante all'inizio della tabella. Questa impostazione è personalizzabile per ogni utente.

Valori lab | Ordini lab

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Data	Ora	tipo	Gruppo	ID Campione	Parametro	Abbreviazic	Valore	Unità	Note
16/10/2018	00:00	Sierologia	Generale	000025	Chlamydia IgA	CHLAA	negativo		
16/10/2018	00:00	Sierologia	Generale	000025	HBsAG	HBSAG	negativo		
16/10/2018	00:00	Sierologia	Generale	000025	anti-HBs	HBSAQ	2	IU/l	
03/04/2018	08:00	Ormoni	Generale		E2	E2	15	pg/ml	





## MedITEX IVF Note Rilascio

### c) Overview Laboratorio (tutti i pazienti)

L'overview di Laboratorio per tutti i pazienti è stata estesa con due nuove visualizzazioni. E' ora possibile controllare i risultati di laboratorio non solo con un parametro per linea, ma anche raggruppando i risultati per ID campione oppure per ID campione + data.

Inoltre, possono essere raccolte e documentate molte altre informazioni e possono essere create nuove task per i colleghi direttamente con il link a Task Manager.

Data ricevimento	ID campioni	Paziente	Medico	Status approvaz	Attenzione per
16/10/2018	000025	Demo, Jane			

Paziente: Demo, Jane (DMJN0000000000052) 6/19/1968  
ID campione: 000025  
Richiesto da: Laboratorio:  
16/10/2018  
Chlamydia IgA: negativo  
HBsAG: negativo  
anti-HBs: 2 IU/l  
Documenti allegati  
Commento  
Imposta attenzione per: [dropdown] [Applica] [Conferma risultati] [Chiudi]

Per controllare e inserire i valori di laboratorio in modo più veloce e più semplice, tutti i pulsanti relativi allo status sono visibili nell'intestazione dell'ordine di laboratorio e possono essere inseriti direttamente da questa sezione per tutti i parametri.

Data ricevimento	ID campioni	Paziente	Medico	Status approvaz	Attenzione per
27/08/2018	120	PPP, Donna		ivf, ivf	
22/06/2018		Betulla, Bianco		✓	
12/06/2018		Marzo, Donna	Pino, Gino	✓	
12/06/2018		Marzo, Uomo		ivf, ivf	
01/02/2018		Betulla, Bianca	Pino, Gino	ivf, ivf	

Paziente: PPP, Donna (PD22) 1/5/1988  
ID campione: 1/5/1988  
Richiesto da: Laboratorio:  
27/08/2018  
FSH: 5 mIU/ml  
Documenti allegati  
Commento  
Imposta attenzione per: [dropdown] [Applica] [Conferma risultati] [Chiudi]



## MedITEX IVF Note Rilascio

### d) Consensi

Nei bookmarks per la creazione dei consensi è stato aggiunto il campo “Parente stretto”.

E' ora possibile generare tutti i documenti di un Gruppo di consensi insieme.

### e) Anamnesi

I campi Note dell'anamnesi Adattabile sono visibili della grandezza esatta, così da poter contenere tutto il testo inserito per avere una migliore lettura dei contenuti.

Anamnesi donna di Demo, Jane (DMJN00000000052)

Modifica layout

Fattori di sterilità ordinati per rilevanza (max. 4)

Fattore di sterilità 1) ISS-RIDOTTA RISERVA OVARICA

Fattore di sterilità 2)

Note

Opinione medica / Note

Note

Informazioni aggiuntive riguardo la paziente:  
ulteriore fattore di sterilità

Generale

Stato di famiglia

### f) Ciclo

Nella coltura è stata inserita una nuova lettera standard. Questa lettera contiene le informazioni più importanti delle cellule nell'ultimo giorno di coltura.

7.5.0

Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Moduli Clienti

Moduli Standard

Piano terapeutico (NOTA AIFA 74)

Lettera Scongellamento

Lettera Congelamento

Lettera dettaglio cellule

Creare documento Word

Creare PDF

Anteprima

Stampa

Modifica template stampa

mo, Jane

AOMN00000000052

o il: 01/01/199

turazione: Rimb. SS

Pick up

26/09/2017 11:53

#Ovo: 2

N. OV: 2

n. 2PNs: 2

ID terapia: 3333

ID Studio: 05/08/1975 (43)

Codice coppia:

Fatturazione:

Ciclo progr

Data UM: 22/09/2017

Induzione: 22/09/2017-01/10/2017 110 Giorni br ESH (Rel

**CRITEX**  
CREATIVE IT EXPERTS

Culture cells

Critex  
Stobbusplatz 4  
Regensburg 93047  
Tel.: 0941-59939330  
Fax: 0941-59939333  
support@critex.de

**PATIENT**  
Name: Jane, DEMO  
ID: 123456

**PARTNER**  
Name: John, DEMO  
ID: 2

Cell ID	Treatment	Culture date	Stage	Age	Score	Status
212	IVF	12.10.2012	Unknown	4		Transfer
213	IVF	12.10.2012	Unknown	4		Transfer
214	IVF	09.10.2012	Degenerated	1		In arrest
215	IVF	09.10.2012	Degenerated	1		In arrest



## MedITEX IVF Note Rilascio

Nella finestra “Dettagli ovociti / Embrioni” è stato aggiunto un nuovo campo: “**Tempo dopo inseminazione [h]**”.

Dettagli ovociti/embrioni

ID ovo: 2 / 652  
Giorno Cultura: 23/01/2018 (Giorno 1)  
Età embrione [g]: 1  
Fase: 2PN  
1° osservazione 2PN  
Punteggio: Ora  
Gruppo ovo  
Medico  
Embriologo  
Cumulo denudato da  
Ora dec

Cellule embrion. Dimensioni Classificazione

Uniformita cellule  
Multinucleazione  
Frammentazione  
Compattazione  
Citoplasma Granulare  
Vacuolizzaz.

Files Assisted Hatching Incubatore

Nelle diverse finestre relative alla crioconservazione o allo scongelamento, come nel report editor, sono state aggiunte informazioni sull’ “**ID ciclo d’origine**” per ogni cellula / straw.

Crio ET

Campioni scongelati

ID ciclo (Crio)	Data scong.	Ovo. vitale n	PN vitale n	Emb. vital
14	02/02/2018	0-0-0	0-0-0	1-1-0

Scongellamento Canc. scong.

Crioscongellamento

PU Originale: 11/10/2010  
Data crioconservazione: 13/10/2010  
ID ciclo (Crio): 14  
Clinica d'origine  
Età embrione: 2 Giorni  
Data scongelamento: 02/02/2018  
Tecnica scongelamento  
Scongellato da

Totale Ovociti: 0  
Ovo. vitale: 0  
Ovo. non vitale: 0

PN vitale: 0  
PN non vitale: 0

Totale Emb: 1  
Emb vitale: 1  
Emb non vitale: 0

Da IVF  
PN vitale: 0  
Emb ideale: 0

### g) Impostazioni

Nella sezione Materiali è stato aggiunto il campo “Verifica certificato”. Il nome dell’utente loggato in MedITEX in quel momento viene visualizzato nella tabella riassuntiva dei materiali quando il campo è visibile (rendere visibile la colonna mediante il piccolo pulsante all’inizio della tabella).



## MedITEX IVF Note Rilascio

Attiva	Gruppo	Fabbricante	Articolo	Avvisa se quantità è minore di	Certificato controllato da
<input checked="" type="checkbox"/>	Cateletti ET	Gynetics	4219 Plus		ivf, mf
<input checked="" type="checkbox"/>	Aghi pick up	Sage	Ago "light"		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreni coltura	Quinn's	Cleavage		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreni coltura	Cook	Gold con BSA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreni coltura	Cook	Gold senza BSA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreni coltura	Origio	ISM 1		
<input checked="" type="checkbox"/>	Cateletti ET	Cook	K-soft		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreni crio	Origio	Mc Gill Cryoleaf		
<input checked="" type="checkbox"/>	Paillette	CryoBioSystem	Paillette liq. seminale		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreno spermogrammi	Quinn's	Sperm Washing		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreno spermogrammi	Origio	Sperm freezing		
<input checked="" type="checkbox"/>	Cateletti ET	Origio	TSET23C		
<input checked="" type="checkbox"/>	Terreni crio	Origio	VITR. WARM.		

**Gestione materiale**  
Gruppo: **Cateletti ET**  
Fabbricante: **Gynetics**  
Articolo: **4219 Plus**  
Numero articolo:   
L'articolo può essere usato: ☒  
Avvisa se quantità minore di:   
Certificato controllato: ☒

### 6) MedITEX Administration

#### a) Selezione multipla delle sedi per ogni utente

In passato, si poteva definire i diritti dell'utente solo per una sola sede oppure per tutte. Ora è invece possibile assegnare una o più sedi per ogni utente di MedITEX. Tuttavia, ogni utente conserva la propria posizione principale.

**Edit person - Ru, Julia**  
Person | Contact details | **User settings**  
User name: **juru**  
User has access to patient data from: **Regensburg, MedITEX**  
☒ **Regensburg**  
☒ **CRITEX**  
☒ **MedITEX**  
  
Restore rights which were valid before user account has been automatically deactivated.  
☒ Login MedITEX IVF  
☒ Login MedITEX Scheduler  
☒ Login MedITEX Accounting  
☒ Login MedITEX KPI  
☒ Change patient/couple/anonymous ID  
☒ Change textblocks  
☒ View confidential entries  
☒ View donor personal data  
☒ Semen analysis quality assessment - long-term validation



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Terapie programmate

Il campo "Indicazione principale" di nuovo mostra tutte le opzioni possibili.

#### b) Overview laboratorio

Sono stati corretti errori di visualizzazione relativi a voci mancanti nei campi o nei filtri. Tutte le opzioni sono ora nuovamente disponibili.

Dall'overview laboratorio, il paziente selezionato può essere aperto in MedITEX Scheduler tramite il pulsante "Apri Scheduler".

Sono stati fatti aggiuntamenti alla dimensione della finestra di overview laboratorio.

I template per gli ordini di laboratorio sono stati revisionati.

#### c) Barcode

Nella sezione di generazione / assegnazione dei barcode, le opzioni di modifica erano state ridotte. E' possibile ora cambiare i barcode scansionati e assegnati solo nella sezione overview.

Inoltre, è stato svolto un lavoro per il miglioramento della funzionalità.

#### d) Anamnesi

Se un utente vuole chiudere l'anamnesi con la "x", compare una finestra di dialogo che chiede all'utente se i dati devono essere scartati. Ciò impedisce la chiusura accidentale della finestra e la conseguente perdita di dati.

#### e) Consensi

Gli errori relativi all'assegnazione del consenso sono stati risolti.

#### f) Anagrafica / Dettagli personali

Se due pazienti già esistenti nel database vengono collegati, le colonne vengono ora correttamente visualizzate da maschio e femmina nella finestra della partnership.

### 2) MedITEX Webportal

a) L'anno nel calendario degli appuntamenti è correttamente visualizzato.

b) Molte funzionalità sono stati revisionate.

### 3) MedITEX Scheduler

a) Un' errore nella creazione del paziente è stato risolto.

b) Gli appuntamenti possono essere movimentati trascinandoli e rilasciandoli con il mouse.

c) Il menu visualizzabile cliccando il tasto destro del mouse è ora visualizzato correttamente.

d) Un problema durante l'apertura degli appuntamenti è stato risolto.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## Versione 2.7.3.0

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a. Generale

- Tutti i tentativi di Login (avvenuti con successo o no) verranno registrati in MedITEX e possono essere controllati in Reports->Registrazione delle attività->Account di accesso.
- Il campo Codice Fiscale in anagrafica può essere compilato scannerizzando il barcode della tessera sanitaria dopo aver premuto l'icona sulla destra del campo.

Codice fiscale/STP

Regola (solo se non inizia con 'STP', seguito da un

Nome Demo, Jane

Data di nascita 01/01/1990

ID paziente AOMN003000000859

Codice fiscale/STP

Cancella OK

- La ricerca dei pazienti può essere effettuata attraverso l'utilizzo di una pistola Barcode. Questa funzione deve essere attivata nelle impostazioni.

MedITEX IVF v2.7.3.1

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre

Home **Impostazioni**

Clinica **Sistema** Farmaci

Generale Funzioni

Generale Generazione ID automatica Report Editor Spermogramma Ciclo Farmaco

**Ricerca paziente**

Criteri ricerca paziente

ID paziente, Cognome, Numero di telefono, **Codice fiscale**

☒ Il testo della ricerca in Ricerca pazienti può essere inserito da lettori barcode

Una volta attivata la funzione, nel campo Ricerca paziente sarà possibile ricercare il paziente, ad esempio attraverso il codice fiscale, scannerizzando il barcode della tessera sanitaria.



## MedITEX IVF Note Rilascio

- Per ogni farmaco è possibile associare un link nelle impostazioni. Questo link sarà visualizzato in fase di selezione del farmaco e potrebbe essere utilizzato per consultare il foglio illustrativo.

Editor Farmaci

Prodotto: Aspirina Attiva ☒

Collegamento: <https://www.aspirina.it/prodotti/aspirina-c/foglio-illustrativo-aspirina-c>

Cod. farmaco:

Nuova medicazione

Farmaco: Aspirina Template farmaci Cod. farmaco:

<https://www.aspirina.it/prodotti/aspirina-c/foglio-illustrativo-aspirina-c.php>

Applicazione

☒ Altro

Inizio: 25/06/2018 Ora: x giorni Dosaggio giornaliero: 1 [Capsule] Frequenza somministr.: 1/die

### b. Home

Nella sezione cicli nella finestra principale è stata aggiunta la colonna "Ragione di fine terapia" che conterrà la ragione di sospensione/interruzione della terapia.

### c. Cicli

- Al menu a tendina che permette di passare da un ciclo all'altro è stato aggiunto, oltre che al numero della terapia, anche il tipo di trattamento.

Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre

9 / 9

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette

- Terapia N. 1 - Treatment: Insem. (omologa)
- Terapia N. 2 - Treatment: ICSI
- Terapia N. 3 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 4 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 5 - Treatment: FIVET
- Terapia N. 6 - Treatment: ICSI
- Terapia N. 7 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 8 - Treatment: Scong/transfer da scong.
- Terapia N. 9 - Treatment: Scong/transfer da scong.



## MedITEX IVF Note Rilascio

- Nelle opzioni di presentazione (Sistema → Configurazione / amministrazione → Impostazioni → Sistema → Opzioni di presentazione → Generale), il layout dell'overview terapia può essere modificato, in particolare si può scegliere l'ordine delle sezioni Farmaci, Ormoni ed Ecografie.

MedITEX IVF v2.7.3.1

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

2 / 9

Dettagli Terapie Stampa Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anagrafica Anamnesi

**Demo, Donna**  
ID: 32317050  
Nato il: 21/01/1988 (30)  
Fatturazione: Rimb. SSN

**Demo, Uomo**  
ID: DU1  
Nato il: 01/01/1990 (28)  
Fatturazione: Euro

ID terapia: 456  
ID Studio: DDDU0003  
Codice coppia: Euro  
Fatturazione: M., M. Dr.

**Overview** **Pick up** **Coltura** **Transfer** **Fase luteale** **Gravidanza** **Nascita**

Inizio: 11/08/2015  
Tratt.: ICSI

22/08/2015 00:00  
#Ovo: 8

N. Ov.: 8 n. 2PNs: 4  
n. Emb: 2

26/08/2015 00:00  
#Emb: 2

Farmaco:  
OHSS:

06/09/2015  
#CA IU: 2

14/05/2016  
#Bambini: 2

**Overview terapia**

agosto 15

Ind. ovocitaria  
Si

ma 11. 1 me 12. 2 gi 13. 3 ve 14. 4 sa 15. 5 do 16. 6 lu 17. 7 ma 18. 8 me 19. 9 gi 20. 10 ve 21. 11 sa 22. 12 do 23. 13 lu 24. 14 ma 25. 15 me 26. 16 gi 27. 17

**Eventi** **Ecografia** **Esame** **eco Follicoli: NUMERICO**

**Spessore endometrio [**

Totale

Follicolo primario Sx

Follicolo primario Dx

D-S sopra 22

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Sotto 10

**Farmaco**

Clomifen [mg]

Pregnyl [IU]

Buserilin [mg]

**Ormoni**

E2 [pg/ml]

FSH [mIU/ml]

HCG [mIU/ml]

LH [mIU/ml]

Progesterone [ng/ml]

- Nel calendario i giorni di festa possono essere visualizzati in un colore diverso che può essere scelto nelle impostazioni.

dicembre 16

Ind. ovocitaria  
No

**Eventi**

23 ven 24 sab 25 dom 26 lun 27 mar 28 mer 29 gio 30 ven 31 sab 01 dom





## MedITEX IVF Note Rilascio

In Sistema → Configurazione / Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Generale → Ciclo è possibile elencare i giorni di festa.

Data	Festività
01/01/2016	Capodanno
06/01/2016	Epifania
27/03/2016	Pasqua
28/03/2016	Pasquetta
25/04/2016	Liberazione
01/05/2016	Festa del Lavoro
02/06/2016	Festa della Repubblica
15/08/2016	Assunzione
01/11/2016	Tutti i Santi
08/12/2016	Immacolata Concezione
25/12/2016	Santo Natale
26/12/2016	Santo Stefano

In Sistema → Configurazione / Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Opzioni di presentazione → Generale è possibile selezionare il colore.

☒ Visualizza le festività nel calendario dell'overview terapia

- Nella sezione gravidanza è ora possibile specificare la data di terminazione della gravidanza in caso di EU>0.

Overview	Coltura	Transfer	Fase luteale	Gravidanza	Nascita
Inizio: 20/01/2017 Tratt.: Scong/transf...	n. Emb: 1	20/01/2017 00:00 #Emb: 1	Farmaco: Progesterone OHSS:	Sconosciuto	

**Gravidanza**

Risultato ciclo ☐ Sconosciuto ☒ Grav. clinica ☐ No gravidanza

Test grav. posit.  Ultimo bHCG: 400.00  
Data: 27/01/2017

**Progresso** **Ecografia**

Gravidanza clinica determinata il  Cav. amniotiche: N. intrauterine  N. extrauterine  Note

Data presunta parto (DPP)  Se EU > 0: La gravidanza quindi è terminata? ☒ Sì ☐ No Data



## MedITEX IVF Note Rilascio

### d. Documentazione casi OHSS

Diversi campi sono stati aggiunti per poter documentare al meglio i casi di OHSS

### e. Etichette

Nel ReportBuilder, l'applicazione utilizzata per la creazione delle etichette, i campi relativi a partner dello stesso sesso e il codice fiscale del partner sono stati aggiunti.

### f. Spermiogramma

I campi della valutazione WHO ora sono visualizzati senza decimali.

### g. Report editor/Liste

- I campi "N° carta d'identità", "Data di ultima mestruazione presente nell'ultima anamnesi di coppia" e "ID Ciclo" sono stati aggiunti in Report Editor.
- Diversi campi sono stati aggiunti alla lista "Terapia".
- In gestione lettere, è possibile impostare un alert ogni qual volta una lettera viene creata. Questo alert avviserà l'utente di contattare il medico di riferimento della paziente della stampa della lettera.  
Per attivare quest alert è necessario:
  - Selezionare l'opzione di alert in Gestione Lettere per i documenti richiesti;
  - Assegnare, in anagrafica paziente, almeno un medico di riferimento;
  - Selezionare l'opzione Notifica sotto il medico di riferimento, in anagrafica paziente.



## MedITEX IVF Note Rilascio

Anagr. Paziente di Demo, Donna (32317050)

Dettagli pers.	Dettagli Contatto/Occupaz.	Assicurazione / fatturazione	Medico di riferimento	Webportal										
<b>Medico di riferimento 1</b> Riferimento, Medico1 Ruolo Notifica <input checked="" type="checkbox"/> Medico1 Riferimento Medico Famiglia					<b>Medico di riferimento 2</b> Riferimento, Medico2 Ruolo Notifica <input type="checkbox"/> Medico2 Riferimento Ginecologo					<b>Medico di riferimento 3</b> Riferimento, Medico3 Ruolo Notifica <input type="checkbox"/> Medico3 Riferimento Andrologo CODICE: j				

### **h. Crioconservazione**

Se una paillette viene scongelata con ragione per lo scongelamento “Trattamento” il check in “crea spermogramma da scongelamento”, può essere deselezionato.

### **i. Task manager**

Oltre che alla data di creazione della task, è stata inserita anche l’ora di creazione.

### **j. Diagnostica laboratorio**

- Un ordine di laboratory può essere creato senza numero ordine, dando la possibilità di creare e salvare un ordine e successivamente associarci un numero e ad esempio inviarlo al laboratorio.

### **k. Laboratorio**

MedITEX IVF v2.7.3.1

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Demo, Jane

Scheduler Accounting Nuovo paziente Nuova coppia Comunicazioni (2) (15) **Laboratorio**

Demo, Jane  
01/01/1990 (28)  
AOMN0030000008...  
Rimb. SSN / a  
8.152,28 €

Demo, John  
05/08/1975 (42)  
3333  
-399,00 €

In questa nuova versione, sono state apportate numerose modifiche alla sezione Laboratorio.

I risultati possono ora essere raggruppati in diversi modi. Il menu a tendina che permette di selezionare la visualizzazione è posto nell’angolo basso a sinistra della finestra.

Le opzioni sono:

- Lista dei risultati;
- Risultati raggruppati per ID Campione.
- Risultati raggruppati per Data, ID Campione - (Se alcuni ID campione vengono riassegnati, un ulteriore filtro sulle date verrà impostato per evitare errate combinazioni dei valori).

Nella figura sottostante, l’opzione “Risultati raggruppati per ID Campione” è stata selezionata.

Sulla sinistra si avrà quindi la lista dei diversi ID Campione, mentre sulla destra verranno visualizzati i valori di laboratorio appartenenti a tale ID Campione.

Per ogni paramentro può essere impostato lo Stato, il Check di Attenzione e l’eventuale stato di “Attesa di Approvazione” o di “Conferma dell’Approvazione”.



# MedITEX IVF Note Rilascio

Data ricevimenti	ID campione	Paziente	Sede	Stati Medico	Status approvazione	Attenzione per
25/06/2018	PMA_93	Demo, Donna	Itamedical	OK	Approvato	M., M. Dr.

Test	Valore	Unità	Stato	Attenzione per
Emoglobina	1 g/dl		OK	M., M. Dr.
altro	2		OK	M., M. Dr.
Citomegalovirus	immune		OK	M., M. Dr.
Emocromo	5		OK	M., M. Dr.
HBsAg	negativo		OK	M., M. Dr.
HCV RNA	6 GE/ml		OK	M., M. Dr.
TPHA	negativo		OK	M., M. Dr.
VDRL	negativo Titolo		OK	M., M. Dr.
ABO	0		OK	M., M. Dr.
Fattore Rhesus	non effettuato		OK	M., M. Dr.
anti-HIV I + HIV II	negativo		OK	M., M. Dr.

## 2) MedITEX Scheduler

In MedITEX scheduler, è possibile associare un'icona ai diversi trattamenti e personalizzare il titolo dell'trattamento (aggiungere età paziente ...).

	P, G	D, S	U, A	E, M
15:00				
15:05				
15:10	AOMN003000000859 - Demo, Jane (28) Rimb. SSN / VISITA DI COPPIA			
15:15				
15:20				
15:25				
15:30				
15:35				
15:40				
15:45				
15:50				
15:55				
16:00				
16:05				

## 3) MedITEX Accounting

Se la fatturazione dei criocontratti è gestita in Accounting, nella sezione "Nuove voci del conto/crea nuova fatt.", verrà visualizzato un nuovo record chiamato "Pazienti con nuove voci di fatturazione per lo stoccaggio", che sarà preceduto da un ! se vi sono paienti con voci di fatturazione non ancora fatturate.

## 4) MedITEX Webportal

La possibilità di allegare documenti è stata ripristinata.



---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a. Generale

Non è più possibile modificare/rilasciare un Barcode/RFID dalla finestra di assegnazione. Le modifiche potranno essere apportate solamente in Gestione Matchcode.

Risolti piccoli bug nel matcher RFID/Barcode.

La sezione email è stata migliorata e piccoli bug risolti.

Un'immagine paziente corrotta portava a degli errori in fase di creazione di consensi e prenotazione campioni donati. Situazione risolta.

#### b. Impostazioni

L'errore che appariva inserendo un lotto di materiale senza specificare una data, è stato risolto.

#### c. Terapia

Nella overview delle terapie le note sono nuovamente visualizzate correttamente.

Due avvisi errati che comparivano in caso di cicli di prelievo di tessuto ovarico, sono stati eliminati.

Tutte le anamnesi possono essere aperte dal ciclo, senza problemi.

#### d. Anamnesi

Tutti i fattori di sterilità dell'anamnesi femminile possono essere selezionati in qualsiasi ordine.

#### e. Administration

L'errore relativo alla data utilizzata per la creazione del nome del documento Questionario Anamnesi è stato risolto.

### 2) MedITEX Scheduler

L'errore che compariva spostandosi da MedITEX Scheduler a MedITEX IVF è stato risolto .

### 3) MedITEX KPI

I calcoli del tasso di gravidanze cumulativo e del tasso di bassa fertilizzazione sono stati corretti.



# MedITEX IVF Note Rilascio

Versione 2.7.1.0

## Caratteristiche

### 2) MedITEX IVF

#### a. Generale

Gli ID paziente lunghi vengono abbreviati per chiarezza e visualizzati completamente quando si posiziona il mouse sopra di esso.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestra

Modifica persona Partnership Cancellazione persona Nuovo elemento Stampa etichette

Dati paziente ID Data di nascita Co  
**Demo, Jane** **DMJN0000000000...** **19/06/1968 (49)** **Ri**

Tel: Via/N.: Via e numero  
Cellulare: Indirizzo Suppl.: PROVINCIA  
Email: **Tes2t@info.de** Periferia  
Lingua madre: CAP:  
Città **MILANO**  
Medico rif.1: Provincia: **Milano**  
Medico rif.2: Reg. residenza: **Lombardia**  
Medico rif.3: Nazione:  
ID coppia: **DJDJ0001**

DMJN0000000000052

#### b. Anagrafica

Nella gestione dei documenti, è stata aggiunta una piccola nota sull'eliminazione di voci e documenti

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Modifica persona Partnership Cancellazione persona Nuovo elemento Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Vai al partner

Dati paziente ID Data di nascita Contabilità Medico Bilancio  
**Demo, Jane** **DMJN0000000000...** **19/06/1968 (49)** **Rimb. SSN** **0,00 €**

Tel: Via/N.: via e numero da Nubile: Tessera sanitaria 1:  
Cellulare: Indirizzo Suppl.: PROVINCIA Nr. di previdenza sociale Data Scad.:  
Email: **Tes2t@info.de** Codice fiscale/STP: **nnnm** N. polizza assicuraz.:  
Lingua madre: CAP: N. Carta Identità In Crio 0 criocarriers  
Città **MILANO** Paese di emissione  
Medico rif.1: Provincia: **Milano** Nazionalità:  
Medico rif.2: Reg. residenza: **Lombardia** Gruppo etnico:  
Medico rif.3: Nazione:  
ID coppia: **DJDJ0001**

Gestione documenti Comunicazioni

Tutti i documenti (6)  
Cycle document (1)  
Lettera terapia (2)  
Prescrizione medica (3)

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Data inizi	Data fine	Tipo	Descrizione	Status	Allegato	Doc. crea
05/01/2018		Prescrizione medica	Ordina per ciclo pianificato n.: 1			<input checked="" type="checkbox"/>
05/01/2018		Prescrizione medica	Ordina per ciclo pianificato n.: 1			<input checked="" type="checkbox"/>
05/01/2018		Prescrizione medica	Ordina per ciclo pianificato n.: 1			<input checked="" type="checkbox"/>

Per cancellare: CANC

#### c. Laboratorio (tutti i pazienti)

Ora anche l'analisi del liquido seminale può essere visualizzato nell'overview generali di Laboratorio per tutti i pazienti. Questo può essere definito dall'utente con un click, se vuole che le analisi del liquido seminale vengono comprese nella lista o meno.



## MedITEX IVF Note Rilascio

Overview Lab. per tutti i pazienti

Risultati Lab Ordini lab

Filtro ID Camp (n. ordine) Data ricezione da fino a Medico / Attenzione per Status approvazione

☐ tutti ☒ Approvati ☐ No status / Attenzione ☒ Mostra analisi liquido seminale

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suttetla colonna

Ricevuto il	Data camp	ID Camp. (n.)	Paziente	ID Paziente	Tipo	Status risul	Parametro	Abbreviaz	Valore	Unità	Note	Medico	Status appr	Attenzione p	Approv	Allegato
30/01/2018	29/01/2018		Betulla, Bianca	BB03	Chimica clinica	OK	Proteina_C	PROTC	89	%	prova	Pino, Gino	✓			
01/10/2017	01/10/2017		Donatore, Uomo	DU15	Spermioγραμμα								✓			
03/01/2018	01/10/2017		Donatore, Uomo	DU15	Sierologia		anti HCV	aHCV	negativo				✓			
01/10/2017	01/10/2017		Donatore, Uomo	DU15	Spermioγραμμα								✓			

### d. Overview ciclo

Nella maschera della terapia, è stato aggiunto un menù a tendina per selezionare più facilmente le altre terapie della coppia corrente.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti

1/5

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette

**Demo, Jane**  
ID: DMJN  
Nato il: 19/06  
Fatturazione: Rimb

**Demo, John**  
ID: DJ06  
Nato il: 13/11/197

Overview Pick up

Inizio: 12/11/2011 Tratt.: FIVET

18/11/2011 00:00 #Ovo: 7

n. 2PNs: 2 n. Emb: 2

20/11/2011 00:00 #Emb: 2

Transfer

Overview terapia

Tratt.: FIVET [FIVET] # Emb.: 7 [2]  
Info trattamento ovociti: IVF a fresco  
Indicazioni generali: Idiopatica

Data UM: 12/11/2011  
Soppressione: GnRH Ag  
Induzione: 08/11/2011-17  
Inizio acting (Gonal-f, Elona)

E' inoltre possibile creare velocemente un ordine di laboratorio direttamente dall'overview del ciclo. Non è più necessario quindi spostarsi nella sezione Diagnostica Lab.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

2/5

Dettagli Terapia Stampa Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anagrafica Anamnesi Esami Laboratorio

**Demo, Jane**  
ID: DMJN0000000000...  
Nato il: 19/06/1968 (49)  
Fatturazione: Rimb. SSN

**Demo, John**  
ID: DJ06  
Nato il: 13/11/1975 (42)  
Fatturazione: Fatturazione:

ID terapia: 12  
ID Studio: DJDJ0001  
Codice coppia: DJDJ0001  
Fatturazione: Medico:

Overview donna  
Nuova voce  
Nuovo ordine lab  
Overview uomo  
Nuova voce  
Nuovo ordine lab

Overview Pick up

Inizio: 10/04/2012 Tratt.: ICSI

18/04/2012 00:00 #Ovo: 1

N. Ov.: 1 n. 2PNs: 1 n. Emb: 1

20/04/2012 09:30 #Emb: 1

Farmaco: OHSS:

Fase luteale Gravidanza Nascita

Overview terapia

### e. Report Editor

Nella tabella IUI/Inseminazione, il campo "Data di aborto" è stato aggiunto.

### f. Firma digitale per i consensi

Una volta che il documento riconsegnato dal paziente (.doc, .docx, .pdf) viene scannerizzato e allegato alla maschera del consenso, apparirà il simbolo per la firma digitale alla sinistra dell'allegato.





## MedITEX IVF Note Rilascio

Modifica consenso di Demo, Jane (DMOJNA79L52D612Z)

**Demo, Jane**  
12/09/1993 ID: DMOJNA79L52D612Z

**Consenso**

Consenso crioconservazione ovociti

Creto da  
**ivf ivf**  
Creto il  
**04/05/2015 16:00**  
Ultima modifica il  
**31/01/2018 09:57**

☒ Consenso accettato e firmato

Note

Ciclo

Terapia pianificata

Documento firmato

☒ **Funzionamento firma digitale.doc**

Trascinare il documento con il consenso firmato qui...

Doppio click per aggiungere una firma digitale

**Firma digitale**

Certificate **Itamedical**

Tipo di firma

☐ PDF (PAES)

☒ **P7M (CAES)**

Cliccandoci sopra due volte (doppio click), il documento potrà essere firmato inserendo la password della firma digitale o con la lettura della smart card.

Modifica consenso di Demo, Jane (DMOJNA79L52D612Z)

**Demo, Jane**  
12/09/1993 ID: DMOJNA79L52D612Z

**Consenso**

Consenso crioconservazione ovociti

Creto da  
**ivf ivf**  
Creto il  
**04/05/2015 16:00**  
Ultima modifica il  
**31/01/2018 09:57**

☒ Consenso accettato e firmato

Note

Ciclo

Terapia pianificata

Documento firmato

☒ **Funzionamento firma digitale.pdf.p7m**

Trascinare il documento con il consenso firmato qui...





## MedITEX IVF Note Rilascio

### g. Anamnesi

Il layout e la funzionalità della visualizzazione tabellare (anamnesi adattabile) è stata revisionata e resa più intuitiva. E' possibile visualizzare soli i campi definiti come importanti, che ridurranno i tempi di lavorazione. Inoltre, è possibile stampare l'anamnesi adattabile.

Anamnesi donna	
Modifica layout	
Anamnesi	
Data anamnesi	25/01/2018
Medico curante	P., S. Dott.s

### 3) MedITEX Administration

La massima lunghezza possibile per il nome utente è stata estesa a 31 caratteri. I seguenti caratteri speciali sono ora permessi nel nome utente: \$ % & ( ) = ~ # ! . ,



## Bug

---

### 1) MedITEX IVF

#### a. Ciclo

Nella rappresentazione grafica della Coltura, i 2PN possono ora essere marcati come “per transfer”.

Il cursore non salta automaticamente nel campo del punteggio successivo nella maschera del transfer quando ci si passa sopra con il mouse.

La visualizzazione della plausibilità del ciclo nella finestra centrale dell’overview è stato corretta

#### b. Terapia programmata

Sono stati migliorati i problemi relativi al collegamento con il partner e all’apertura dell’anamnesi correlata.

#### c. Anagrafica

L’errore quando si creava e salvava una lettera terapia è stato risolto

Il titolo è visualizzato correttamente ora.

#### d. Laboratorio

Quando si apre la sezione Diagnostica Lab, come l’overview Laboratorio, il primo record nella parte alta della pagina è automaticamente selezionato e non uno a caso.

#### e. Task manager

L’errore che compariva creando una nuova task è stato risolto.

#### f. Report editor

Alcuni bug quando si creavano report e liste sono stati risolti

La finestra di inserimento dei parametri (condizioni) è visualizzata correttamente.

Inoltre, un errore di filtraggio è stato risolto nella sezione analisi del liquido seminale.

#### g. Consensi

Tutti i bookmarks nei template appen definiti si generano e compilano correttamente

#### h. Donazione – Materiale riservato

L’annullamento della prenotazione del materiale da donatore è stata migliorato

#### i. Gestione contratti crio

La funzione Ricerca è stata estesa alla Gestione dei contratti crio così che il contratto può essere fatto con il nome del paziente in tutte le 4 tabs.

#### j. Impostazioni di sistema

Riguardo al periodo di validità dei materiali, sono stati fatti dei miglioramenti per semplificarne l’inserimento.

Il problema riguardante la visibilità delle voci per specifici utenti nella tabella di Sistema “Anamnesi: tipo di elemento” è stato risolto. Tutti i tipi di voci sono visibili ora come sono stati definiti.

### 2) MedITEX DocLink

Nella sezione Diagnostica Lab, tutti i tipi di voci che sono visibili in MedITEX IVF sono ora disponibili.

### 3) MedITEX Administration

E’ facilmente possibile bloccare e sbloccare aree in Strumenti di Amministrazione adesso



## **MedITEX IVF Note Rilascio**

*Per le Release notes di versioni precedenti rivolgersi al proprio consulente MedITEX.*