



Import Spezifikationen: Social freezing

Version:	1.0
Autor:	Peter Wegener
Software:	FertiPROTEKT
Tabellenimport:	Freezing
Erstellungsdatum:	26.08.2014
Aktualisiert:	04.09.2014

Änderungen:

Feld	Beschreibung
CDSFREEZINGPATAMH	Datentyp geändert: Int -> String

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

Übersicht der Feld-Definitionen und Spezifikationen zur Übergabe und Einpflegen in die Freezing Tabelle.

Der Fragebogen wird automatisch dem Benutzer anhand des User Tokens zugeordnet.

Zugriff:

- URL: `http://.../freezingXMLImport?USERTOKEN"`
- USERTOKEN: Wird vom Admin in den erstellt.
- Übergabemethode: POST
- Encryption-type: `multipart/form-data`
- Dateityp: `.xml/.XML`
- Root-Knoten: `freezingImport`

Zusätzliche Feldinformationen:

- Alle Werte müssen dem ASCII-Zeichencode entsprechen.
- Datumsfelder müssen sich in folgendem Format übergeben werden:
`dd.MM.yyyy`
- 0/1 Werte müssen als integer Wert übergeben werden.
- Vermeidung von Umlauten wie ä, ö, ü, ß in Freitext Feldern.

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSFREEZINGISLOCKED*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Ist der Fragebogen abgeschlossen? D.h. Ist eine weitere Bearbeitung möglich, ja oder nein.

CDSFREEZINGPATINITIALS*

Wert: Freitext (Max. 20 Zeichen)

Beschreibung:

Initialen des Patienten.

CDSFREEZINGDOCDATE*

Wert: Freitext, vordefiniertes Format: dd.MM.yyyy

Beschreibung:

Datum des Behandlungs/Ausfüllungstages.

CDSFREEZINGDOB*

Wert: Freitext, vordefiniertes Format: dd.MM.yyyy

Beschreibung:

Geburtsdatum des Patienten.

CDSFREEZINGPATAGE*

Wert: integer

Beschreibung:

Alter des Patienten.

CDSFREEZINGPATKIDCOUNT*

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl der Kinder des Patienten.

CDSFREEZINGPATPARTNER*

Wert: 0/1 (Nein, Ja)

Beschreibung:

Hat der Patient einen Partner.

CDSFREEZINGPATACADEMIC*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Ist der Patient Akademiker.

CDSFREEZINGPATAMH*

Wert: Freitext

Beschreibung:

AMH (ng/ml).

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

CDSFREEZINGKRYONOPARTNER*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Existiert kein Partner für Familiengründung? Wert darf sich nicht mit CDSFREEZINGPATPARTNER überschneiden (Patient kann einen Partner haben, so darf das Feld CDSFREEZINGKRYONOPARTNER nicht 1 sein).

CDSFREEZINGKRYOFUNCTIONLOSSOVAR*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Sorge vor krankheitsbedingtem Funktionsverlust der Ovarien.

CDSFREEZINGKRYOWECHSELJAHRE*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Sorge wegen vor-/frühzeitiger Wechseljahre.

CDSFREEZINGKRYOJOBPLANING*

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Berufsbedingte Verschiebung der Familienplanung.

CDSFREEZINGKRYOOTHERTEXT

Wert: Freitext (Max. 30 Zeichen)

Beschreibung:

Anderer Grund für Kryokonsevirung.

CDSFREEZINGBERATUNGBEHANDLUNG*

Wert: integer

- 0: Mit Behandlung
- 1: Ohne Behandlung

Beschreibung:

Hat eine Beratung mit oder ohne Behandlung statt gefunden? Wenn keine Behandlung statt fand, dürfen Felder mit Zugehörigkeit Stimulationszyklen (Mit Behandlung) nicht gefüllt werden. Wenn eine Behandlung statt fand, müssen diese Felder gefüllt werden.

○ **CDSFREEZINGSTIM1****

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl gewonnener Oozyten für den 1. Stimulationszyklus.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

○ **CDSFREEZINGKRYOOZFERTISTIM1****

Wert: integer

- 0: Nein
- 1: IVF
- 2: ICSI
- 3: IVF+ICSI

Beschreibung:

Fand eine Fertilisierung statt? Wenn Ja welche (Wert:1-3).

○ **CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM1****

Wert: integer

Beschreibung:

Wert gewonnener Oozyten mit Fertilisierung.

○ **CDSFREEZINGKRYOOZUNFERTISTIM1****

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Fand keine Fertilisierung statt?

○ **CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM1****

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl gewonnener Oozyten ohne Fertilisierung.

○ **CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM1****

Wert: integer

- 0: Vitrifikation
- 1: Slow freezing

Beschreibung:

Welche Kryokonservierungstechnik wurde angewandt?

○ **CDSFREEZINGOVERSTIM1****

Wert: 0/1 (Ja/Nein)

Beschreibung:

Gab es eine Überstimulation nach Syndrom III°?

○ **CDSFREEZINGSTIM2****

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl gewonnener Oozyten für den 2. Stimulationszyklus.

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

○ **CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM2****

Wert: integer

- 0: Nein
- 1: IVF
- 2: ICSI
- 3: IVF+ICSI

Beschreibung:

Fand eine Fertilisierung statt? Wenn Ja welche (Wert:1-3).

○ **CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM2****

Wert: integer

Beschreibung:

Wert gewonnener Oozyten mit Fertilisierung.

○ **CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM2****

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Fand keine Fertilisierung statt?

○ **CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM2****

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl gewonnener Oozyten ohne Fertilisierung.

○ **CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM2****

Wert: integer

- 0: Vitrifikation
- 1: Slow freezing

Beschreibung:

Welche Kryokonservierungstechnik wurde angewandt?

○ **CDSFREEZINGOVERSTIM2****

Wert: 0/1 (Ja/Nein)

Bezeichnung:

Gab es eine Überstimulation nach Syndrom III°?

○ **CDSFREEZINGSTIM3****

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl gewonnener Oozyten für den 3. Stimulationszyklus.

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

○ **CDSFREEZINGKRYOOZFERTISTIM3****

Wert: integer

- 0: Nein
- 1: IVF
- 2: ICSI
- 3: IVF+ICSI

Beschreibung:

Fand eine Fertilisierung statt? Wenn Ja welche (Wert:1-3).

○ **CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM3****

Wert: integer

Beschreibung:

Wert gewonnener Oozyten mit Fertilisierung.

○ **CDSFREEZINGKRYOOZUNFERTISTIM3****

Wert: 0/1 (Nein/Ja)

Beschreibung:

Fand keine Fertilisierung statt?

○ **CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM3****

Wert: integer

Beschreibung:

Anzahl gewonnener Oozyten ohne Fertilisierung.

○ **CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM3****

Wert: integer

- 0: Vitrifikation
- 1: Slow freezing

Beschreibung:

Welche Kryokonservierungstechnik wurde angewandt?

○ **CDSFREEZINGOVERSTIM3****

Wert: 0/1 (Ja/Nein)

Beschreibung:

Gab es eine Überstimulation nach Syndrom III°?

○ **CDSFREEZINGGESAMTKRYOOZFERTI****

Wert: integer

Beschreibung:

Gesamtzahl fertilisierter kryokonservierter Oozyten (n).

○ **CDSFREEZINGGESAMTKRYOOZUNFERTI****

Wert: integer

Beschreibung:

Gesamtzahl unfertilisierter kryokonservierter Oozyten (n).

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

○ **CDSFREEZINGKONSERV1OVAR****

Wert: integer

- 0: Weniger als 1 Ovar
- 1: Mehr als 1 Ovar

Beschreibung:

Angabe, wie viele Ovarien konserviert wurden.

CDSFREEZINGANMERKUNGEN

Wert: Freitext (Max. 2000 Zeichen)

Beschreibung:

Anmerkungen zum Fragebogen.

ENTRYYEAR

Wert: integer

Beschreibung:

Jahr der Ausfüllung (z.B. 2014) des Fragebogens.

*: Erforderlich

** : Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.

XML-Struktur:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<freezingImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<freezing>
  <CDSFREEZINGISLOCKED></CDSFREEZINGISLOCKED>
  <CDSFREEZINGPATINITIALS></CDSFREEZINGPATINITIALS>
  <CDSFREEZINGPATDOB></CDSFREEZINGPATDOB>
  <CDSFREEZINGPATKIDCOUNT></CDSFREEZINGPATKIDCOUNT>
  <CDSFREEZINGPATPARTNER></CDSFREEZINGPATPARTNER>
  <CDSFREEZINGPATACADEMIC></CDSFREEZINGPATACADEMIC>
  <CDFREEZINGPATAGE></CDFREEZINGPATAGE>
  <CDSFREEZINGDOCDATE></CDSFREEZINGDOCDATE>
  <CDSFREEZINGPATAMH></CDSFREEZINGPATAMH>
  <CDSFREEZINGKRYONOPARTNER></CDSFREEZINGKRYONOPARTNER>
  <CDSFREEZINGKRYOFUNCTIONLOSSOVAR></CDSFREEZINGKRYOFUNCTIONLOSSOVAR>
  <CDSFREEZINGKRYOWECHSELJAHRE></CDSFREEZINGKRYOWECHSELJAHRE>
  <CDSFREEZINGKRYOJOBPLANING></CDSFREEZINGKRYOJOBPLANING>
  <CDSFREEZINGKRYOOTHERTEXT></CDSFREEZINGKRYOOTHERTEXT>
  <CDSFREEZINGBERATUNGSBEHANDLUNG></CDSFREEZINGBERATUNGSBEHANDLUNG>
  <CDSFREEZINGOOZYTENSTIM1></CDSFREEZINGOOZYTENSTIM1>
  <CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM1></CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM1>
  <CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM1></CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM1>
  <CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM1></CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM1>
  <CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM1></CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM1>
  <CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM1></CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM1>
  <CDSFREEZINGOVERSTIM1></CDSFREEZINGOVERSTIM1>
  <CDSFREEZINGOOZYTENSTIM2></CDSFREEZINGOOZYTENSTIM2>
  <CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM2></CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM2>
  <CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM2></CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM2>
  <CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM2></CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM2>
  <CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM2></CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM2>
  <CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM2></CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM2>
  <CDSFREEZINGOVERSTIM2></CDSFREEZINGOVERSTIM2>
  <CDSFREEZINGOOZYTENSTIM3></CDSFREEZINGOOZYTENSTIM3>
  <CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM3></CDSFREEZINGKRYOOOZUNFERTISTIM3>
  <CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM3></CDSFREEZINGKRYOUNFERTISTIM3>
  <CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM3></CDSFREEZINGKRYOOOZFERTISTIM3>
  <CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM3></CDSFREEZINGKRYOVITRISTIM3>
  <CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM3></CDSFREEZINGKRYOFFREEZINGSTIM3>
  <CDSFREEZINGOVERSTIM3></CDSFREEZINGOVERSTIM3>
  <CDSFREEZINGGESAMTKRYOOOZUNFERTI></CDSFREEZINGGESAMTKRYOOOZUNFERTI>
  <CDSFREEZINGGESAMTKRYOOOZFERTI></CDSFREEZINGGESAMTKRYOOOZFERTI>
  <CDSFREEZINGOVARKONSERV1OVAR></CDSFREEZINGOVARKONSERV1OVAR>
  <CDSFREEZINGANMERKUNGEN></CDSFREEZINGANMERKUNGEN>
  <ENTRYYEAR></ENTRYYEAR>
</freezing>
</freezingImport>
```

*: Erforderlich

**: Erforderlich wenn Bedingung erfüllt ist.