

## Gestione Doppia donazione in MediTEX

Tipo documento:	Manuale Utente
Versione:	1
Data	04.02.2021
Creato da:	Ilaria Bevilacqua
Approvato da:	Mauro Pasquali

Esistono due tipologie di doppia donazione:

**a. Liquido seminale e ovociti arrivano separati:** in questo caso ci si comporta come nel caso della donazione singola ma si documentano entrambi i donatori.

- Inserimento donatrice come nuova paziente impostandola come donatrice nell'anagrafica ( riquadro verde)

MediTEX IVF v2.8.4.5

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Modifica persona Partnership Cancelli persona Nuovo elemento Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anamnesi

Dati paziente	ID	Data di nascita	Contabilità	Medico	Bilancio
<b>Donatrice, Donna</b>	<b>DD14</b>	<b>01/05/1987 (33)</b>			<b>0,00 €</b>

Tel: \_\_\_\_\_ Via/N.: \_\_\_\_\_ Tessera sanitaria 1: \_\_\_\_\_  
 Cellulare: \_\_\_\_\_ Indirizzo Suppl.: \_\_\_\_\_ Data Scad.: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_ Periferia \_\_\_\_\_ N. polizza assicuraz.: \_\_\_\_\_  
 Lingua madre: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_  
 Provincia: \_\_\_\_\_  
 Reg. residenza: \_\_\_\_\_  
 Nazione: \_\_\_\_\_

Medico rif.1: \_\_\_\_\_  
 Medico rif.2: \_\_\_\_\_  
 Medico rif.3: \_\_\_\_\_

ID Anonimo: 00000000000005

6 criocarriers (max. 1130 gg): \_\_\_\_\_  
 Ova(17) \_\_\_\_\_  
 Donatrice (Ovo./Emb.) \_\_\_\_\_

- si inseriscono gli esami infettivi
- si registrano nella sezione crio le paillette arrivate appartenenti alla donatrice (con inserimento codice SEC), mettendo il check su **“per donazione”**.

Crioconservazione Gin di Donatrice, Donna (DD14)

Data PU: 01/02/2021 ⚡ ID Paziente: DD14 Donatrice, Donna

Data congelamento: 01/02/2021 00:00 ⚡ ID ciclo (Crio):

Congelato da: D., S. ⚡ Contratto crio:

Tecnica cong.: Slow freezing

Centro di origine: Bank

Data stocc.: ⚡

Conservato da: ⚡

ID Criocarrier: ⚡

Stato: ⚡

# Criocarrier: 1

**Materiale**

☐ Tessuto ovarico ☐ Donazione ovociti ☐ Donazione seme

n. ovociti: 3 # PN IVF: 0 # Emb. IVF: 0

# PN ICSI: 0 # Emb. ICSI: 0

Numero tot. PN: 0 Numero tot. Emb.: 0

☒ Cons. a mezzo criocons.

Posizione di stoccaggio: Banca A 10 IV Posizione: Colore:

# Spazi liberi: 8

☐ Per ricerca ☒ Per donazione

Ragione per ricerca: Riservato per:

Non esistono info dettagliate relative ad ovo/embrio perchè questo campione non è associato ad un ciclo.

Note:

➡ Cambia paziente Single European Code (SEC) Annulla OK

- Inserimento donatore come nuovo paziente impostandolo come donatore nell'anagrafica ( riquadro verde)

MediTEX IVF v2.8.4.5

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Modifica persona Partnership Cancella persona Nuovo elemento Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anamnesi

Dati paziente ID Data di nascita Contabilità Medico Bilancio

Donatore A, Uomo DU17 01/01/1990 (31)

Tel: Via/N.: Tessera sanitaria 1:

Cellulare: Indirizzo Suppl.: Data Scad.:

Email: Periferia N. polizza assicuraz.:

Lingua madre: CAP: Città:

Medico rif. 1: Provincia: In Crio 0 criocarriers

Medico rif. 2: Reg. residenza: Donatore seme

Medico rif. 3: Nazione:

ID Anonimo: 00003

- si inseriscono gli esami infettivi
- si registrano lo spermogramma e nella sezione crio le paillette arrivate appartenenti al donatore (con inserimento codice SEC), mettendo il check su **“per donazione”**.

Crioconservazione Andro di Donatore A, Uomo (DU17)

Data di raccolta: 01/02/2021 00:00 ⚡ ID Paziente: DU17 Donatore A, Uomo

Data congelamento: 01/02/2021 00:00 ⚡ Contratto crio: [ ]

Congelato da: [ ] ⚡

Centro di origine: Bank

Data stocc. [ ] ⚡

Preso in carico da: [ ] ⚡

Tipo di materiale: Eiaculato

ID Campione: [ ]

ID Criocarrier: [ ]

Status: [ ]

# Criocarrier: 1

☒ Stoccaggio in crio

Posizione di stoccaggio: Banca M1 2 6 Posizione: [ ] Colore: [ ]

# Spazi liberi: 10

☐ Per ricerca Ragione per ricerca: [ ]

☒ Per donazione Riservato per: [ ]

➡ Cambia Paziente Single European Code (SEC) [X] Annulla [✓] OK

- Dalla paziente ricevente (che viene impostata nell'anagrafica, riquadro verde, come **“necessita di donatrice”** e **“necessita di donatore”**)

MediTEX IVF v2.8.4.5

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestre Aiuto

Modifica persona Partnership Cancella persona Nuovo elemento Stampa etichette Messaggio Scheduler Accounting Anamnesi

Dati paziente ID Data di nascita Contabilità Medico Bilancio

Ricevente ovo/seme, Donna 0008/02/2021 01/01/1990 (31)

Tel: [ ] Via/N.: [ ] Tessera sanitaria 1: [ ]

Cellulare: [ ] Indirizzo Suppl.: [ ] Data Scad.: [ ]

Email: [ ] Periferia [ ] N. polizza assicuraz.: [ ]

Lingua madre: [ ] CAP: [ ]

Medico rif. 1: [ ] Città [ ]

Medico rif. 2: [ ] Provincia: [ ]

Medico rif. 3: [ ] Reg. residenza: [ ]

Codice Coppia: RDPU0001 Nazione: [ ]

1 criocarrier (max. 17 gg): Emb(4)

Necessita: Donatrice (Ovo/Emb.), Donatore seme

si effettuano le prenotazioni delle paillette (nella finestra della prenotazione bisogna andare sulla tab **CRIO DONAZIONE**) e del liquido seminale appartenenti ai donatori appena registrati.

- Viene creato il ciclo della ricevente (in **Dettagli terapia** check su **“Ric. ovo/embrio”**) scongelando gli ovociti riservati a lei tramite la prenotazione e nell’inseminazione verrà utilizzato il seme da donatore prenotato per lei.
- Nell’estrazione dei dati per il Registro Italiano PMA questo caso ricadrà nella colonna **Doppia donazione-ovociti scongelati e seme** dell’immagine sottostante.



	DOPPIA DONAZIONE	
	Ovociti freschi e seme*	Ovociti scongelati e seme*
<b>totale pazienti trattate</b>	0	0
<b>totale Cicli/Scongellamenti</b>	0	0
Cicli/scongellamenti in Pz Residenti in Regione	0	0
Cicli/scongellamenti in Pz Residenti fuori Regione	0	0
Quanti Cicli con Gameti donati provenienti da pazienti trattati nello stesso Centro (es. EGG Sharing)	0	0
Quanti Cicli con Gameti donati provenienti da Banca Nazionale	0	0
Quanti Cicli con Gameti donati provenienti da Banca Estera	0	0
<b>Ovociti Inseminati</b>	0	0
<b>embrioni ottenuti</b>	0	0
<b>embrioni Congelati</b>	0	0
<b>trasferimenti Totali</b>	0	0
Trasferimenti ≤34	0	0
Trasferimenti 35-39	0	0
Trasferimenti 40-42	0	0
Trasferimenti ≥43	0	0
<b>transfer Totali</b>	0	0
Trasferimenti con 1 Embrione	0	0
Trasferimenti con 2 Embrioni	0	0
Trasferimenti con 3 o + Embrioni	0	0
<b> gravidanze Totali</b>	0	0
Gravidanze ≤34	0	0
Gravidanze 35-39	0	0
Gravidanze 40-42	0	0
Gravidanze ≥43	0	0


**b. Arriva al centro uno o più embrioni da donazione doppia:**


- Inserimento donatrice: viene inserita, come nel caso delle altre donazioni, la donatrice come nuova paziente. Nella sezione anagrafica – Riquadro verde si imposta come Donatrice. Vengono inseriti esami di laboratorio o altre informazioni relative alla donatrice.
- Inserimento donatore: viene inserito, come nel caso delle altre donazioni, il donatore come nuovo paziente. Nella sezione anagrafica – Riquadro verde si imposta come Donatore. Vengono inseriti esami di laboratorio o altre informazioni relative al donatore.
- Nella sezione Partnership dell'anagrafica di uno dei due vengono accoppiati per documentare la provenienza dell'embrione arrivato per la ricevente.

Imposta relazione di Donatrice KK, Donna (0006/02/2021)

**Partner attuale**

 <p><b>ID Paziente:</b> 0006/02/2021</p> <p><b>Cognome:</b> Donatrice KK</p> <p><b>Nome:</b> Donna</p> <p><b>Data di nascita:</b> 01/01/1990</p> <p><b>Via:</b></p> <p><b>CAP</b></p>	 <p><b>ID Paziente:</b> 0007/02/2021</p> <p><b>Cognome:</b> Donatore ZZ</p> <p><b>Nome:</b> Uomo</p> <p><b>Data di nascita:</b> 01/01/1990</p> <p><b>Via:</b></p> <p><b>CAP</b></p>
---	---

**Codice coppia**  

 Rimuovi partner attuale

- Nella sezione crio (riquadro blu) della donatrice vengono registrate le paillette contenenti embrioni e viene inserito il codice SEC.

Crioconservazione Gin di Donatrice KK, Donna (0006/02/2021)

Data PU: 15/01/2021 ⚡ ID Paziente: 0006/02/2021 Donatrice KK, Donna

Data congelamento: 18/01/2021 00:00 ⚡ ID Partner:

Congelato da: ⚡ ID ciclo (Crio):

Tecnica cong.: ⚡ Contratto crio:

**Centro di origine: Bank**

Data stocc.: 02/02/2021 ⚡

Conservato da: D., S. ⚡

ID Criocarrier:

Stato: Available

# Criocarrier: 1

**Materiale**

☐ Tessuto ovarico

☒ Donazione ovociti ☒ Donazione seme

n. ovociti: 0 # PN IVF: 0 # Emb. IVF: 0

# PN ICSI: 0 # Emb. ICSI: 1

Numero tot. PN: 0 Numero tot. Emb.: 1

☒ Cons. a mezzo criocons.

Posizione di stoccaggio: Banca A 10 VIII Posizione: Colore:

# Spazi liberi: 9

☐ Per ricerca

Ragione per ricerca:

☒ Per donazione

Riservato per:

Note:

⏪ Cambia paziente Single European Code (SEC) ⏩ Annulla OK

Non esistono info dettagliate relative ad ovo/embrio perchè questo campione non è associato ad un ciclo.

D., S. ⚡

Available

1

☒ Donazione

# PN IVF: 0 # Emb. IVF: 0

# PN ICSI: 0 # Emb. ICSI: 1

Numero tot. PN: 0 Numero tot. Emb.: 1

criocons.

aggio

☒ Per donazione

Riservato per:

Single European Code (SEC)

**SEC (codice unico europeo) manager**

SEC in arrivo SEC in uscita

SEC

\* ITABCDEF1234567789012AE4FT6YH34520210118

+ ✎ ✕

Crea tutto

SEC ITABCDEF1234567789012AE4FT6YH34520210118

Ora è possibile scannerizzare il barcode o il chip RFID

DIS IT ABCDEF 1234567789012

PIS A E4FT6YH 345 20210118

✕ Scartare ✓ Approvato

✓ Applica

⏩ Annulla OK

**IMPORTANTE:** Inserire come evidenziato nell'immagine il **Centro di provenienza**, i check su **"Donazione ovociti"** e **"Donazione seme"** e il check nel riquadro verde **"Per donazione"**.

Nei campi **QM** della crio sarà necessario completare il campo **Ovociti Donati** per documentare se gli ovociti che hanno formato l'embrioni erano scongelati (*Ovo scong*) o freschi (*Ovo a fresco*):

Campi liberi/QM di Donatrice KK, Donna (0006/02/2021)

Sezione MediTEX Crio Gin  
Data di riferimento 18/01/2021

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

Ordina	Tipo	Descrizione	Campi QM matchcode	Valore	Data	Inizio	Fine	Note
	F	Ovociti donati		Ovo scong Ovo a fresco				

☐ Selezione valore senza limitazioni

Documenti collegati

Note Registrazione vocale

- Viene fatta nella sezione **Info donatore** della paziente ricevente la prenotazione dell'embrione

Ricevente ovo/seme, Donna  
01/01/1990 (31)  
0008/02/2021  
0,00 €

Anagr. Paziente Anamnesi

Diagnostica  
Diagnostica Lab. Diag. Strumentale

RMI sconosciuto 1 ricardier

Info donat.  
Nuova prenotazione  
Cerca una donatrice adatta  
Cerca un donatore adatto

Cerca una donatrice adatta

Paziente: Ricevente ovo/semi, Donna Data di nascita: 01/01/1990 [0008/02/2021] Partner: Partner ricevente, Uomo Data di nascita: 01/01/1990 [0009/02/2021]  
Gruppo etnico: Altro

Cerca una donatrice e destinataria

Caratteristiche filtro

Donatrici ovociti attive

ID Anonimo 00000000

Nazionalità: Gruppo etnico: Altro

ID Anonimo: Pre

Nazionalità: Gruppo etnico: Altro

Conferma password

Riservare i campioni selezionati del donatore per il ricevente?

Ricevente	Donatrice
Ricevente ovo/semi, Donna	Donatrice KK, Donna
ID Paziente: 0008/02/2021	ID Paziente: 0006/02/2021
Data Nasc.: 01/01/1990	Data Nasc.: 01/01/1990
ID Anonimo:	ID Anonimo:
Crea ID anonimo	Crea ID anonimo

Anno: 2021 Mese pianificato: Febbraio

Annula OK

Chiudi

Ora nella crio della ricevente, sotto **Materiale riservato** c'è l'embrione prenotato per lei.

Crio Gin di Ricevente ovo/semi, Donna (0008/02/2021)

Attualmente in conservazione Storico

ID crio	ID ciclo (Crio)	Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	Tessuto ovarico	ID Criocarr	Stato	Posizione di stoccaggio	Pos.	CL 1	CL 2	n° contratto	Periodo pianificato	SEC
<Nessun dato da mostrare>																				

Ovociti/embrioni riservati

Donato da	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	ID criocarr	Posizione di stoccaggio	Pos.	CL 1	CL 2	n° contratto	Periodo pianificato	SEC
	18/01/2021	02/02/2021					1		Banca A 10 VIII					Febbraio 2021	

Stampa Fatture Contratto

Annula Chiudi

- Viene creato il ciclo da scongelamento per la paziente ricevente (è necessario mettere il check in Dettagli terapia su **"Ric ovo/embrione"**) e viene scongelato l'embrione prenotato.



- Con questo procedimento il ciclo verrà estratto nel documento della doppia donazione dell'ISS nelle colonne Embrioni scongelati.

Il campo QM **Ovociti donati** permetterà di discriminare il ciclo in modo che vada nella prima o nella seconda colonna (**ottenuti con donazione di ovociti a fresco e seme – ottenuti con donazione di ovociti scongelati e seme**)

	DOPPIA DONAZIONE		EMBRIONI SCONGELATI**	
	Ovociti freschi e seme*	Ovociti scongelati e seme*	Ottenuti da Donazione di ovociti a fresco e seme	Ottenuti da Donazione di ovociti scongelati e seme
Totale pazienti trattate	0	0	0	0
Totale Cicli/Scongelamenti	0	0	0	0
Cicli/scongelamenti in Pz Residenti in Regione	0	0	0	0
Cicli/scongelamenti in Pz Residenti fuori Regione	0	0	0	0
Quanti Cicli con Gameti donati provenienti da pazienti trattati nello stesso Centro (es. EGG Sharing)	0	0	0	0
Quanti Cicli con Gameti donati provenienti da Banca Nazionale	0	0	0	0
Quanti Cicli con Gameti donati provenienti da Banca Estera	0	0	0	0
Ovociti Inseminati	0	0		
Embrioni ottenuti	0	0		
Embrioni Congelati	0	0		
Trasferimenti Totali	0	0	0	0
Trasferimenti ≤34	0	0	0	0
Trasferimenti 35-39	0	0	0	0
Trasferimenti 40-42	0	0	0	0
Trasferimenti ≥43	0	0	0	0
Transfer Totali	0	0	0	0
Trasferimenti con 1 Embrione	0	0	0	0
Trasferimenti con 2 Embrioni	0	0	0	0
Trasferimenti con 3 o + Embrioni	0	0	0	0
Gravidanze Totali	0	0	0	0
Gravidanze ≤34	0	0	0	0
Gravidanze 35-39	0	0	0	0
Gravidanze 40-42	0	0	0	0
Gravidanze ≥43	0	0	0	0