

MANUALE DI COMPILAZIONE DEI CAMPI IN MEDITEX PER L'ESPORTAZIONE CORRETTA DEL MODULO CRIOCONSERVAZIONE GAMETI E TESSUTO OVARICO PER PRESERVAZIONE FERTILITÀ

Affinchè i dati vengano contati correttamente nella sezione in figura 1 è necessario che in dettagli terapia del ciclo ci sia il check su Preservazione fertilità.

CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI

SI NO

Numero di pazienti arruolati:

Numero congelamenti:

Numero ovociti:

Figura 1

Generale	Misure aggiuntive
Trattamento	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> IVM </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Preservazione fertilità </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Congelamento ovociti </div>

Ciclo → Dettagli Terapia

Per la crioconservazione del tessuto ovarico (figura 2) è necessario creare un ciclo di prelievo tessuto ovarico e mettere il check in Preservazione fertilità

CRIOCONSERVAZIONE TESSUTO OVARICO

SI NO

Numero di pazienti arruolati:

Numero congelamenti:

Figura 2

Generale	Misure aggiuntive
Trattamento	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <input checked="" type="checkbox"/> Preservazione fertilità </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Congelamento ovociti </div>

Ciclo → Dettagli Terapia

ITAMEDICAL Srl Via del Commercio 56 36100 VICENZA

Tel +39.347.3065710 info@itamedical.it www.itamedical.it

P.I./C.F. e Reg.Impr. di VI: 03621120249

REA 339857

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Affinché vengano inseriti in maniera corretta in questo modulo i dati sulla crioconservazione di liquido seminale per la preservazione della fertilità (figura 3) è necessario che nello spermioγραμμα del campione successivamente crioconservato, sia scelta come Indicazione Preservazione fertilità.

CRIOCONSERVAZIONE LIQUIDO SEMINALE

SI NO

Numero di pazienti arruolati:

Numero congelamenti:

Figura 3

The screenshot shows the 'Spermioγραμμα - PUS; PROVA PROVA, uomo' window. The 'Indicazione' dropdown is set to 'FP'. The 'Prima della preparazione' window is open, and the 'Preservazione fertilità' checkbox is checked and highlighted with a red box. The interface includes fields for collection date (02/01/2016), time (00:00), and various sperm analysis parameters such as Volume [ml], pH, Conc. [10⁶/ml], Vitalità [%], Leucociti [10⁶/ml], Cellule rotonde [10⁶], Motilità (WHO A, B, C, D [%]), N. spermatozoi a mot. prog. [10⁶], Motilità compless. [A% + B% + C%], Motilità progressiva [A% + B%], and various morphology parameters like Forme normali [%], Difetti testa [%], Difetti collo e tratto interm. [%], Difetti flagello [%], Droplets citopl. [%], Difetti multipli [%], and Teratozoospermia (TZI).

Diagnostica Laboratorio → Nuovo Campione → Spermioγραμμα